



Komet Dental
 Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
 Trophagener Weg 25
 32657 Lemgo · Germany
 Telefon +49 (0) 5261 701-0
 Telefax +49 (0) 5261 701-289
 info@kometdental.de
 www.kometdental.de



Odstraňovač gutaperči
310582 - Rev 2015-12



Preparace kořenového kanálku

Návod k použití

Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.

© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG



Odstraňovač gutaperči

1. Indikace

Odstranění gutaperči jako součást revize využívající nástroje NiTi s kónusem 0,2 mm.

2. Kontraindikace

Revize výplňových systémů obsahujících nosič s kovovým jádrem.

3. Klinický postup/vhodné použití:

Odstraňovač gutaperči se používá k revizi výplní kořenových kanálků po obnažení přístupové kavity kanálku. Nástroj je opatřen bezpečným koncem a „tupými“ zuby, které třením produkuje při používání teplo. Gutaperčový odstraňovač se používá bez chlazení v rotačním režimu při otáčkách opt 2000 ot/min v modrém kolénkovém násadci vrtačky. Nástroje se pohybuje podél stěny kanálku směrem hrotu kořene. Jakmile gutaperča změkne, otáčky se výší na 4000 ot/min a nástroj je opatrně veden dále směrem ke hrotu kořene. Za tímto účelem je zásadně důležité, aby byla délka kanálku stanovena rentgenograficky předem. Tento postup by měl trvat pouze několik sekund, zvláště v zakřivené oblasti kořenového kanálku, protože otáčení v zakřivené části kanálku zvyšuje riziko rozlomení nástroje. Po vytažení nástroje změkklá gutaperča ulpí na nástroji a lze ji odstranit vhodným nástroji, jako je pinzeta, nebo otřením nástroje látkou.

4. Další léčba

Závěrečné čištění kořenového kanálku, například kořenovým nástrojem Hedstroem.

5. Doporučení pro údržbu

Kořenové nástroje je nutné dezinfikovat antikoroziními dezinfekčními a čistícími přípravky pro točivé nástroje (např. Komet DC1). Doporučení pro použití (doba ponoření, koncentrace, vhodnost) dezinfekčních a čistících přípravků viz. návody výrobců těchto použitých přípravků. Dezinfekční a čistící přípravky se musí důkladně opláchnout vodou a nástroje se musí pečlivě osušit (např. vzdu-

chovou tryskou). Nástroje nenechávejte a ani neskladujte po dlouhou dobu v mokřím či vlhkém prostředí. Vrtáky nesmí přijít do vzájemného kontaktu během čištění v ultrazvukové lázni. Přístroje lze přepracovávat v termální dezinfektoru s tím, že použitý přípravek je vhodný pro rotační nástroje (slabý alkalický detergent). Proveďte vizuální kontrolu přístrojů. Poškozené nebo otupené nástroje se musí zlikvidovat a jejich používání ukončit. Přístroje se sterilizují v autoklávu při teplotě 134°C. Dodržujte pokyny stanovené výrobcem zařízení. Žádné zkorodované nástroje nepoužívejte opakovaně. Provozovatel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné postupy bude provádět kvalifikovaný personál s využitím vhodných materiálů a vhodného vybavení. Pracovní pokyny ohledně správného přepracování nástrojů podle DIN EN ISO 17664 lze stáhnout z webu www.kometdental.de nebo si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

6. Bezpečnost a odpovědnost

Opatřebené a poškozené nástroje (vadný diamantový povlak, ohnuté nástroje atd.) je zapotřebí zlikvidovat a nahradit novými. Shora uvedené pokyny týkající se nakládání s nástroji, chlazení a kontaktního tlaku se musí přísně dodržovat. Nástroje používejte pouze podle jejich zamýšleného účelu. Nedodržování těchto bezpečnostních pokynů může vést k poranění nebo poškození hnací soustavy. Uživatel odpovídá za kontrolu výrobků před použitím a zajistí, že budou vhodné k danému účelu. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.

Freigabe | → Nicht zutreffendes bitte streichen! Stand 12/16

erstellt	13.04.17	13.04.17	geprüft von
amm – CT		amm – JE	
Datum/Unterschrift			
.....			
PM u/o Marketingverantw.	Datum/Unterschrift		
Freigabe <u>Marketing Center:</u>			
ab _____	bis _____		
Freigabe <u>Internet:</u>			
ab _____	bis _____		
ohne Angabe = Veröffentlichung ab Freigabedatum			
.....			
PE	Datum/Unterschrift		
.....			
Verkaufsleiter	Datum/Unterschrift		
.....			
TVA/VU/RA/Bereich	Datum/Unterschrift		