



Komet Dental  
 Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 Trophagener Weg 25  
 32657 Lemgo · Germany  
 Telefon +49 (0) 5261 701-0  
 Telefax +49 (0) 5261 701-289  
 info@kometdental.de  
 www.kometdental.de



**R6 ReziFlow**  
 © Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 311065 - Rev 2016-10



Preparace kořenového kanálku

**STERILE** Sterilizováno ozařováním



Doba použitelnosti



Nepoužívejte v případě poškození obalu



Nepoužívejte opakovaně!  
 (pouze k jednorázovému použití)

<b>R06L21.204.025</b>	<b>R06L25.204.025</b>	<b>R06L31.204.025</b>
<b>R06L21.204.030</b>	<b>R06L25.204.030</b>	<b>R06L31.204.030</b>
<b>R06L21.204.035</b>	<b>R06L25.204.035</b>	<b>R06L31.204.035</b>
<b>R06L21.204.040</b>	<b>R06L25.204.040</b>	<b>R06L31.204.040</b>
<b>R06L21.204.045</b>	<b>R06L25.204.045</b>	<b>R06L31.204.045</b>
<b>R06L21.204.050</b>	<b>R06L25.204.050</b>	<b>R06L31.204.050</b>

R6 ReziFlow pilníky jsou o velikostech 025-040 kónus .06, velikosti 045 a 050 kónus .04



R6 ReziFlow NiTi-pilníkový systém je určen pro reciproční opracování kořenového kanálku

1. Indikace  
 Levotočivě reciproční opracování rovných a zakřivených kanálků v endodontickém přístroji.

2. Kontraindikace  
 Použití v silně zakřivených kanálkách v apikální oblasti, zakřivených kanálkách ve tvaru S nebo silně kalcifikovaných kanálkách.

3. Průběh ošetření  
 Obecně:  
 - Nástroje jsou určeny k jednorázovému použití (u jednoho pacienta). K ošetření až 3 kořenových kanálků jedním pilníkem.  
 - Dodržujte doporučení o použití NiTi-pilníků jako i čištění a desinfekce kořenových kanálků.  
 - Nástroje kontrolujte pohledem také během ošetření nebo vyplachování kanálku, např. plastická deformace, bity a vadné nástroje včas vyřadte.

Před použitím R6 ReziFlow  
 - Zkontrolujte tvar kořenového kanálku pomocí rentgenového snímku.  
 - Zprůchodněte vstup do kořenového kanálku např. pomocí Gates nebo Opener OP10L19.

Použití R6 ReziFlow pilníků  
 - Nasondujte kořenový kanálek pomocí strojových nástrojů (např. PathGlider) nebo pomocí ručních nástrojů (např. Patecy pilník, K-pilník). Nástroj musí být nakonec zaveden do kořenového kanálku bez jakéhokoli odporu.  
 - Použití odpovídajícího R6 ReziFlow nástroje je závislé od velikosti sondovacích pilníků.  
 sondování s nástrojem velikost 015: použití R6 ReziFlow velikost ISO 025  
 sondování s nástrojem velikost 020: použití R6 ReziFlow velikost ISO 030  
 sondování s nástrojem velikost 025: použití R6 ReziFlow velikost ISO 035  
 sondování s nástrojem velikost 030: použití R6 ReziFlow velikost ISO 040  
 sondování s nástrojem velikost 035: použití R6 ReziFlow velikost ISO 045  
 sondování s nástrojem velikost 040: použití R6 ReziFlow velikost ISO 050  
 - Zaveďte odpovídající nástroj do kořenového kanálku. Nástroje používejte podle pravidla „Picking motion“, krátkými pohyby nahoru a dolů v maximální délce 5 sekund dle principu Single-legalt.  
 - Nástroje v průběhu ošetření očistěte kartáčkem např. 595 a kořenový kanálek dostatečně proplachujte pro odstranění zbroušené substance z kořenového kanálku. Nástroje používejte pouze s minimální přítlačnou silou.

## Návod k použití

Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.

Když ucítíte, že nástroj pracuje s jakýmkoliv odporem, nesmí být dále používán, ale musí být zkontrolována průchodnost kanálku pomocí ručních nástrojů, příp. musí být obnoveno zprůchodnění. Jinak hrozí možnost fraktury kořenového kanálku, případně zlomení nástroje.

Doporučení k pracovnímu pohybu

- R6 ReziFlow může být používán v běžně dostupných přístrojích, které umožňují reciproční pohyb. Protože tyto nástroje jsou řezací v levotočivém směru, musí být použit v přístrojích, které z větší části pracují v levotočivé orientaci.  
 - Nedodržení tohoto doporučení může vést k zaklínění a následnému zalomení nástroje, protože tyto nástroje nemají dostatečnou řezací schopnost v pravotočivém směru.

4. Následné ošetření

Ošetřený kořenový kanálek může být následně, dle obecných medicínských postupů, vyplněn např. kondensovaným gutaperčovým čepem (Komet R6 ReziFlow gutaperčové čepy kónus .06 nebo .04 pro R6 ReziFlow pilníky velikosti ISO 045 a 050) nebo jiným výplňovým systémem např. Komet F360 Fill, příp. termoplasticky.

5. Ošetření

Ošetření ve smyslu čištění, desinfekce a sterilizace k opětovnému použití není v případě těchto sterilně zabalených pilníků zamýšleno. Tyto nástroje jsou vyvinuty k jednorázovému použití (u jednoho pacienta). Použité nástroje vyřadte, protože není zaručeno další bezrizikové použití těchto nástrojů např. infekce nebo bezproblémové použití nástroje. V poškozeném balení nejsou nástroje dále sterilní a nemohou být použity.

6. Skladování

Sterilní nástroje v originálním balení chraňte před světlem a horkem. Skladujte v suchém a čistém prostředí. Neuchovávejte ve stejné místnosti, kde jsou chemikálie a chemické roztoky.

7. Bezpečnost a odpovědnost

Dodržujte aktuální všeobecné informace týkající se použití nástrojů v aktuálním katalogu firmy Komet. Uživatel odpovídá za kontrolu výrobků před použitím a za to, že budou vhodné k danému účelu. Uživatel odpovídá za správné používání nástrojů. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich pokynů ohledně používání a stejně tak i použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.