

Rotadent

ROTARY INSTRUMENTS

C I R C L E O F
E X P E R T S

DENTAL INTELLIGENCE

COLOGNE GERMANY

kometmagazin.de

2019 IDS

P A S S I O N
P E R F O R M A N C E

I D E
A S

+ /
#

F E E
L I N G

L A
D



S E R V
I C E

! +
: #

! +
: #

Novinky | Ordinance **IDS 2019**

We bring good *shapes* to life

Reciproční Opener

Otevře Vám kanálky a novou perspektivu.

- rotační nebo reciproční rozšíření v oblasti vstupu do kořenového kanálku
- vysoká řezací schopnost a flexibilita
- použitelný ke každému známému systému. Možno použít v každém přístroji umožňující reciproční pohyb nebo v patentovaném ReFlex pohybu (umožňuje EndoPilot)



●● OPR10L19.204.030
REF: 490 204 OPR10 19 030 (7484)
reciproční Opener



●● OPR08L19.204.025
REF: 490 204 OPR8 19 025 (7483)
reciproční Opener



R6 ReziFlow

- **reciproční NiTi-pilníkový systém**
- šetrné, lehce kontrolovatelné ošetření díky nízkému šroub. efektu
- konstantní kónus umožňuje šetrné ošetření a homogenní výplň
- levořezný nástroj použitelný ve všech dostupných recipročních motorech

R6 ReziFlow hlavní velikosti s kónusem .06



●● R06L21/L25/L31 .204.025 025/06
490 204 REZ 21/25/31 025



●● R06L21/L25/L31 .204.030 030/06
490 204 REZ 21/25/31 030



●● R06L21/L25/L31 .204.035 035/06
490 204 REZ 21/25/31 035



●● R06L21/L25/L31 .204.040 040/06
490 204 REZ 21/25/31 040

R6 ReziFlow doplňkové velikosti s kónusem .04



○ R06L21/L25/L31 .204.045 045/04
490 204 REZ 21/25/31 045



●● R06L21/L25/L31 .204.050 050/04
490 204 REZ 21/25/31 050




**výhradní zastoupení pro ČR
na systém R6 ReziFlow**

Vše pěkně hladké

Vše bezpečně, vše rychle,
vše hladké.

Profesionální set na odstranění zbytků lepidla od A do Z.
Jeden kompletní set pro úspěšné dokončení léčby a
spokojeného pacienta.

- žádné rýhy na přírodní
zubní substanci, šetří
zubní sklovinu
- vysoká hospodárnost
- bezpečné použití



REF: 500 204 194 VIP 016 (7488)
Odstraňovač zbytků lepidla



REF: 658 204 243 594 050 (7485)
Lešticí nástroj, plamen



REF: 658 204 030 594 060 (7486)
Lešticí nástroj, kalich

REF: 658 204 4688 SET (7487)
Set nástrojů na odstranění lepidla

Snadné uspořádání


- stojánky na rotační nástroje (FG) nebo (FG/RA-mix)
- autoklávovatelné
- uspořádání setů



REF: 030 204/314 (6128)
Stojánek na rotační nástroje, 14 otvorů
(7 x RA, 7 x FG)



REF: 030 314 (7562)
Stojánek na rotační nástroje, 14 otvorů
(14 x FG)



REF: 030 000 5190 (7563)
Stojánek na rotační nástroje, 17 otvorů
(5 x RA, 12 x FG)

Micro / Bevel

- SonicLine Micro (SF30M/D):
Určeno k preparaci mikrodefektů v aproximální oblasti.
Díky tvaru poloviční kuličky a jednostrannému obložení
jsou vedlejší zuby dokonale chráněny.
- SonicLine Bevel (SF58M/D):
Určeno k rychlému a šetrnému zkosení okrajů kavity díky
zahnutí 45°



SF30M000.016 (mesial)
SF30D000.016 (distal)



SF30M000.024 (mesial)
SF30D000.024 (distal)



SF58M000.027 (mesial)
SF58D000.027 (distal)



Další informace k tomuto
tématu jsou v katalogu
SonicLine (410357) nebo
SonicLine Quick (418065).



Tip:
K dodání také v praktickém
Quick připojení

PerioStars

- pro minimálně invazivní odstranění
defektů v rámci parodontologického
ošetření
- možné vyhlazení povrchů bez
vzniku parodontologických
laloků
- dlouhé, úzké nástroje jsou
předurčeny k ošetření v těžko
dostupných místech



Tip:
Další informace
na téma parodontolo-
gického ošetření je
uvedeno v kompasu
417238.



Více k tématu?

Video "Parodontologické ošetření
pomocí SF10T a SF11"

! v nabídce také v Quick připojení

Použití špiček:
- sonický násadec Komet SF11.M/S
- scaler firmy W&H (série Proxeo ZA-55/L/M/LS
a Proxeo ST ZE-55RM/BC, série Synea ZA-55/L/M/M
nebo série Alegria ST ZE-55RM/BC)
- SONICflex - násadec fa. KaVo (série 2000N/L/X/LX
nebo série 2003N/L/X/LX)
- SIRONAIR L - násadec fa. Sirona

Nově zaoblený.

- velký odběr zbrúšeného materiálu díky strukturovanému dřiku a aktivní špičce, který nabízí větší prostor na pracovní části
- 4COMP ohromuje trvale vysokou schopností odstranit výplně
- je vyjímečný v životnosti nástroje hlavně v porovnání s tvrdokovými nástroji – vydrží o hodně déle




- REF: 806 314 238 4COMP 012 (7512)
Odstraňovač kompozitních výplní

Nově ozubený.

- rozřízne tvrdé slitiny neušlechtilých kovů v krátkém čase
- elegantní díky novému břit s příčnými zářezy
- výhodný pro svoji dlouhou životnost



- REF: 500 314 H4NP 016 (7513)
rozřezávač korunek a můstků neušl.kovů



CHAMPION

Vícenásobně obložené diamantové nástroje

- zrnitost super hrubá
D151m REF: 544
- zrnitost extra hrubá
D252m REF: 554
- zrnitost jemná
REF: 514



Nové tvary

CHAMPION jsou speciální vícenásobně obložené diamantové nástroje určené pro protetická ošetření (broušení na schůdek, preparace kavity apod.).

Speciální hrubá diamantová zrna pro rychlé zbrúšení zubní skloviny.

CHAMPION jsou určeny na extrémně tvrdé materiály jako je zubní sklovina, zirkon a keramika.

Pro lepší orientaci jsou nástroje označeny dvěma proužky.

Stabilní a efektivní

RotaCut

- výhodný kónický tvar pro rychlé rozřezávání neušlechtilých kovů
- výběr ze dvou tvarů a dvou velikostí
- křížový břit



- REF: R500 314 194 CRX 012 (7466)
kónus zaoblený, křížový břit



- REF: R500 314 194 CRX 014 (7467)
kónus zaoblený, křížový břit



- REF: R500 314 195 CRX 012 (7468)
kónus zaoblený, křížový břit



- REF: R500 314 195 CRX 014 (7469)
kónus zaoblený, křížový břit

Rotadent

ROTARY INSTRUMENTS



C I R C L E O F
E X P E R T S

DENTAL INTELLIGENCE

COLOGNE GERMANY

kometmagazin.de

2019

IDS

P A S S I O N
P E R F O R M A N C E

I D E
A S

+ /
#

F E E
L I N G

L A
D



S E R V
I C E

! +
#

C O

Novinky | Ordinance

IDS 2019

EndoPilot

- spojení apex lokátoru a endomotoru
- široký výběr předvolených programů všech známých výrobců endo nástrojů
- nový patentovaný reciproční program ReFlex od firmy Komet
- jednoduché ovládání, dotyková obrazovka
bezdrátový nožní pedál

! akční nabídka

při nákupu přístroje EndoPilot obdržíte
10 balení rotačních endodontických nástrojů
dle Vašeho výběru **zdarma**



EndoPilot
REF: 700 endopilot (7514)

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
385 01 Vimperk
Czech republic

+420 388 323 991
+420 388 320 835
info@rotadent.eu