

PEOPLE HAVE PRIORITY



"from a patient to a fan"

NOVINKY & NABÍDKY

září 2018 – srpen 2019

    | wh.com



Záchovná stomatologie & protetika

Turbíny, kolénka
& rovné násadce



DR. PANOS BAZO

Aigio, Řecko

Instrumenty SYNEA VISION mě zaujaly svým výkonem, ergonomií a dokonalým osvětlením bez stínů. Malá hlavička a dobré osvětlení zajišťují optimální pohled na pracovní pole.



TK-98 L & RQ-24

- ☀ Prstýnek s 5x LED+
- △ 5bodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 11,5 mm
- ⌚ 24 W/360.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H
- ⚖ Váha 54 g (TK-98L & RQ-24)

33 348 CZK

Ceníková cena 48 707 CZK



TK-94 L

- ☀ LED+ světlo
- △ 5bodové chlazení
- Micro hlavička Ø 9 mm
- ⌚ 14 W/410.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H

29 660 CZK

Ceníková cena 37 035 CZK



WK-99 LT

- ⌚ 1:5 kolénkový násadec
- ☀ Kompaktní světlovod
- △ 5bodové chlazení
- Hlavička Ø 9,5 mm

28 538 CZK

Ceníková cena 42 326 CZK



HK-43 LT

- ⌚ 1:1 přímý násadec
- ☀ Kompaktní světlovod
- △ Jednobodové chlazení
- Vrtáčky Ø 2,35 mm

22 125 CZK

Ceníková cena 27 897 CZK

synea^{VISION}
AŽ 3 ROKY ZÁRUKA



alegria
1 ROK ZÁRUKA

TE-98 LQ & RQ-54

- ✳ LED+ s generátorem
- △ 3bodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 12,2 mm
- ⌚ 18 W/330.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H
- ⚖ Váha 68 g (TE-98LQ & RQ-54)

TE-98 LQ TE-98 LQ+RQ-54

16 193 21 644 CZK

Ceníková cena
19 079 CZK

Ceníková cena
27 095 CZK

TE-95 RM/BC

- ✳ Nesvětelná
- △ Jednobodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 12,2 mm
- ⌚ 18 W/330.000 ot./min
- 🔌 4děrový / Borden 2děrový

7 535 CZK

Ceníková cena 12 569 CZK

WE-99 LED G

- ⌚ 1:4,5 kolénkový násadec
- ✳ LED+ s generátorem
- △ 3bodové chlazení
- Hlavička Ø 10,1 mm

25 812 CZK

Ceníková cena 32 706 CZK

WE-56 LED G

- ⌚ 1:1 kolénkový násadec
- ✳ LED+ s generátorem
- △ Jednobodové chlazení
- Hlavička Ø 10,1 mm

20 041 CZK

Ceníková cena 24 017 CZK

WE-56

- ⌚ 1:1 kolénkový násadec
- ✳ Nesvětelný
- △ Externí chlazení
- Hlavička Ø 10,1 mm

6 894 CZK

Ceníková cena 7 696 CZK

HE-43

- ⌚ 1:1 přímý násadec
- ✳ Nesvětelný
- △ Externí chlazení
- Vrtáčky Ø 2,35 mm

5 932 CZK

Ceníková cena 7 054 CZK



syneca FUSION
AŽ 2 ROKY ZÁRUKA

TG-98 L

- ✳ LED+ světlo △ 4bodové chlazení
- Standardní hlavička Ø 11,5 mm
- ⌚ 19 W/360.000 ot./min
- 🔌 Připojení Rotoquick® W&H
- ⚖ Váha 56 g (TG-98L & RQ-24)

20 041 CZK

Ceníková cena 25 171 CZK

WG-99 LT

- ⌚ 1:5 kolénkový násadec
- ✳ Kompaktní světlovd
- △ 4bodové chlazení
- Hlavička Ø 9,5 mm

22 125 CZK

Ceníková cena 32 129 CZK

WG-66 LT

- ⌚ 2:1 kolénkový násadec
- ✳ Kompaktní světlovd
- △ Jednobodové chlazení
- Hlavička Ø 9,5 mm

20 041 CZK

Ceníková cena 26 357 CZK

WG-56 LT

- ⌚ 1:1 kolénkový násadec
- ✳ Kompaktní světlovd
- △ Jednobodové chlazení
- Hlavička Ø 9,5 mm

17 475 CZK

Ceníková cena 22 253 CZK

HG-43 A

- ⌚ 1:1 přímý násadec
- ✳ Nesvětelný
- △ Jednobodové chlazení
- Vrtáčky Ø 2,35 mm

12 345 CZK

Ceníková cena 16 161 CZK

Made in
AUSTRIA

Profylaxe & parodontologie

Scalery a kolénka

Dr. S. Mile



W&H JE PRVNÍM VÝROBCEM, KTERÝ
POTVRDIL, ŽE **W&H PEIZO SCALER**
MŮŽE BÝT BEZ OBAV POUŽÍVANÝ
U PACIENTŮ S KARDIOSTIMULÁTOREM



TIGON+ & HROTY
1U, 3U, 1P, 1I, 1E

NÁSADEC PIEZO SCALERU S OSVĚTLENÍM 5 LED

Pět programů ošetření
Autoklávovatelný zásobník na vodu
Interní ohřev vody . Tři módy výkonu
Multifunkční nožní ovladač

70 543 CZK

Ceniková cena 102 287 CZK



TIGON & HROTY
1U, 3U, 1P

NÁSADEC PIEZO SCALERU S OSVĚTLENÍM 5 LED

Jednoduché ovládání
Nastavitelný výkon a chlazení

46 494 CZK

Ceniková cena 63 809 CZK


proxeo^{TWIST}

Latch Short System Všechny výhody v jednom

Dlouhý dřík, který způsobuje velkou výšku hlavičky kolénka s rotačním nástrojem, byl u profylaktických kalíšků a kartáčků do klasické kleštiny vždy nepříjemnou komplikací.

Přímo šroubované kalíšky tuto nevýhodu řešily, ale jejich výměna byla časově náročná.

W&H přináší patentované řešení zajišťující nízkou výšku, dobrý přehled a snadný přístup k zubům spolu se snadnou výměnou nástroje jako u kleštiny!



NOVINKA

PROXEO WP-66 W
& BALENÍ PROFYLAKTICKÝCH KALÍŠKŮ

☺ 4:1 kolénkový násadec

☀ Nesvětelný

12 762 CZK

Ceniková cena 14 718 CZK

ZAVÁDĚCÍ NABÍDKA

DALŠÍ BALENÍ PROFYLAKTICKÝCH
KARTÁČKŮ ZDARMA

DOSTUPNÉ OD 1.12. 2018



NOVINKA

PROXEO WP-64 M/MU

PRO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ

☺ 4:1 kolénkový násadec

☀ Nesvětelný

Uchytení šroubem pro systémy
Young a Universal

10 549 CZK

Ceniková cena 12 505 CZK

PROXEO ZA-55 L

☀ Světelný

○ Hroty 1AU, 2AU, 3AU, 1AP V CENĚ

☺ Připojení Rotoquick® W&H

Dostupné i na rychlospojky
KaVo Multiflex a Sirona

34 951 CZK

Ceniková cena 43 865 CZK

PROXEO ZE-55 RM/BC

☀ Nesvětelný

○ Hrot 2x1AU V CENĚ

☺ 4děrový / Borden 2děrový

12 794 CZK

Ceniková cena 15 936 CZK

144 KALÍŠKŮ
MĚKKÉ/TVRDÉ

VHODNÉ POUZE PRO

LATCH
SHORT
SYSTEM
proxeo™

2 212 CZK

Ceniková cena 2 212 CZK

144 KARTÁČKŮ

VHODNÉ POUZE PRO

LATCH
SHORT
SYSTEM
proxeo™

3 174 CZK

Ceniková cena 3 174 CZK

Made in
AUSTRIA



Dr. I. Novativ

Sterilizace & ošetření násadců



DR. ANDREJ BOŽIĆ Záhřeb, Chorvatsko
Pokud jde o sterilizaci, neexistuje žádný kompromis. Špičková technologie, moderní a snadné ovládání a ergonomický design jsou kritéria, proč jsme se rozhodli pro sterilizátor W&H LISA. W&H se ukázalo být mimořádně kvalitním a spolehlivým partnerem, u kterého nejmodernější technologie usnadňují každodenní práci.



1 zubní souprava
v ordinaci?

ASSISTINA 301 PLUS
1 násadec zevnitř vyčištěn
a namazán za
35 vteřin

33 187 CZK

Ceniková cena 39 985 CZK



2-3 zubní soupravy
v ordinaci?

ASSISTINA TWIN
1 násadec zevnitř vyčištěn
a namazán za
10 vteřin

60 603 CZK

Ceniková cena 76 635 CZK



Chirurgická praxe s maximálními
požadavky na dezinfekci?

ASSISTINA 3X3
3 násadce zevnitř i ZVENČÍ
vyčištěny a namazány za
6 minut

92 668 CZK

Ceniková cena 113 414 CZK



KIT SYNEA VISION

1:5 kolénkový násadec WK-99 LT
1:1 kolénkový násadec WK-56 LT

35 528 CZK*

Ceníková cena
71 056 CZK

-50%



KIT ASSISTINA 301

1:5 kolénkový násadec WK-99 LT
1:1 kolénkový násadec WK-56 LT
Assistina 301

55 505 CZK*

Ceníková cena
111 041 CZK

-50%



KIT ASSISTINA TWIN

1:5 kolénkový násadec WK-99 LT
1:1 kolénkový násadec WK-56 LT
Assistina TWIN

73 846 CZK*

Ceníková cena
147 691 CZK

-50%



IMPLANTMED LED+

Implantmed s LED+ světlem, motor,
bezdrátové nožní ovládání a kolénko
WS-75 L

94 592 CZK*

Ceníková cena
161 255 CZK

-4.1%

*NABÍDKA NEJLEPŠÍ CENY PŘI KOUPI SPOLU S AUTOKLÁVEM W&H



SAMI SI VYBERTE JEDEN VÝROBEK W&H PŘI KOUPI AUTOKLÁVU ZDARMA!

ÚPRAVNA VODY MULTIDEM C27, DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ DIST,
SVÁŘEČKA FÓLIÍ SEAL2 NEBO NÁSADEC LED+ SYNEA FUSION



DR. PAVEL LUKL

Brno, Česká republika

V naší klinice se 6 ordinacemi je každý pracovní den rušný. Proto vždy chceme přístroje, které nám nějakou svojí inovativní funkcí ulehčí naši práci. Přístroje, které jsou navíc i spolehlivé a jednoduše ovladatelné.

U autoklávu Lisa jsme to vše našli. Náš personál oceňuje na autoklávu Lisa kratší čas potřebný na cyklus B a možnost mít již za 13 minut nebalené nástroje sterilní.



eco dry+ **Wi-Fi**

AUTOKLÁV LISA

Eco Dry technologie. Zrychlený cyklus typu B
Nové uživatelské rozhraní. Uživatelsky přívětivá struktura menu
Ergonomická vnější a vnitřní konstrukce
Úplná sledovatelnost díky Wi-Fi připojení
Mobile App pro vzdálené monitorování v reálném čase

174 754 CZK

171. Ceníková cena
228 623 CZK

189 184 CZK

221. Ceníková cena
244 977 CZK



AUTOKLÁV LINA

Exkluzivně cykly třídy B
Krátký ECO-B cyklus
Snadné a praktické použití
Automatické plnění vody
Integrovaný USB port

126 657 CZK

171. Ceníková cena
173 151 CZK

141 086 CZK

221. Ceníková cena
189 184 CZK




PRVNÍ NA SVĚTĚ!

Automatická detekce nástroje

Zubní chirurgie & implantologie

Piezochirurgické jednotky
a hroty

Dr. S. Mart



DR. SAŠA DABIĆ

Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Moji chirurgickou práci si už bez každodenního použití PIEZOMEDU nedokážu představit. Stačí chvilka a zamilujete se. Najednou si vědomíte, že bez něj už nemůžete pracovat. Pravá láska je ale vzájemná.



PIEZOMED & SET "BONE"

Základní sada obsahuje:
momentový klíč
sterilizační kazetu
3x jednorázová hadička

191 588 CZK

Ceníková cena 210 956 CZK

UPGRADE NA BEZDRÁTOVÉ NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ

Skvělá variabilita. Můžete JEDNÍM ovladčem propojit IMPLANTMED i PIEZOMED nebo ho mít pouze pro jeden přístroj.



12 826 CZK



HROTY B6 A B7

Speciální pilka pro jemné a hluboké řezy v rekordním čase. Odběr kostních bloků, oddělování kořenů zubů a resekce hrotu kořene.

4 778 CZK


Ceníková cena 5 643 CZK

Výkon a přesnost jsou po mě při práci s piezopřístrojem zásadními parametry. Především v indikaci kortikotomie je Piezomed nepostradatelným nástrojem, který mi zaručuje bezpečnou a precizní preparaci kosti alveolu.



SORTIMENT HROTŮ

Díky nabídce 30 inovativních hrotů vám W&H nabízí ten správný nástroj pro všechny indikace. Navíc přístroj sám detekuje hrot a podle něj nastaví výkon přístroje. V průběhu operace se tak opravdu můžete soustředit jen na to nejdůležitější.



ŘEZÁNÍ A OPRACOVÁNÍ KOSTI

LATERÁLNÍ SINUS LIFT

PERIODONTOLOGIE

RETROGRÁDNÍ ENDODONCIE

EXTRAKCE ZUBŮ

PŘÍPRAVA NA IMPLANTÁT A KRESTÁLNÍ SINUS LIFT



INSTRUMENTY KIT BONE

B1, B2R, B2L,
B3, B4, B5

INSTRUMENTY KIT SINUS

S1, S2, S3,
S4, S5

INSTRUMENTY KIT PARO

P1, P2RD,
P2LD

INSTRUMENTY KIT ENDO

R1D, R2RD,
R2LD, R3D,
R4RD, R4LD

INSTRUMENTY KIT EX

EX1, EX2

INSTRUMENTY KIT IMPLANT/ CRESTAL P

I1, I2P, I3P,
I4P, Z25P,
Z35P

INSTRUMENTY KIT IMPLANT/ CRESTAL A

I1, I2A, I3A,
I4A, Z25P,
Z35P

23 888 CZK

16 994 CZK

10 742 CZK

18 918 CZK

7 696 CZK

31 744 CZK

31 744 CZK

Zubní chirurgie & implantologie

Chirurgické jednotky, kolénka
a rovné násadce



DR. MATIJA GORJANC

Ljubljana, Slovinsko

Již od začátku je IMPLANTMED uznáván pro svou sílu, krouticí moment a dokonalé ovládání. Provoz motoru je tichý, bezdrátové ovládání nohou je jako vzduch: všudypřítomné a přitom neviditelné. Možnosti přístroje přesahují přání chirurga. Řešíte nějaký problém? Tým W&H je vždy připraven pomoci na velmi profesionální úrovni. Úspěšné pokračování příběhu spolupráce pokračuje.

Dr. X. Pert



IMPLANTMED SI-1023 NESVĚTELNÝ SET

Kabelový nožní ovladač

Násadec WI-75 E/KM nebo S-11 V CENĚ

IMPLANTMED SI-1023 SVĚTELNÝ SET

Kabelový nožní ovladač

Násadec WS-75 L nebo S-11 L V CENĚ

101 005 CZK

Ceniková cena 123 579 CZK

127 939 CZK

Ceniková cena 149 808 CZK



WI-75 E/KM

- ☉ 20:1 kolénkový násadec
- ☀ Nesvětelný
- △ Jednobodové chlazení
- ⚙ Nerozebíratelný

23 247 CZK

Ceniková cena 28 730 CZK



WS-75/ WS-75 L

- ☉ 20:1 kolénkový násadec
- ☀ Nesvětelný / Mini LED+
- △ Jednobodové chlazení
- ⚙ Rozebíratelný

28 538 CZK
32 386 CZK

Ceniková cena
36 041 CZK / 38 606 CZK



WS-91/ WS-91 L

- ☉ 1:2,7 kolénkový násadec
- ☀ Nesvětelný / Mini LED+
- △ 3bodové chlazení
- ⚙ Rozebíratelný

28 538 CZK
32 386 CZK

Ceniková cena
32 706 CZK / 35 336 CZK



S-11/ S-11 L

- ☉ 1:1 přímý násadec
- ☀ Nesvětelný / LED+
- △ Externí chlazení
- ⚙ Rozebíratelný

23 247 CZK
32 386 CZK

Ceniková cena
27 351 CZK / 37 933 CZK

ZDARMA

PŘI ZAKOUPENÍ PŘÍSTROJŮ
IMPLANTMED & PIEZOMED



UPGRADE NA OSSTELL ISQ MODUL PRO STABILITU IMPLANTÁTU

Měření stability implantátu,
monitorování oseointegrace
a přesný odhad doby do zatížení.

81 766 CZK



UPGRADE NA BEZDRÁTOVÉ NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ

Skvělá variabilita. Můžete JEDNÍM
ovladčem propojit IMPLANTMED
i PIEZOMED nebo ho mít pouze pro
jeden přístroj.

12 826 CZK



CHIRURGICKÝ VOZÍK

Úspora místa, všechna zařízení W&H
pěkně pohromadě.
3x elektrická zásuvka
935 x 500 x 450 mm

29 820 CZK

Výrobky zobrazené na voříku nejsou součástí dodávky.



PROTETICKÝ ŠROUBOVÁK IA-400

Bateriový přístroj se zcela precizním
ovládáním kroučicího momentu, které
umožňuje naprosto bezpečné dotažení
šroubů u suprastruktur implantátů.

46 494 CZK

Ceniková cena 56 242 CZK

Made in
AUSTRIA

Zubní chirurgie & implantologie

Motory, kolénka
a rovné násadce



WS-75 LG

- ☺ 20:1 kolénkový násadec
- ✳️ Mini LED+ s generátorem
- ◇ Externí chlazení
- ✳️ Rozebíratelný

34 951 CZK

Ceníková cena 42 711 CZK

WS-91 LG 45°

- ☺ 1:2,7 kolénkový násadec
- ✳️ Mini LED+ s generátorem
- ◇ 3bodové chlazení
- ✳️ Rozebíratelný

34 951 CZK

Ceníková cena 39 376 CZK

S-11 LG

- ☺ 1:1 přímý násadec
- ✳️ Mini LED+ s generátorem
- ◇ Externí chlazení
- ✳️ Rozebíratelný

34 951 CZK

Ceníková cena 42 037 CZK

IMPLANTMED SI-923 NESVĚTELNÝ SET

Kabelový nožní ovladač
Násadec WI-75 E/KM
nebo S-11 V CENĚ

*S NOVOU ELEKTRONIKOU
A KRATŠÍM MOTOREM EM-19

86 255 CZK

Ceníková cena 115 049 CZK

IMPLANTMED SI-923 SVĚTELNÝ SET

Kabelový nožní ovladač
Násadec WS-75 LG
nebo S-11 LG V CENĚ

*S NOVOU ELEKTRONIKOU
A KRATŠÍM MOTOREM EM-19

95 874 CZK

Ceníková cena 129 030 CZK



PROF. DR. EMANUEL BRATU

Temešvár, Rumunsko

Používám Implantmed, Piezomed a W&H násadce více než 15 let. Můžu říct, že jsou téměř nezničitelné, snadno se udržují, čistí a mají skvělou ergonomii. Lékař, který používá produkty W&H, si může být jistý, že má ty nejlepší nástroje pro ústní chirurgii. Implantmed SI-923 je jednoduché a snadno ovladatelné zařízení, které umožňuje přesné zavádění implantátů do všech typů kostí.



OPĚT NA TRHU*



- ▶ NOVÉ Instrukční videa
- ▶ NOVÉ Online technická podpora
- ▶ NOVÉ Návodů a certifikátů ke stažení
- ▶ NOVÉ Vyhledávač servisních a obchodních partnerů
- ▶ Více než 500 odpovědí na často kladené dotazy

Hledáte informace?

Navštivte NOVOU stránku wh.com/cz_czech/

Tuto stránku jsme vytvořili kvůli 1 200 zaznamenaným dotazům od zákazníků.