

We bring good *shapes* to life

N-L-16-02

NOVINKY

*PK frézy

Nový frézy s PK břity jsou speciálně vyvinuty k opracování termoplastických pryskyřic jako je PEEK* a ostatních tvrdých pryskyřic.

Křížový břit s příčnými zářezy je vyvinut tak, aby docházelo k optimálnímu odběru materiálu bez zanášení břitů. Výsledkem jsou hladké a lehce lešitelné plošky.

K optimálnímu lesku doporučujeme naše 3-krokové leštiče na pryskyřice (zelený, šedý, žlutý)

*PEEK (Polyetheretherketon)

PŘEDNOSTI

- efektivní broušení bez potřeby velkého tlaku
- nehrozí zanášení břitů zbroušeným materiálem
- hladké vrchní plošky

DOPORUČENÉ OTÁČKY:

- 15.000 ot./min

unikátní
technologie



Rotadent spol. s r.o.
Špidrova 104
385 01 Vimperk
Czech republic

PK frézy

Tyto frézy jsou výtečným doplněním ACR bříty, který je určen k hrubšímu odběru materiálu.

PK frézy jsou svojí jemnější geometrií bříty určeny k jemnějšímu broušení protéz z PEEK* materiálu (částečné protézy).

Spojení křížového bříty s příčnými zářezy umožňuje jemnou precizní práci bez zanášení bříty.

Tímto jsou PK frézy ideálním spojením hrubého ACR bříty a jemného EF bříty pro opracování PEEK materiálu a tvrdých protézových pryskyřic.

Tato kombinace je také zřetelná díky barevnému označení na fréze.

oranžový proužek
 opracování pryskyřic jako ACR frézy




červený proužek
 jemné opracování materiálu

*PEEK (polyetheretherketon)

Tyto kovy a bezalergenní materiály jsou využívány k výrobě zubních náhrad. Např. u pacientů s alergiemi na kov.

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
 385 01 Vimperk
 Czech republic

 +420 388 323 991
 +420 388 320 835
 info@rotadent.eu

