

We bring good *shapes* to life

N-L-16-04

NOVINKY

## Lamelové leštící nástroje

Tyto lamelové leštiče s obsahem diamantu umožňují leštění všech druhů keramik a zaručují rychlé dosažení lesku i v těžko dostupných místech, např. oklusální plošky, mezizubní prostory.

Tyto nástroje jsou tzv. 3-krokové leštící nástroje.

**šedá** extra jemná zrnitost - konečné leštění do vysokého lesku

**růžová** jemná zrnitost - předleštění povrchů

**modrá** hrubá zrnitost - hrubé broušení povrchů, částečně i kovů

### PŘEDNOSTI

- leštění v těžko dostupných místech
- 3 - krokový leštící systém
- vysoký lesk i na kovech
- dlouhá životnost
- leštění všech druhů keramik

### DOPORUČENÉ OTÁČKY:

- 15.000 ot./min



dlouhá  
životnost

803 104 371 504 170

803 104 371 514 170

803 104 371 524 170

Rotadent spol. s r.o.  
Špidrova 104  
385 01 Vimperk  
Czech republic

# Lamelové leštiče

Lamelové leštící nástroje jsou doplněním skupiny leštících nástrojů obsahujících diamantový brusný element.

Tyto nástroje se využívají hlavně k leštění celo-keramiky, kovo-keramiky a presované keramiky.

Lamelové leštiče jsou určeny k leštění v těžko dostupných místech.

Spojení křížového břitu s příčnými zářezy umožňuje jemnou precizní práci bez zanášení břitu.

3-krokové leštění je ideální pro úpravu leštěných ploch a následné vyleštění do vysokého lesku.

Použití je zřejmé z barevného označení pracovní části nástroje.

#### šedá pracovní část

jemné leštění do vysokého lesku

#### růžová pracovní část


broušení a leštění před vysokým leskem


#### modrá pracovní část


hrubé broušení a předleštění keramiky a kovo-keramiky

#### **Rotadent spol. s r.o.**

Špidrova 104  
385 01 Vimperk  
Czech republic

 +420 388 323 991

 +420 388 320 835

 info@rotadent.eu

