


PODZIMNÍ NABÍDKA



We bring good *shapes* to life

NOVÉ „SHAX” frézy

Rotadent spol. s r.o.
Špidrova 104
Vimperk 385 01
Tel. 388 323 991




Tvrdokovové vrtáky

Univerzální tvrdokovové nástroje pro běžné opracování všech materiálů. Jedná se o tvrdokovové nástroje vyrobené z vysoce kvalitní slitiny a precizně vybroušenými břity od firmy Komet.

98 Kč

001 Kulička, spirálový břit střední



REF: a2045 a2046 a2047 a2048 a2049 a2050 a2051 a2052 a2053 a2054 a2055 a2056 a2057 a2058

L [mm]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 104 001 175 HP 003 004 005 006 007 008 009 010 012 014 016 018 021 023

50.000 min⁻¹



010 Obrácený kužel, spirálový břit střední



REF: a2071 a2072 a2073 a2074 a2075 a2076 a2077

L [mm]	0,5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
Ø [mm]	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6

a500 104 010 175 HP 006 008 009 010 012 014 016

50.000 min⁻¹

107 Válec s příčnými zářezy




REF: a2088 a2089 a2090 a2091 a2092 a2093 a2094

L [mm]	3,4	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4	4,6
Ø [mm]	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8

a500 104 107 007 HP 008 009 010 012 014 016 018

50.000 min⁻¹

168 Kónus s příčnými zářezy




REF: a2125 a2126 a2127 a2128 a2129

L [mm]	4,2	4,2	4,2	4,4	4,8
Ø [mm]	0,9	1,0	1,2	1,6	2,1

a500 104 168 007 HP 009 010 012 016 021

50.000 min⁻¹

171 Kónus dlouhý s příčnými zářezy



REF: a2226 a2227 a2228 a2229 a4247

L [mm]	5,2	6,0	6,0	6,0	7,5
Ø [mm]	0,9	1,0	1,2	1,6	2,1

a500 104 171 007 HP 009 010 012 016 021

50.000 min⁻¹

balení = 5 kusů

175 Spirálový břit, středný – broušení pryskyřice



a6546	a6131	a6130	a5995
R500 104 110 175 060	R500 104 194 175 040	R500 104 237 175 060	R500 104 274 175 060
495 Kč	495 Kč	495 Kč	495 Kč

190 Křížový břit, středný – broušení kovů a pryskyřice

495 Kč	345 Kč	345 Kč	345 Kč	345 Kč	495 Kč	495 Kč
a6421	a6416	a6415	a5035	a6471	a6464	
R500 104 194 190 040	R500 104 198 190 023	R500 104 199 190 023	R500 104 201 190 023	R500 104 201 190 060	R500 104 277 190 060	
345 Kč	495 Kč	495 Kč	495 Kč	495 Kč	345 Kč	
a6418	a6419	a6420	a6422	a6423	a6417	
R500 104 225 190 023	R500 104 237 190 060	R500 104 257 190 060	R500 104 274 190 040	R500 104 274 190 060	R500 104 289 190 023	

CSQ Rovný břit s příčnými zářezy, hrubý, rychlé broušení pryskyřic a kovů

565 Kč
a6526
R500 104 274 CSQ 060

177 Rovný lamelový břit s příčnými zářezy, hrubý – broušení měkkých pryskyřic, plasty

495 Kč	495 Kč
a6510	a7922
R500 104 277 177 060	R500 104 194 177 023

468 Frézy na vyřezávání a odřezávání měkkých fólií

395 Kč	395 Kč
REF: a2407	REF: a2406
L [mm] 13,0	L [mm] 13,0
Ø [mm] 2,3	Ø [mm] 2,3
a500 104 468 211	a500 104 468 133
023	023
50.000 min ⁻¹	50.000 min ⁻¹

Tvrdokovové frézy

NE

Spirálový břit, středný – broušení kovů a pryskyřice



395 Kč



a2120

500 104 141 NE 023

565 Kč



a2277

500 104 194 NE 040

395 Kč



a2298

500 104 198 NE 023

395 Kč



a2321

500 104 237 NE 023

565 Kč



a2343

500 104 264 NE 040

565 Kč



a2362

500 104 274 NE 060

395 Kč



a2379

500 104 77 NE 014

395 Kč



a2393

500 104 289 NE 023

NEX

Spirálový břit, středný – rychlé broušení kovů



395 Kč



a2119

500 104 141 NEX 023

395 Kč



a2138

500 104 194 NEX 023

565 Kč



a2132

500 104 194 NEX 040

395 Kč



a2134

500 104 198 NEX 023

395 Kč



a2131

500 104 237 NEX 023

365 Kč



a2133

500 104 264 NEX 023

365 Kč



a2137

500 104 274 NEX 060

395 Kč



a2130

500 104 277 NEX 014

565 Kč



a2136

500 104 278 NEX 040

395 Kč



a2135

500 104 289 NEX 023

ACR

Křížový břit, střední – broušení pryskyřice



565 Kč



a2276

500 104 194 ACR 040

565 Kč



a2308

500 104 237 ACR 060

565 Kč



a2359

500 104 274 ACR 060

EQ

Křížový břit, střední – broušení pryskyřice



565 Kč



a2360

500 104 274 EQ 060



Duální tvrdokovová fréza se dvěma břity na pracovní části: tělo frézy: hrubý špička frézy: jemný

Tvrdokovové frézy

223, 220 Křížový břit, extra hrubý – broušení sádry




224,220 Křížový břit, extra hrubý, broušení sádry a pryskyřice



225 Křížový břit, extra hrubý, broušení sádry a pryskyřice




224 Křížový břit, hrubý – broušení kovů



PK PEEK frézy






Spojení křížového břitu s příčnými zářezy umožňuje jemnou precizní práci bez zanášení břitu. Tímto jsou PK frézy ideálním spojením hrubého ACR břitu a jemného EF břitu pro opracování PEEK materiálu, všech kovů a tvrdých protézových pryskyřic.





			
395 Kč	565 Kč	395 Kč	565 Kč
a2110	a2111	a2117	a2258
500 104 137 190 023	500 104 137 190 060	500 104 141 190 023	500 104 194 190 031

				
565 Kč	565 Kč	565 Kč	395 Kč	395 Kč
a2259	a2260	a2261	a2293	a2294
500 104 194 190 040	500 104 194 190 050	500 104 194 190 060	500 104 198 190 014	500 104 198 190 023

				
565 Kč	395 Kč	395 Kč	565 Kč	565 Kč
a2304	a2306	a2307	a2318	a2319
500 104 201 190 060	500 104 225 190 016	500 104 225 190 023	500 104 237 190 040	500 104 237 190 060

					
565 Kč	565 Kč	565 Kč	565 Kč	565 Kč	565 Kč
a2330	a4261	a4262	a2340	a2349	a2350
500 104 263 190 040	500 104 263 190 060	500 104 263 190 070	500 104 264 190 040	500 104 274 190 040	500 104 274 190 060

Tvrdokovové frézy

SHAX

Spirálový břit s příčnými zářezy –
broušení kovů


NOVINKA



8208	a8209	8211	8212	8217	8215
500 104 141 SHAX 023	500 104 194 SHAX 023	500 104 198 SHAX 023	500 104 237 SHAX 023	500 104 289 SHAX 023	500 104 2277 SHAX 014



8210	8213	8214	8216
500 104 194 SHAX 040	500 104 264 SHAX 040	500 104 274 SHAX 060	500 104 278 SHAX 040



Distribuce od začátku prosince!!

Akce 2 + 1 zdarma



SHARX startovní set obsahuje:

- 2x 500 104 277 SHAX 014
- 2x 500 104 141 SHAX 023
- 2x 500 104 289 SHAX 023
- 2x 500 104 198 SHAX 023
- 2x 500 104 194 SHAX 040



Tvrdokovové frézy

190 Tvrdokovové frézy RotaCut



529 Kč

a7471

aR540 104 201 190 023



565 Kč

a7267

aR540 104 194 190 040



565 Kč

a7470

aR540 104 257 190 060



565 Kč

a7268

aR540 104 274 190 060

účinná ochrana před opotřebením

Zvýhodněný set: R540 104 SET 7781

Set obsahuje:

1x R540 104 201 190 023

1x R540 104 194 190 040

1x R540 104 257 190 060

1x R540 104 274 190 060

1x plastový stojánek (nesterilizovatelný)

%

1 980 Kč

uvedená cena je včetně DPH za 1 SET

190 Tvrdokovové frézy DiaCoat

Tvrdokovové frézy se speciální povrchovou úpravou DiaCoat, pro ještě delší životnost.

Firma Rotadent zavádí na trh nové frézy s černým zbarvením, které zaručí klidný chod bez vibrací, plynulý odběr broušeného materiálu.



529 Kč

a7247

aR530 104 201 190 023



565 Kč

a7252

aR530 104 194 190 040



565 Kč

a7249

aR530 104 257 190 060



565 Kč

a7248

aR530 104 274 190 060

Zvýhodněný set: R540 104 SET 7782

Set obsahuje:

1x R530 104 201 190 023

1x R530 104 194 190 040

1x R530 104 257 190 060

1x R530 104 274 190 060

1x plastový stojánek (nesterilizovatelný)

%

2 100 Kč

uvedená cena je včetně DPH za 1 SET

Opracování keramiky

střední zrnitost



595,-




850,-

hrubá zrnitost



595,-

extra hrubá zrnitost



Sintrovaný disk na kovы keramiku

hrubá zrnitost




850,-

extra hrubá zrnitost



990,-



Silikonové leštiče

s obsahem diamantu

Leštění keramiky



890 Kč

Leštění ZrO keramiky



395 Kč



620 Kč



1 200 Kč

Broušení všech keramik včetně ZrO keramiky

hrubé



střední




Leštění zirkonové keramiky

803 104 Set4617A 7432

Set obsahuje :

803 104 Z243 524 055
803 104 Z243 522 055
803 104 Z372 524 170
803 104 Z372 522 170
803 104 Z303 524 260
803 104 Z303 522 260
plastový stojánek - 1x

* diamantem prostoupené leštiče
* leštění zirkon-oxidové keramiky



4 400 Kč

NAŠE AKCE


Leštění keramiky

803 104 Set4399A 7433

Set obsahuje :

803 104 243 524 030
803 104 243 514 030
803 104 243 504 030
803 104 303 524 260
803 104 303 514 260
803 104 303 504 260
plastový stojánek - 1x

* diamantem prostoupené leštiče
* leštění keramiky



5 200 Kč


NAŠE AKCE

803 104 Set250 7261

Set obsahuje :

803 104 303 504 250
803 104 303 514 250
803 104 303 514 250
plastový stojánek - 1x

* diamantem prostoupené leštiče
* leštění kovů, kovových skeletů,
kovokeramických můsteků
a celokeramických korunek
* rozměry pracovní části 25 x 2 mm
* doporučené otáčky 7.000 ot.min⁻¹



2 370 Kč

NAŠE AKCE

Cirkulační kartáčky

35 Kč

Kozí chlup, bílý, jemný



012 104 372 411 190

a1567



012 104 372 411 220

a1568

Štetinový, černý, tvrdý



011 104 372 412 190

a1562



011 104 372 412 220

a1563

Robinson, šedý, jemný



013 104 372 411 190

a1575



013 104 372 411 220

a1576

Kozí chlup, tvrdý, žíhaný



012 104 372 414 170

a1571



012 104 372 414 190


a1572



012 104 372 414 220

a1573


Robinson



010 104 373 415 220

a6850


Štetinový chlup



011 104 373 412 220


a4437

Kozí chlup




012 104 373 414 220

a6832




010 104 374 415 220

a6851



011 104 374 412 220

a6847



012 104 374 411 220

a6849

Leštění pryskyřice (deflex)

260 Kč

-20%



655 104 372 513 250

7281



655 104 372 514 250

7280



655 104 372 544 250

6097



655 104 372 554 250

6099




655 104 372 550 250

6098

20%

na opracování zirkonové keramiky


001 Kulička



L [mm] 1,0 1,4 1,8 2,3
 Ø [mm] 1,0 1,4 1,8 2,3

806 314 Z001 536 FG 010 014 018 023


001 Kulička s prodl. krčkem



L [mm] 0,8 1,0 1,2 1,4 1,8
 Ø [mm] 0,8 1,0 1,2 1,4 1,8

806 315 Z001 516	FGL	008	010	014	018
806 315 Z001 526	FGL		012	014	
806 315 Z001 536	FGL			014	018

010 Kónus, obrácený



L [mm] 1,6
 Ø [mm] 1,8

806 314 Z010 536 FG 018

141 Válec, zaoblený



L [mm] 8,0 8,0
 Ø [mm] 1,2 1,6

806 315 Z141 516	G		016
806 314 Z141 536		012	016

197, 198 Kónus, zaoblený



L [mm] 8,0
 Ø [mm] 2,5

806 314 Z197 516	NOVINKA	025
806 314 Z198 536		025

199 Kónus, dlouhý



L [mm] 10,0
 Ø [mm] 1,6

806 314 Z199 516		016
806 314 Z199 526		016
806 314 Z199 536		016

225 Kužel, obrácený



L [mm] 4,0
 Ø [mm] 1,6

806 314 Z225 536 016

234 Hruška



L [mm] 5,0
 Ø [mm] 1,4

806 314 Z234 536 014


249 Plamen



L [mm] 8,0 8,0
 Ø [mm] 1,4 1,6

806 314 Z249 516		NOVINKA	016
806 314 Z249 526		014	
806 314 Z249 536		NOVINKA	016

250 Plamen



L [mm] 10,0
 Ø [mm] 1,4

806 314 Z250 516		014
806 314 Z250 526		014


274 Granát



L [mm] 3,3 3,5 4,0
 Ø [mm] 1,4 1,6 2,0

806 314 Z274 516			NOVINKA	016	020
806 314 Z274 526					020
806 314 Z274 536				016	
806 315 Z274 516		014			
806 315 Z274 526		014			

277 Vajíčko




L [mm] 2,8 4,2
 Ø [mm] 1,4 2,3

806 314 Z277 516		014	NOVINKA	023
806 314 Z277 526		014		023
806 314 Z277 536		014		023

L [mm] 2,9 4,3
 Ø [mm] 1,4 2,3

806 315 Z277 516		014	023
806 315 Z277 526		014	



balení = 5 kusů

Silikonové gumy na leštění prykyřice

- jemná
- střední
- hrubá
- extra hrubá



658 104 200 514 160

a3059



658 104 200 524 160

a3076



658 104 200 534 160

a3081



658 104 200 544 160

a3083



55 Kč




658 104 273 514 100

a3061



658 104 273 524 100

a3078



658 104 273 534 100

a3082



658 104 273 544 100

a3085



658 104 243 514 055

a2145



658 104 243 514 110

a3060



658 104 243 524 055

a2146



658 104 243 524 110

a3077



658 104 243 534 055

a2147



658 104 243 534 110

a4268



658 104 243 544 055

a3084

Houbovité kartáčky na opracování prykyřice

55 Kč

oranžový,
ex. jemný



014 104 372 220 250

a6853

bílý,
jemný



014 104 372 230 230

a6834

šedý,
jemný



014 104 372 240 250

a1580

červený,
střední



014 104 372 250 250

a1582

černý,
střední



014 104 372 260 250

a1581

hnědý,
hrubý



014 104 372 270 250

a1583

Kartáče na leštičku

Opracování pryskyřic

Štětinový kartáč
s 2 plátěnými proložkami
„CALIBRIS“



019 900 372 243 800
a1

95 Kč

Leštící kartáč
s pěnovou proložkou



019 900 543 2V1 800
a16

175 Kč



019 900 543 2V1 550
a15

155 Kč

Opracování pryskyřic a kovů

75 Kč
Štětinový kartáč
s plátěnou proložkou



019 900 372 243 500
a7

75 Kč
Štětinový kartáč



019 900 372 514 500
a6

75 Kč
Kartáč, kozí chlup, jemný




019 900 372 510 500
a8

Látkový kartáč
s integrovanou
silikonovou pastou
„COSIMA“

359 Kč



019 900 372 0869 100
a42



Štětinový kartáč
s 2 plátěnými proložkami

120 Kč



019 900 372 242 800
a11

GD - separační disky

Opracování keramiky a kompozit

365 Kč

355 jemný



a6104 a4748

síla [mm]	0,17	0,17
Ø [mm]	19,0	22,0

a806 104 355 514 190 220

25 000 min⁻¹

355 střední



REF: a6105 a6106

síla [mm]	0,25	0,25
Ø [mm]	19,0	22,0

a806 104 355 524 190 220

25 000 min⁻¹

355 jemný



REF: a6107 a6108

síla [mm]	0,14	0,14
Ø [mm]	19,0	22,0

a806 104 355 506 190 220

25 000 min⁻¹

355 jemný



REF: a6109 a6110

síla [mm]	0,17	0,17
Ø [mm]	19,0	22,0

a806 104 355 516 190 220

25 000 min⁻¹

355 střední



REF: a6111 a6112

síla [mm]	0,25	0,25
Ø [mm]	19,0	22,0

a806 104 355 526 190 220

25 000 min⁻¹

365 Kč

Síla disků 0,15 mm



a6015



a4915



a6001

465 Kč

Opracování keramiky, presované keramiky a ZrO keramiky

- vícenásobné obložení

Síla disku 0,15 mm



680 Kč

a6481 průměr 190 mm
a8218 průměr 220 mm

Síla disku 0,30 mm



a6482

Rozřezávání sádrových modelů

průměr 37 mm



960 Kč

průměr 40 mm



990 Kč

a4963

Diamantové nástroje



opracování zirkonové keramiky
Set podle Jana Holgera Bellmannana

806 314 Set4447 7434

Set obsahuje :

806 314 Z141 536 012
806 314 Z198 536 025
806 314 Z249 526 014
806 314 Z141 516 012
806 314 Z199 516 016
806 315 Z277 516 014
806 315 Z001 516 010
1x plastový stojánek



1 599 Kč

Lithium silikátová



Transparentes Lithiumsilicat · Transparent Lithium Silicate

LiSi PURE

Transparentní lithiumsilikátová keramika ve spreji pro plně anatomické práce ze zirkonové keramiky. K nanesení není potřeba žádná povrchová úprava a žádné zvláštní přípravky. Je určen pro všechny Zirkonoxidové keramiky a presované keramiky.

V naší kolekci nahrazuje CeraFusion od firmy Komet. ²
Rychle ostříkat a v peci nechat difundovat. Dlouhodobě chrání všechny monolitické ZrO povrchy.

700 LiSi pure
a8058



- Ideální pro všechny monolitické náhrady z ZrO_2
- Neuvěřitelně pevná vazba s ZrO
- Homogenní a bezporézní plošky
- Časově nenáročně nanášení
- Ekonomicky výhodné a vysoce kvalitní

3 100 Kč



LiSi CONDITIONER

Difúzní keramika mění strukturu mezní vrstvy oxidu zirkoničitého během vypalování keramiky. Po pískování jemným korundem zůstává stejnoměrná mikrotrubnost ideálním předpokladem pro přímou vazbu oxidu zirkoničitého. Přizpůsobení a vůle se neztratí. Použití kyseliny fluorovodíkové není nutné.

Nová kvalita
adhezivní cementace
oxidu zirkončitého.


700 LiSi conditioner
8059

3 100 Kč



CAD/CAM frézy

Kompatibilita s CAD/CAM systémem od firmy :
Amann Girrbach®



2-břity, zaoblený tvar


Kompatibilní s frézou :

Mikro 4X / 5X - Mikro IC Motion 2

Určeno pro materiál:

ZrO₂, PMMA, PEEK, Vosk

mokré a suché opracování



1 602 Kč

1 602 Kč

1 602 Kč

1 602 Kč

1 602 Kč

1 602 Kč

číslo figury

REF

Kód

D2 mm

L1 mm

L2 mm

D1 mm

L3 mm

Potaženo

76 06 05

760 347 AGC 217 025

7589

3

47

17

2.5

20.5

C = DLC

76 06 04

760 347 AGC 216 010

7590

3

47

16

1.0

20.5

C = DLC

76 06 06

760 347 AGC 210 006

7591

3

47

10

0.6

20.5

C = DLC

76 06 07

760 347 AG 213 003

7592

3

47

13

0.3

20.5

760605

763 347 AGD 217 025

7658

3

47

17

2.5

20.5

D = BND

760604

763 347 AGD 216 010

7659

3

47

16

1.0

20.5

D = BND

2-břity, zaoblený tvar

Kompatibilní s frézou :

Mikro 4X / 5X - Mikro IC Motion 2

Určeno pro materiál:

ZrO₂

mokré a suché opracování



875 Kč

875 Kč

875 Kč

875 Kč

číslo figury

REF

Kód

D2 mm

L1 mm

L2 mm

D1 mm

L3 mm

Potaženo

760605

761 347 AGB 217 025

7593

3

47

17

2.5

20.5

B = BC

760604

761 347 AGB 216 010

7594

3

47

16

1.0

20.5

B = BC

760606

761 347 AGB 210 006

7595

3

47

10

0.6

20.5

B = BC

760607

761 347 AG 213 003

7596

3


47

13

0.3

20.5

B = BC



Vyžádejte si kompletní katalog CAD/CAM fréz u našeho odborného zástupce

3-břity, zaoblený tvar

Mikro IC Motion 2

Určeno pro materiál:

ZrO₂, vosk, pryskyřice

mokré a suché opracování



Novinka

852 Kč

852 Kč


3-břity, zaoblený tvar

Mikro IC Motion 2

Určeno pro materiál:

ZrO₂, vosk, pryskyřice

mokré a suché opracování



Novinka

1 602 Kč

1 602 Kč

REF

Kód

D2 mm

L1 mm

L2 mm

D1 mm

L3 mm

Potaženo

761 347 AGB 317 025

7654

3

47

17

2.5

20.5

B = BC

761 347 AGB 316 010

7655

3

47

16

1.0

20.5

B = BC

REF

Kód

D2 mm

L1 mm

L2 mm

D1 mm

L3 mm

Potaženo

763 347 AGD 317 025

7656

3

47

17

2.0

20.5

D = BND

763 347 AGD 316 010

7657

3

47

16


1.0

20.5

D = BND

CAD/CAM frézy

Kompatibilita s CAD/CAM systémem od firmy :
VHF®




25 %
sleva platí na celou nabídku CAD/CAM fréz
uvedená cena je po slevě

Vyžádejte si kompletní katalog CAD/CAM fréz u našeho odborného zástupce

2- / 3- břity, zaoblený tvar
2-břity, plochý tvar

Kompatibilní s frézou :
VHF K3 / K4

Určeno pro materiál:
ZrO2



číslo figury	
REF	
Kód	
D2 mm	3
L1 mm	35
L2 mm	16
D1 mm	1.0
L3 mm	11
Potaženo	-----

U100-R2-35	U200-R3-35	U060-R2D-35	U120-F2D-35	U200-R3B-35
765 335 VF 216 010	765 335 VF 316 020	765 335 VF 203 006	765 335 VF 216 012	763 335 VFB 316 020
7746	7747	7745	7748	7749
3	3	3	3	3
35	35	35	35	35
16	16	3	16	16
1.0	2.0	0.6	1.2	2.0
11	11	11	11	11
-----	-----	-----	-----	B = BC

2- / 3- břity, zaoblený tvar
2-břity, plochý tvar

Kompatibilní s frézou :
VHF S1 / S2 / K5

Určeno pro materiál:
ZrO2



číslo figury	
REF	
Kód	
D2 mm	3
L1 mm	40
L2 mm	16
D1 mm	1.0
L3 mm	14
Potaženo	-----

U100-R2-40	UZ200-R3-40	U060-R2-40	U100-R2B-40	U200-R3B-40	U200-R3B-40
765 340 VF 216 010	765 340 VF 316 020	765 340 VF 203 006	763 340 VFB 216 010	763 340 VFB 316 020	763 340 VFB 316 006
7750	7751	7752	7753	7754	7755
3	3	3	3	3	3
40	40	40	40	40	40
16	16	3	16	16	16
1.0	2.0	0.6	1.0	1.2	2.0
14	14	14	14	14	14
-----	-----	-----	B = BC	B = BC	B = BC

2- / 3- břity, zaoblený tvar
2-břity, plochý tvar

Kompatibilní s frézou :
VHF S1 / S2 / K5

Určeno pro materiál:
ZrO2



číslo figury	
REF	
Kód	
D2 mm	3
L1 mm	40
L2 mm	16
D1 mm	1.0
L3 mm	14
Potaženo	H = BHC

Z100-R2-40	Z200-R3-40	Z060-R2D-40	Z100-R2D-40	Z120-F2D-40	Z200-R3D-40
764 340 VFH 216 010	764 340 VFH 316 020	763 340 VFD 203 006	763 340 VFD 216 010	763 340 VFD 216 012	763 340 VFD 316 020
7644	7645	7646	7647	7648	7649
3	3	3	3	3	3
40	40	40	40	40	40
16	16	3	16	16	16
1.0	2.0	0.6	1.0	1.2	2.0
14	14	14	14	14	14
H = BHC	H = BHC	D = BND	D = BND	D = BND	D = BND



... AKCE



Přístrojová technika NSK

Bezuhlíkový laboratorní mikromotor

- * točivý moment 6 a 8,7 Ncm (modely Compact a Torque)
- * otáčky 1 000 až 50 000 to./min.
- * velmi lehký, ergonomický design, minimální hlučnost a vibrace
- * patentovaný protiprachový mechanismus
- * automatické sledování rychlosti, zpětná vazba a kontrola motoru
- * autodiagnostika

model Copact :

35.900,-

6494 ovládání stolní

6492 ovládání kolenní

6493 ovládání nožní

model Torque :

39.900,-

6497 ovládání stolní

6495 ovládání kolenní

6496 ovládání nožní

Můžete si zvolit mezi 2 typy mikromotorů (Torque a Compact) a 4 typy ovládání: stolní, kolenní, nožní



ULTIMATE XL

PRESTO AQUA LUX



8222

PRESTO II

20.900 Kč

~~64.772,- Kč~~

49.900 Kč

8223

PRESTO AQUA II



~~49.090 Kč~~

39.900 Kč

8224 PRESTO AQUA LUX

Vzduchová turbína s vodním chlazením a světlem LED:

- Nevyžaduje žádné mazání • 320.000 ot/min.
- Otočný násadec o 360° • Nehlučná a bez vibrací • Jedinečný protiprachový mechanismus • Integrované světlo LED

AKCE



Tato akce platí do 20. 12. 2020.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.



www.rotadent.eu

Rotadent spol. s r. o. Špidrova 104 Vimperk 385 01

 info@rotadent.eu  +420 388 323 991



We bring
good *shapes*
to life