

We bring good *shapes* to life

A-O-21-03



Kit Implantmed PLUS SI-1023 + 2 světelné LED násadce dle vašeho výběru

Násadce WS-75 L nebo S-11 L nebo WS-91 L
Bezdrátový nožní ovladač
Světelný motor EM-19 LC

141.519 CZK
217.153 CZK

2
Roky záruka

REF: 700 SI - 1023 LEDb
kód: 6813


Kit Implantmed CLASSIC SI-923 + 2 nsvětelné násadce dle vašeho výběru

Násadce WI-75 E/KM nebo S-11 nebo WS-91
Kabelový nožní ovladač
Nsvětelný motor EM-19

95.399 CZK
165.477 CZK

1
Rok záruka

REF: 700 SET 3
kód: 5256



S-11
S-11 L
1:1 převod pro extrakci zubů a osteotomii.



WS-91
WS-91 L
1:2,7 převod s 45° úhlem hlavičky pro snadnou extrakci molárů



WI-75 E/KM
WS-75 L
20:1 převod pro veškerou implantologii.



We bring good *shapes* to life

A-0-21-03



Násadce LG s jedinečnou W&H LED+ technologií s generátorem. Poskytuje perfektní kvalitu přímého LED osvětlení bez jakékoli ztráty ve světlovodu. Možno použít i v případě, že je motor vybaven vlastním zdrojem světla.

Výprodej!!!



WS-75 LG (20:1)

a5203

externí chlazení + KM chlazení

RA,RAL vrtáčky max. \varnothing 2,35 mm

generátor světla

(ceníková cena 45 281 Kč s DPH)

Akční cena: 29 950 Kč

Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

WG-99 LT 1:5

cena za kus 18 950 Kč s DPH

\varnothing hlavičky 10 mm

quattro chlazení

FG vrtáčky max. \varnothing 1,6 mm

sklěněný světlovod



a5145

WG-56 LT 1:1

cena za kus 15 110 Kč s DPH

\varnothing hlavičky 9,5 mm

jednobodové chlazení

RA vrtáčky max. \varnothing 2,35 mm

sklěněný světlovod



a5146

SET : cena za set 32 360 Kč s DPH

WG-99 LT 1:5
WG-56 LT 1:1 +

8014

We bring good *shapes* to life

 www.rotadent.eu

 info@rotadent.eu  +420 388 323 991

Nabídky jsou platné od 01.03.2020 do 30.04.2021. Tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou vč. DPH bez nákladů na dopravu.

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
Vimperk 385 01
Czech republic