

Rotadent



ROTATING INSTRUMENTS


AKČNÍ NABÍDKA

ORDINACE
PODZIM 2022



We bring good shapes to life

001 Kulička se zúženým krčkem „Gold Line”



REF: a2431R a2432R a2433R a2434R a2435R a2436R a2437R

L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 204 001 SEM RA 010 012 014 016 018 021 023

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

a2431RL a2432RL a2433RL a2434RL a2435RL a2436RL a2437RL

a500 205 001 SEM RAL 010 012 014 016 018 021 023

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce


50 000 min⁻¹

- perfektní kulový tvar se zúženým krčkem
- pro lepší náhled do preparovaného místa
- křížový tvar
- lehká rozeznatelnost díky zlatému dřívku
- preparace bez vibrací

179,-/kus

balení = 5 ks

001 Kulička se zúženým krčkem „Green Line“



REF: a2447R a2448R a2449R a2450R a2451R a2452R a2453R

L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 204 001 SM RA 010 012 014 016 018 021 023

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

a2447RL a2449RL a2451RL a2453RL

a500 205 001 SM RAL 010 014 018 023

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce

100 000 min⁻¹

- perfektní tvar
- zúžený krček
- preparace bez vibrací

169,-/kus

balení = 5 ks



001 Kulička

REF:	a2497R	a2498R	a2499R	a2500R	a2501R	a2502R	a2503R
L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 204 001 003 RA	010	012	014	016	018	021	023
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

a500 205 001 003 RAL	010		014		018		023
----------------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce

a500 314 001 003 FG	010	012	014	016	018	021	023
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

19 mm

314 FG
- do turbínkového násadce

100 000 min⁻¹

169,-/kus
balení = 5 ks

001 Kulička s normálním krčkem „Gold Line”

REF:	a2432r	a2412R	a2413R	a2414R	a2415R	a2416R	a2417R	a2418R
L [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 204 001 SE RA	008	010	012	014	016	018	021	023
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

a500 205 001 SE RAL		010		014		018		023
---------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce

100 000 min⁻¹

169,-/kus
balení = 5 ks



001 Kulička se zúženým krčkem

- křížový břit



50 000 min⁻¹


- perfektní kulový tvar se zúženým krčkem
- pro lepší náhled do preparovaného místa
- vysoká odolnost břitů proti opotřebení díky potažením TiN
- lehká rozeznatelnost mezi ostatními nástroji díky zabarvené pracovní části
- křížový břit pro preparaci bez vibrací

189,-/kus

balení = 5 ks

Tvrdokovové vrtáky

- opracování kovových nástaveb, titanových čepů a implantátů



225,-/kus

balení = 5 ks




001 Kulička se zúženým krčkem

- zúžený krček umožňuje lepší náhled do preparovaného místa

495,-/kus

balení = 5 ks



REF: a2932R a2933R a2934R a2935R a2936R a24937R a2938R a2939R a2940R


L [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
Ø [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7

a501 204 001 291 RA 008 010 012 014 016 018 021 023 027



40 000 min⁻¹


Nová technologie od firmy Komet ve výrobě nástrojů z vysoce ušlechtilé keramiky, přináší do ošetření kariézního dentinu nový rozměr.



REF: a2933RL a2934RL a2935RL a2936RL a2937RL a2938RL a2939RL

L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a501 205 001 291 RAL 010 012 014 016 018 021 023



40 000 min⁻¹

589,-/kus

balení = 5 ks

- do kolénkového násadce

SET - keramické kuličky



501 205 001 291 SET (2941RL)

Set obsahuje:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 501 204 001 291 SET (2941R) | 2x 501 205 001 291 010 |
| Set obsahuje: | 2x 501 205 001 291 014 |
| 2x 501 204 001 291 010 | 2x 501 205 001 291 018 |
| 2x 501 204 001 291 014 | 2x 501 205 001 291 023 |
| 2x 501 204 001 291 018 | 1x nesteril. stojánek |
| 2x 501 204 001 291 023 | |
| 1x nesterilizovatelný stojánek | |

4.830,-/kus

3.980,-/kus



(2941R)

Záchovná stomatologie


Finírky

Rotadent
ROTATING INSTRUMENTS

LQ-tvrdokovové finírky se speciálním břitem pro vytvarování a přípravu kompozitních a amalgámových výplní

385,-/kus

balení = 5 ks



REF: a2728 a5042 a6844 a2697a2739 a2747 a2748

	L [mm]	3,6	8,0	10,0	8,0	3,6	3,5	4,2	
	5	Ø [mm]	0,9	1,2	1,2	1,6	1,8	1,8	2,3

a500 314 243 LQ FG	009						
a500 314 249 LQ FG		012					
a500 314 250 LQ FG			012				
a500 314 198 LQ FG				016			
a500 314 274 LQ FG					018		
a500 314 277 LQ FG						018	023



300 000⁻¹



REF: a2640 a2642 a2603

		L [mm]	6,0	9,0	6,0
	5	Ø [mm]	1,4	1,4	1,0

a500 314 164 LQ FG	014		
a500 314 165 LQ FG		014	
a500 314 110 LQ FG			010


300 000⁻¹



Barevné proužky, označení břítů tvrdokovových nástrojů

	dokončovací břit rovný, extra jemný	ISO „,031“
	finírkový břit, pravotočivý, extra jemný	ISO „,032“
	dokončovací břit rovný, jemný	ISO „,041“
	finírkový břit, pravotočivý, jemný	ISO „,042“
	finírkový břit, rovný, střední	ISO „,071“
	finírkový břit, pravotočivý, střední	ISO „,072“
	finírkový břit, pravotočivý s jemnými příčnými zářezy	ISO „,LQ“

5



Záchovná stomatologie

Finírky - bílý proužek

Tvrdokovové dokončovací (finírky) - jsou určeny k vyhlazení a vytvarování všech druhů výplní vyrobených ze světlem tuhnuvých materiálů. Tyto výplně jsou připraveny pro další vyleštění pomocí leštících nástrojů.

Tvarování a opracování amalgámových výplní

U tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů. Nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních prostorech.

ISO 032 = 30 břitů
ISO 031 = 30 břitů

345,-/kus
balení = 5 ks

REF: a4942 a4943 a2771 a2741 a2734 a2735 a2742 a2743

L [mm]	4,0	4,0	3,7	3,1	3,1	3,5	3,5	4,4	
5	∅ [mm]	0,7	0,9	0,9	1,4	1,6	1,8	1,8	2,3

a500 314 195 031 FG	007	009						
a500 314 496 031 FG			009					
a500 314 277 032 FG				014			018	023
a500 314 274 032 FG					016	018		

19 mm
314 FG
- do turbínového násadce

450 000 min⁻¹

REF: a2796 a2634 a2637 a4932

L [mm]	3,0	4,2	6,0	8,0	
5	∅ [mm]	0,8	1,0	1,4	1,4

a500 314 699 031 FG	008			
a500 314 159 031 FG		010		
a500 314 164 031 FG			014	
a500 314 166 031 FG				014

450 000 min⁻¹

a4838R a2742R a2743R

a500 204 277 032 RA						018	023
a500 204 274 032 RA				016			

22 mm
204 RA
- do kolénkového násadce

100 000 min⁻¹

REF: a2730

L [mm]	8,0	
5	∅ [mm]	1,2

a500 314 249 032 FG	012
---------------------	-----

450 000 min⁻¹



Záchovná stomatologie

Finírky - žlutý proužek




Tvrdokovové dokončovací (finírky) - extra jemné, jsou určeny k vyhlazení a vytvarování všech druhů výplní. Tyto výplně jsou připraveny pro další vyleštění pomocí leštících nástrojů.

Tvarování a opracování amalgámových výplní

U tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů.
Nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních prostorech.

ISO 041 = 16 břitů
ISO 042 = 20 břitů

298,-/kus
balení = 5 ks




REF: a4938 a2674 a2675 a2736 a2744

	L [mm]	8,0	3,2	3,2	3,5	4,2
	5 Ø [mm]	1,2	0,7	0,9	1,6	2,3

a500 314 249 042 FG	012				
a500 314 274 042 FG				016	
a500 314 277 042 FG					023
a500 314 195 041 FG		007	009		

300 000 - 450 000 min⁻¹



REF: a2797 a2635 a2638 a4931 a4941

		L [mm]	3,0	4,2	6,0	9,0	6,0
		5 Ø [mm]	0,8	1,0	1,4	1,4	1,0

a500 314 699 041 FG	008				
a500 314 159 041 FG		010			
a500 314 164 041 FG			014		
a500 314 166 041 FG				014	
a500 314 474 041 FG					010

300 000 - 450 000 min⁻¹




Tvrdokovové dokončovací (finírky) - jemné, jsou určeny na vyhlazení a vytvarování všech druhů výplní, příp. vyhlazení zubního pahýlu.

Tvarování a opracování amalgámových výplní

U tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů.
Nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních prostorech.


ISO 072 = 12 břitů
ISO 071 = 8 břitů

od 273,-
balení = 5 ks




REF:	2731	2732	2733	2745	4934	4935	4933	2737	2738	
L [mm]	3,5	3,5	3,6	3,1	3,5	4,2	3,4	3,5	3,6	
5	Ø [mm]	1,2	1,4	1,8	1,4	1,8	2,3	1,4	1,6	1,8

500 314 254 072 FG	012	014	018						
500 314 277 072 FG				014	018	023			
500 314 274 072 FG							014	016	018
500 314 249 072 FG									




300 000 - 450 000 min⁻¹

REF:	2745R	4934R	4935R	2344R	4837R
500 204 277 072 RA	014	018	023		
500 204 274 072 RA				016	018



REF:	2745XL
500 316 277 072 FGXL	014



od 273,-

balení = 5 ks

Záchovná stomatologie


Finírky - červený proužek

REF: 2762 2763 2765 2766 2769 2789 2790 2791

L [mm]	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	1,4	1,6	1,6	2,1	1,8	1,6	1,8	2,1

5


500 314 297 072 FG	014	016						
500 314 298 072 FG			016	021				
500 314 299 072 FG					018			
500 314 546 072 FG						016	018	021



300 000 - 450 000 min⁻¹

REF: 2762R 2763R 2765R 2766R

500 204 297 072 RA	014	016						
500 204 298 072 RA			016	021				




REF: 2750 2752 2753 2755 2756 2757 4928

L [mm]	5,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	6,0
Ø [mm]	0,9	1,0	1,2	1,0	1,2	1,4	1,4

5


500 314 287 072 FG	009						
500 314 288 072 FG		010	012				
500 314 289 072 FG				010	012	014	
500 314 290 072 FG							014



450 000 min⁻¹

REF: 2756R

500 204 289 072 RA						012		
--------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--



REF: 2760

L [mm]	5,0
Ø [mm]	1,2

5

500 314 296 072 FG	012
--------------------	-----

REF: 2772 2773 2774 2636 2786

L [mm]	3,6	3,6	3,6	4,2	4,2
Ø [mm]	0,9	1,0	1,2	1,0	1,4

5

500 314 496 071 FG	009	010	012		
500 314 496 072 FG					014
500 314 159 071 FG				010	

450 000 min⁻¹

- 30%

REF: 2798 2639 4930

L [mm]	3,0	6,0	9,0
Ø [mm]	0,8	1,4	1,4

5

500 314 699 071 FG	008		
500 314 164 071 FG		014	
500 314 166 071 FG			014

450 000 min⁻¹

0%


Záchovná stomatologie

Finírky - červený proužek

Rotadent
ROTATING INSTRUMENTS

Ještě levnější!

- 30%




REF: 2676 2677 2678 2679					
L [mm]	3,2	3,2	3,4	3,4	
5	Ø [mm]	0,7	0,9	1,0	1,2

500 314 195 071 FG

007 009 010 012


450 000 min⁻¹



REF: 2684 2685 2686 2687 2688 2689							
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
5	Ø [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

500 314 198 072 FG

012 014 016 018 021 023



REF: 4940		
L [mm]	6,0	
5	Ø [mm]	1,0

500 314 474 071 FG


010



REF: 2724 2725			
L [mm]	4,2	4,4	
5	Ø [mm]	1,2	1,4

500 314 234 072 FG


012 014



REF: 2632		
L [mm]	8,0	
5	Ø [mm]	1,2

500 314 158 072 FG


012




REF: 2570 2571 2572 2573					
L [mm]	1,4	1,8	2,3	2,7	
5	Ø [mm]	1,4	1,8	2,3	2,7

500 314 001 071 FG

014 018 023 027




450 000 min⁻¹



REF: 4936 4937			
L [mm]	8,0	8,0	
5	Ø [mm]	1,0	1,2

500 314 249 072 FG

010 012



300 000 - 450 000 min⁻¹

REF: 2570R 2571R 2572R 2573R					
L [mm]	22				
204	Ø [mm]	1,4	1,8	2,3	2,7

500 204 001 071 RA

014 018 023 027

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

50 000 min⁻¹

od 273,-
balení = 5 ks

Záchovná stomatologie

Diabrush s diamantovou pastou

Rotadent
ROTATING INSTRUMENTS

- vyleštění fotokompozitních výplní



168,-/kus



Kartáček s křemíkovou pastou

- vyleštění fotokompozitních výplní



135,-/kus




Arkansasové kameny


- 25%

81,-/kus

001 Kulička




110 Válec



165 Špička



171 Kónus



257 Poupě



288 Torpédo




*cena po odečtení slevy



- opracování kavity a preparace na schůdek

141 Válec, zaoblený



REF:	a3411	a3415			
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
∅ [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8

a806 314 141 504 FG		012	014		
	a3409	a3412	a3416	a3419	a3423
a806 314 141 514 FG	010	012	014	016	018
	a3410	a3413	a3417	a3420	
a806 314 141 524 FG	010	012	014	016	
	a3414	a3418	a3421	a3424	
a806 314 141 534 FG		012	014	016	018

165,-/kus
balení = 5 ks

111 Válec, ostré hrany




REF:	a3350	a3353	
L [mm]	8,0	8,0	8,0
∅ [mm]	1,2	1,4	1,6

a806 314 111 514 FG	012	014	
	a3351	a3354	a3357
a806 314 111 524 FG	012	014	016
	a3352	a3355	a3358
a806 314 111 534 FG	012	014	016
		a3356	
a806 314 111 544 FG		014	

142,-/kus
balení = 5 ks



198 Kónus, zaoblený



REF:	a3616	a3624			
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
∅ [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
α	1,7o	1,7o	2,0o	2,0o	2,0o

a806 314 198 504 FG	012		016		
	a3617	a3620	a3625	a3629	a3633
a806 314 198 514 FG	012	014	016	018	021
	a3618	a3621	a3626	a3630	
a806 314 198 524 FG	012	014	016	018	
	a3619	a3622	a3627	a3631	a3634
a806 314 198 534 FG	012	014	016	018	021
		a3623	a3628	a3632	
a806 314 198 544 FG		014	016	018	

199 Kónus, zaoblený



REF:	a3651	a3653	a3656	a3660	
L [mm]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
∅ [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,3
α	2,0o	2,0o	2,0o	2,0o	2,0o

a806 314 199 514 FG	012	014	016	018	
	a3652	a3654	a3657	a3661	a3663
a806 314 199 524 FG	012	014	016	018	023
		a3655	a3658	a3662	a3664
a806 314 199 534 FG		014	016	018	023
			a3659		
a806 314 199 544 FG			016		

Tak rychlý, tak bezpečný, tak **SMOOZIE**

Smoozie set

- tvrdokovový vrtáček RA-dřík (kolénko)

500 204 TD3293 SET (7285)

obsah setu:

každý nástroj 2 x:




● 500 204 194 VIP 016 (7488)
tvrdokovový vrták



658 204 243 594 050 (7485)
leštící nástroj



658 204 030 594 060 (7486)
leštící nástroj



■ cena po slevě

750,-

Smoozie set

- tvrdokovový vrtáček FG-dřík (rychlotoáčkové kolénko, turbinka)

500 314 TD3294 SET (7786)

obsah setu:

každý nástroj 2 x:




● 500 314 194 VIP 016 (7741)
tvrdokovový vrták



658 204 243 594 050 (7485)
leštící nástroj




658 204 030 594 060 (7486)
leštící nástroj



■ cena po slevě

750,-


194 Kónus zaoblený



279,-/kus

balení = 5 ks

243,030 Špička, kalich



75,-/kus

balení = 10 ks


196 Kónus zaoblený



a4778

L [mm]	4,7
Ø [mm]	1,6

a500 314 196 AGK FG 016




450.000 min⁻¹

314 FG
- do turbínkového násadce



a4782

a500 204 196 AGK RA 016



50.000 min⁻¹

204 RA
- do kolénkového násadce


198 Kónus zaoblený dlouhý



a4779

L [mm]	8,3
Ø [mm]	1,6

a500 314 198 ALGK FG 016




450.000 min⁻¹

314 FG
- do turbínkového násadce



a4783

a500 204 198 ALGK RA 016



50.000 min⁻¹

204 RA
- do kolénkového násadce

196 Kónus zaoblený



a4777

L [mm]	4,4
Ø [mm]	1,6

a500 314 196 GK FG 016

450.000 min⁻¹


277 Vajíčko



a4781

L [mm]	4,2
Ø [mm]	2,3

a500 314 277 AGK FG 023




300.000 min⁻¹

314 FG
- do turbínkového násadce



a4784

a500 204 277 AGK RA 023



50.000 min⁻¹

204 RA
- do kolénkového násadce

274 Plamen zašpičatěný



a4780

L [mm]	3,6
Ø [mm]	1,8

a500 314 274 AGK FG 018

450.000 min⁻¹


295,-/kus

balení = 5 ks

- pro rychlé a šetrné odstranění zbytků lepidla
- neaktivní špička na ochranu gingivy

Tyto separační pásky jsou uprostřed částečně bez potažení diamantem. Toto místo slouží k plynulému a bezproblémovému vniknutí do mezizubní štěrbin. U pásku REF 806 900 145... je uprostřed pilka.

rozměry 14,8 mm x 2,5 mm, jednostranně obložené




145,-/kus
balení = 10 ks

SET (každá zrnitost 5x / 15 ks)

a806 900 148 SET 025 **a4128**

1.990,-
balení = 15 ks

rozměry 14,8 mm x 3,7 mm, jednostranně obložené




155,-/kus
balení = 10 ks

SET (každá zrnitost 5x / 15 ks)

a806 900 148 SET 040 **a4132**

2.235,-
balení = 15 ks

s pilkou uprostřed



155,-/kus
balení = 10 ks


Zrnitost

	▶ extra jemná	504	15 μm , síla 0,08 mm
	▶ jemná	514	30 μm , síla 0,10 mm
	▶ střední	524	45 μm , síla 0,13 mm



Tyto separační pásy jsou uprostřed částečně bez potažení diamantem nebo u REF 806 900 145... opatřeny pilkovým ozubením. Toto místo slouží k plynulému a bezproblémovému vniknutí do mezizubní štěrbině.

rozměry 14,8 mm x 2,5 mm, jednostranně obložené



179,-/kus

balení = 10 ks


SET (každá zrnitost 5x /15 ks)

a806 900 P148 SET 025 **a4120**

2.650,-

balení = 15 ks

rozměry 14,8 mm x 3,7 mm, jednostranně obložené



190,-/kus

balení = 10 ks


SET (každá zrnitost 5x / 15 ks)

a806 900 P148 SET 040 **a4124**

2.850,-


balení = 15 ks

s pilkou uprostřed



179,-/kus

balení = 10 ks



190,-/kus


balení = 10 ks

balení = 10 ks

Leštění výplní

Silikonové leštiče

243 Plamen



REF: a3048 a3049 a3056 a3057

L [mm]	6,0	10,0	6,0	10,0
∅ [mm]	3,0	4,5	3,0	4,5


a658 204 243 503 RA 030 045

a658 204 243 513 RA 030 045

15.000 min⁻¹
6.000 min⁻¹

65,-/kus

030 Kalich



REF: a3046 a3047 a3054 a3055

L [mm]	9,0	8,0	9,0	8,0
∅ [mm]	6,0	9,0	6,0	9,0

a658 204 030 503 RA 060 090


a658 204 030 513 RA 060 090

15.000 min⁻¹
6.000 min⁻¹

503 – jemná zrnitost
513 – střední zrnitost

Diamantem prostoupené lešticí nástroje

243 Plamen



REF: a3155 a3136

L [mm]	8,5	12,0
∅ [mm]	3,0	5,0

a803 204 243 502 RA 030 050

15.000 min⁻¹
6.000 min⁻¹

030 Kalich



REF: a3129

L [mm]	8,0
∅ [mm]	8,5

a803 204 030 502 RA 085

15.000 min⁻¹
6.000 min⁻¹

371 Kruh



REF: a3146

L [mm]	1,0
∅ [mm]	10,0

a803 204 371 502 RA 100

15.000 min⁻¹
6.000 min⁻¹

Jednokrokový silikonový leštic, prostoupený diamantovým zrnem.
Velmi vysoký lesk.
Používat se zapnutým chlazením.

193,-/kus

Leštění kompozit

Silikonové leštiče

Rotadent

ROTATING INSTRUMENTS



světlerůžová barva - předleštění
světležlutá barva - vysoký lesk

cena při využití akce **251,-**

243 Plamen



243 Plamen



243 Kalich





243 Kruh



243 Plamen

cena při využití akce **375,-**



[01]

Vytvoření anatomie okluzálních ploch pomocí kalichu 803 204 030 507 070 a vytvarování okluzálních hrbolek.



[02]

Vysoký lesk jemných fisur pomocí plamínku 803 204 243 506 030.

1.559,-/set

*cena za kus po odečtení slevy

Prophylakční nástroje

BÍLÉ - univerzální

a010 204 010 001 050



a010 204 010 002 060



a010 204 010 001 060



a010 204 131 001 050



a010 204 137 001 020




a010 204 010 000 060



23,-/kus

BAREVNÉ - univerzální

a010 204 010 300 050




a010 204 010 300 060



a010 204 131 300 060



a010 204 137 300 020




BAREVNÉ - střední

a010 204 010 500 050



a010 204 010 500 060



a010 204 131 500 060



a010 204 137 500 020



BAREVNÉ - tvrdé

a010 204 010 700 050



a010 204 010 700 060



a010 204 131 700 060



a010 204 137 700 020



Leštění fotokompozitních výplní Rotadent



ROTATING INSTRUMENTS

Lešticí nástroje

Lešticí nástroje

extra jemný, žlutý, s obsahem křemíku



65,-/kus

střední, modrý, s obsahem diamantu



295,-/kus

jemný, růžový, s obsahem diamantu



295,-/kus

extra jemný, šedý, s obsahem diamantu



295,-/kus


Lešticí kotoučky

Max-Flex Pop-on

balení 25 ks nebo 50 ks


8,60,-/kus

a731 900 371



753,-/100ks

165,-/kus



395,-/kus




630,-/kus

kónus, spirálový břit s příčnými zářezy a špičkou ve formě rýče

kónus, křížový břit a špičkou ve formě rýče



396,-/kus



355,-/kus

kónus zaoblený, spirálový břit

kulička prodloužená

kónus plochý



325,-/kus

145,-/kus


145,-/kus



396,-/kus

GD „Miniflex“

496,-/kus



a806 204 361 524 RA
celková délka 29,3 mm

065 080
a4576R a4577R

40.000 min⁻¹ 35.000 min⁻¹


a806 205 361 524 RAL
celková délka 41,3 mm

065 080
a4576R a4577R

40.000 min⁻¹ 35.000 min⁻¹

Kulička - spirálový břit

189,-/kus



369,-/kus

kónus, křížový břit a špička ve formě rýče

659,-/kus



kónus, spirálový břit s příčnými zářezy a špičkou ve formě rýče



659,-/kus

Nástroje na vyjmutí implantátu „ex-plantaci“



kalibrace hloubky v 7,0, 10,0, 13,0 a 16,0 mm

798,-/kus

Nástroje na trepanaci sliznice



kalibrace hloubky v 7,0, 10,0, 13,0 a 16,0 mm

995,-/kus


FibreKleer 4X

Představují spojení vynikající pevnosti a estetiky včetně dokonalého přenosu polymeračního světla. Tyto vlastnosti zajišťují iniciaci tuhnutí duálních cementů. Jednosměrné uspořádání skleněných vláken redukuje riziko výskytu následných fraktur čepu i kořene zubu.

VLASTNOSTI

- ideální kombinace estetiky a pevnosti
- rovnoměrná distribuce napětí
- šíření světla v celé délce čepu
- snadné odstranění
- retenční tvar hlavy

FibreKleer-sklokeramický estetický čep - zubatý



156,-/kus

balení = 10 kusů

SADA OBSAHUJE


- 15 ks sklokeramických čepů (každý 5x)
- 3 ks kalibrovaných vrtáků



4.968,-/kus

balení = 1 set

FibreKleer-sklokeramický estetický čep - paralelní



156,-/kus

balení = 10 kusů

060 000 N83C
6563


ZUBATÝ
- zajišťuje maximální plochu retence



4.968,-/kus

balení = 1 set

FibreKleer-sklokeramický estetický čep - kónický



87,-/kus

balení = 10 kusů

060 000 N83A
6564

PARALELNÍ
- s retenčním tvarem hlavy - ideální pro kompozitní dostavbu pahýlu korunky



4.968,-/kus

balení = 1 set

060 000 N83B
6565

KONICKÝ
- ideální pro potřeby záchovné stomatology