

NOVINKY

ZD DIAMANTY

Rotadent
ROTATING INSTRUMENTS
We bring good *shapes* to life.

ZD diamanty zaujmou nejen svým vzhledem. Speciálně navržené diamanty se vyznačují extrémně dlouhou životností a přesností.

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA



Diamantové nástroje **ZD2 PREMIUM** jsou vyráběny pomocí nejmodernější, speciálně vyvinuté technologie galvanického pokování. Pro tyto nástroje je používána speciální prosévaná směs diamantových zrn a speciální matrice.

Vyvinuto speciálně pro zpracování na zelené výlisky a slinuté složky oxidu zirkoničitého. **ZD2 PREMIUM** nabízí výhody zvýšené tvrdosti, mimořádně dlouhé životnosti a sníženého vývinu tepla.



JEMNÝ





REF: **F155 F156 F157 F158**
cena za kus: 123,- 123,- 123,- 123,-


	L [mm]	-	-	-	-	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8

806 314 ZD001 516     





REF: **F160 F161 F162**
cena za kus: 123,- 123,- 123,-

	L [mm]	-	-	-	
	5	∅ [mm]	1,4	1,6	1,8

806 314 ZD697 516    





REF: **F163 F164 F165**
cena za kus: 123,- 123,- 123,-



	L [mm]	4,0	5,0	5,0	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4	1,6

806 314 ZD234 516    





REF: **F166 F167**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	4,0	5,0	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4


806 314 ZD238 516   





REF: **F168 F169 F170**
cena za kus: 123,- 123,- 123,-




	L [mm]	8,0	8,0	8,0	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4	1,6

806 314 ZD141 516    



REF: **F171 F172**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	10,0	10,0	
	5	∅ [mm]	1,0	1,8

806 314 ZD166 516   

Zaváděcí akční nabídka


10+5 kusů

ZDARMA

JEMNÝ




806 314 ZD198 516 018 025



806 314 ZD199 516 014 016



806 314 ZD249 516 012 016




806 314 ZD250 516 014 016




806 314 ZD274 516 016



806 314 ZD277 516 014 023




806 315 ZD274 516 014




806 315 ZD277 516 014 023



Střední



806 314 ZD001 526 014 016 018



806 314 Z697 526 014 016 018




806 314 ZD234 526 012 014 016




806 314 ZD238 526 012 014




806 314 ZD141 526 014 016



806 314 ZD166 526 010 018




806 314 ZD198 526 018 021 025





806 314 ZD199 526 014 016


Střední





REF: **F212 F213**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	8,0 8,0
 5	∅ [mm]	1,2 1,6

806 314 ZD249 526 012 016





REF: **F214 F215**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	10,0 10,0
 5	∅ [mm]	1,4 1,6

806 314 ZD250 526 014 016





REF: **F216**
cena za kus: 123,-

	L [mm]	3,5
 5	∅ [mm]	1,6


806 314 ZD274 526 016





REF: **F218 F219**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	3,0 4,5
 5	∅ [mm]	1,4 2,3


806 314 ZD277 526 014 023





REF: **F217**
cena za kus: 123,-

	L [mm]	3,4
 5	∅ [mm]	1,4

806 315 ZD274 526 014



REF: **F186 F187**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	3,0 4,5
 5	∅ [mm]	1,4 2,3

806 315 ZD277 526 014 023


Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA




Hrubý



REF: F223 F224 F225 F226
cena za kus: 123,- 123,- 123,- 123,-

	L [mm]	-	-	-	-	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8


806 314 ZD001 536 012 014 016 018



REF: F227 F228 F229 F230
cena za kus: 123,- 123,- 123,- 123,-

	L [mm]	-	-	-	-	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8

806 314 ZD697 536 012 014 016 018



REF: F231 F232 F233
cena za kus: 123,- 123,- 123,-

	L [mm]	4,0	5,0	5,0	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4	1,6


806 314 ZD234 536 012 014 016



REF: F234 F235
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	4,0	5,0	
	5	∅ [mm]	1,2	1,4


806 314 ZD238 536 012 014



REF: F237 F238
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	8,0	8,0	
	5	∅ [mm]	1,4	1,6


806 314 ZD141 536 014 016



REF: F239 F240
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	10,0	10,0	
	5	∅ [mm]	1,0	1,8


806 314 ZD166 536 010 018



REF: F242
cena za kus: 123,-

	L [mm]	8,0	
	5	∅ [mm]	2,1

806 314 ZD198 536 021



REF: F244 F245
cena za kus: 123,- 123,-



	L [mm]	10,0	10,0	
	5	∅ [mm]	1,4	1,6

806 314 ZD199 536 014 016

Hrubý




REF: **F246**
cena za kus: 123,-



	L [mm]	8,0
 5	Ø [mm]	1,2

806 314 ZD249 536

012



REF: **F248 F249**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	10,0 10,0
 5	Ø [mm]	1,4 1,6



806 314 ZD250 536

014

016



REF: **F250**
cena za kus: 123,-



	L [mm]	3,5
 5	Ø [mm]	1,6

806 314 ZD274 536

016




REF: **F252 F253**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	3,0 4,5
 5	Ø [mm]	1,4 2,3



806 314 ZD277 536

014

023



REF: **F254 F255**
cena za kus: 123,- 123,-

	L [mm]	3,0 4,5
 5	Ø [mm]	1,4 2,3

806 315 ZD277 536

014

023

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA


JEMNÝ



REF: **F259 F260**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	-	-
	5	∅ [mm]	1,2 1,8


808 314 ZD697 516 012 018



REF: **F261 F262 F263**
cena za kus: 226,- 226,- 226,-

	L [mm]	8,0	8,0	8,0
	5	∅ [mm]	1,2 1,4 1,6	

808 314 ZD141 516 012 014 016



REF: **F264**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	5	∅ [mm]	1,8

808 314 ZD166 516 018



REF: **F266**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	8,0	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD249 516 016



REF: **F267**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD250 516 016



REF: **F268**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	3,5	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD274 516 016



REF: **F269**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	3,5	
	5	∅ [mm]	1,4

808 314 ZD277 516 014



REF: **F270**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	4,5	
	5	∅ [mm]	2,3

808 314 D277 516 023


JEMNÝ



REF: **F273**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0
5	Ø [mm]	1,4

808 314 ZD290 516 || 014



REF: **F271 F272**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	3,0 4,5
5	Ø [mm]	1,4 2,3

808 317 ZD277 516 || 014 023

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA

STŘEDNÍ



REF: **F274 F275**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	-	-
	5	∅ [mm]	1,0 1,8

808 314 ZD001 526 | 010 | 018



REF: **F276 F277**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	-	-
	5	∅ [mm]	1,2 1,8


808 314 ZD697 526 | 012 | 018



REF: **F278 F279 F280**
cena za kus: 226,- 226,- 226,-

	L [mm]	8,0	8,0	8,0
	5	∅ [mm]	1,2	1,4 1,6

808 314 ZD141 526 | 012 | 014 | 016



REF: **F281**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	5	∅ [mm]	1,8

808 314 ZD166 526 | 018



REF: **F282 F283**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	8,0	8,0
	5	∅ [mm]	2,1 2,5

808 314 ZD198 526 | 021 | 025



REF: **F284 F285**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	10,0	10,0
	5	∅ [mm]	1,4 1,6


808 314 ZD199 526 | 014 | 016



REF: **F286**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	8,0	
	5	∅ [mm]	1,2

808 314 ZD249 526 | 012



REF: **F288**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD250 526 | 016

STŘEDNÍ



REF: **F289 F290 F291**
cena za kus: 226,- 226,- 226,-

	L [mm]	4,0	4,0	4,0
	5	∅ [mm]	1,2	1,4 1,6

808 314 ZD233 526 | 012 | 014 | 016



REF: **F292**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	3,5	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD274 526 | 016



REF: **F293**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	4,5	
	5	∅ [mm]	2,3


808 314 D277 526 | 023



REF: **F297**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	5	∅ [mm]	1,4

808 314 ZD290 524 | 014




REF: **F295 F296**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	3,0	4,5
	5	∅ [mm]	1,4 2,3

808 317 ZD277 526 | 014 | 023




HRUBÝ



REF: **F300 F301**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	-	-
	5	∅ [mm]	1,2 1,8


808 314 ZD697 536 012 018



REF: **F302 F304**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	8,0	8,0
	5	∅ [mm]	1,2 1,6


808 314 ZD141 536 012 016



REF: **F305 F306**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	10,0	10,0
	5	∅ [mm]	1,0 1,8

808 314 ZD166 536 010 018



REF: **F307 F308**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	8,0	8,0
	5	∅ [mm]	2,1 2,5

808 314 ZD198 536 021 025



REF: **F309 F310**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	10,0	10,0
	5	∅ [mm]	1,4 1,6


808 314 ZD199 536 014 016



REF: **F311 F312**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	8,0	8,0
	5	∅ [mm]	1,2 1,6

808 314 ZD249 536 012 016



REF: **F313**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD250 536 016



REF: **F314**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	3,5	
	5	∅ [mm]	1,6

808 314 ZD274 536 016

HRUBÝ



REF: **F315 F316**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	3,0 4,5
5	∅ [mm]	1,4 2,3


808 314 ZD277 536 014 023



REF: **F319**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0
5	∅ [mm]	1,4

808 314 ZD290 536 014



REF: **F295 F296**
cena za kus: 226,- 226,-

	L [mm]	3,0 4,5
5	∅ [mm]	1,4 2,3

808 317 ZD277 526 014 023

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA

STŘEDNÍ

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA



REF: F320
cena za kus: 226,-

	L [mm]	—
	Ø [mm]	1,2

808 104 ZD001 526

012



REF: F321
cena za kus: 226,-

	L [mm]	1,4
	Ø [mm]	1,4

808 104 ZD010 526

014



REF: F322
cena za kus: 226,-

	L [mm]	0,8
	Ø [mm]	2,3

808 104 ZD014 526

023



STŘEDNÍ

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA



REF: **F323**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	6,0
	Ø [mm]	1,4

808 104 ZD140 526

014



REF: **F324**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	12,0
	Ø [mm]	1,8

808 104 ZD143 526

018



REF: **F325**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0
	Ø [mm]	1,8

808 104 ZD166 526

018

STŘEDNÍ

Zaváděcí akční nabídka

10+5 kusů

ZDARMA



REF: **F326** **F327**
cena za kus: 226,- 270,-

	L [mm]	9,0	9,0
	1	∅ [mm]	2,5 3,3

808 104 ZD198 526

025

033



REF: **F328**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	1	∅ [mm]	1,4

808 104 ZD199 526

014



REF: **F329**
cena za kus: 226,-

	L [mm]	10,0	
	1	∅ [mm]	1,4

808 104 ZD290 526

014

