



Endodontické nástroje

obsah

**Tvrdokovové, diamantové
ocelové vrtáky**

1-4

Ruční endodontické nástroje

5-6

Strojová endodoncie

6-7

Reendodoncie a plnění

8-9

Papírové a gutaperčové čepy

10-12

Příslušenství

13

Endomotory a apexlokátory

14-15



We bring good *shapes* to life



697 Endodontický vrták, kulička „EndoTracer”

novinka



bal. 5 5 5 5 5 5

Ø [mm] 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

500 205 697 291 RAL 004 006 008 010 012 014

celková délka 31 mm

500 206 697 291 RAXL 004 006 008 010 012 014

celková délka 34 mm

500 000 Set 4670 RA Sada 006-014/205+206

výrobce: Komet

20.000 min⁻¹

1.500 min⁻¹

682 Beutelrock, Peeso



bal. 6 6 6 6 6 6

Ø [mm] 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7

310 204 682 336 RA 070 090 110 130 150 170

310 204 682 336 RA AS1

výrobce: Komet

20.000 min⁻¹

680 Rozšiřovač, typ B1



bal. 6 6 6 6 6

Ø [mm] 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6

330 204 680 336 RA 090 100 120 140 160

výrobce: Komet

20.000 min⁻¹

698 Endodontický vrták „Müller” – kulička



bal. 6 6 6 6 6 6

Ø [mm] 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

310 204 698 001 RA 090 100 120 140 160 180

310 204 698 001 RA AS1

výrobce: Komet

20.000 min⁻¹

678, 679 Rozšiřovač „Gates” typ „G”



bal. 6 6 6 6 6 6

Ø [mm] 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

330 204 678 336 RA 050 070 090 110 130 150

330 204 678 336 RA AS1

celková délka 28 mm

330 204 679 336 RA 050 070 090 110 130 150

330 204 679 336 RA AS1

celková délka 32 mm

výrobce: Komet

20.000 min⁻¹

182 Rozšiřovač, aktivní špička



bal. 6 6 6 6 6 6

Ø [mm] 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

310 206 182 336 RA 090 100 120 140 160 180

310 206 680 336 RA SET

výrobce: Rotadent

20.000 min⁻¹

219 Endodontický vrták s neobloženou špičkou a příč. zářezy „EndoGuard”



219 Endodontický vrták s neobloženou špičkou



490 Kulička, kombinovaný vrták s diamantovým krčkem



198 Kulička, kombinovaný vrták s diamantovým krčkem



494 Kulička „Endo diamant” s diamantovým krčkem



219 Kónus zaoblený s neobloženou špičkou



220 Kónus zaoblený s neobloženou špičkou



Preparace kořenového kanálku
Neobložená špička

OP Rozšiřovač, „Opener“




bal.	6	6
Ø [mm]	2,5	3,0
konicita	.08	.10

490 204 OP08 19 RA	025
490 204 OP10 19 RA	030
490 204 OP10 15 RA	030

výrobce: Komet

Torque: 2,8 Ncm

500 min⁻¹

300 min⁻¹

STERILE R

OPR Rozšiřovač, „Opener-reciprokační“




bal.	6	6
Ø [mm]	2,5	3,0
konicita	.08	.10

490 204 OPR8 19 RA	025
490 204 OPR10 19 RA	030

výrobce: Komet

STERILE R

X1 EndoExplorer X1 Novinka




bal.	5	5	5	5
Ø [mm]	0,7	0,7	0,7	0,7

500 204 EX1S 16 RA	007
500 204 EX1 20 RA	007
500 204 EX1L 23 RA	007
500 310 EX1 18 FG	007

výrobce: Komet

2.000 min⁻¹ 10.000 min⁻¹

X2 EndoExplorer X2 Novinka




bal.	5	5	5	5
Ø [mm]	0,7	0,7	0,7	0,7

500 204 EX2S 16 RA	007
500 204 EX2 20 RA	007
500 204 EX2L 23 RA	007
500 310 EX2 18 FG	007

výrobce: Komet

2.000 min⁻¹ 10.000 min⁻¹

EndoExplorer EX - set

Set obsahuje 8 ks nástrojů:

500 204 EX1S 16 007	1x
500 204 EX1 20 007	2x
500 204 EX1L 23 007	1x
500 204 EX2S 16 011	1x
500 204 EX2 20 011	2x
500 204 EX2L 23 011	1x
Sterilizovatelný stojánek	1x



500 204 Set 4664 6912

EndoExplorer jsou nástroje, které byly vyvinuty za těsné spolupráce s endodontickým specialistou Dr. Hans-Willi Herrmannem. Jsou určeny pro ergonomickou primární a sekundární preparaci endodontické přístupové kavity způsobem, který je příznivý pro tkáň.

657 Dřeňové jehly



bal.	10	10	10	10	10	10	10
Ø 1/100 [mm]	020	025	030	035	040	050	060

340 654 657 455	21 mm	020	025	030	035	040	050	060
-----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

výrobce: Komet

175 Pilotní pilník „Patency“

speciálně pro kalcifikované a silně zakřivené kanálky



bal.	6	6	6	6	6
Ø 1/100 [mm]	006	008	010	012	015

340 654 175 21	21 mm	006	008	010	012	015
340 654 175 21	21 mm	S0 (každý 2x)				
340 654 175 25	25 mm	006	008	010	012	015
340 654 175 25	25 mm	S0 (každý 2x)				

speciální nekorodující, termicky tvrdná ocel
kalibrační proužky 18 mm, 19 mm, 20 mm a 22 mm od špičky nástroje
výrobce: Komet

639-642 Protahováček „K-reamer“



bal.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø/100 [mm]	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080

340 654 639 451	21 mm		006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
340 654 639 451	21 mm					S1 (sada)													
340 204 639 451	21 mm				010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
340 654 640 451	25 mm		006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090	100
340 654 640 451	25 mm					S1 (sada)													
340 204 640 451	25 mm			008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090	100
340 204 640 451	25 mm					S1 (sada)													
340 654 642 451	31 mm		006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		

speciální nekorodující pérová ocel
kalibrační proužky 18 mm, 19 mm, 20 mm a 22 mm od špičky nástroje

výrobce: Komet

645-648 K-pilník



bal.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Ø/100 [mm]	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090

340 654 645 452	21 mm	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
340 654 645 452	21 mm					S1 (sada)												
340 654 646 452	25 mm	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090
340 654 646 452	25 mm					S1 (sada)												
340 654 648 452	31 mm	006	008	010	012	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	

speciální nekorodující pérová ocel
kalibrační proužky 18 mm, 19 mm, 20 mm a 22 mm od špičky nástroje
výrobce: Komet

650-653 Hedstroem „H-pilník”



bal.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø/100 [mm]	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090

340 654 650 453	21 mm	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
340 654 650 453	21 mm			S1 (sada)													
340 204 650 453 RA	21 mm			015	020	025	030	035	040								
340 654 651 453	25 mm	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090	
340 654 651 453	25 mm			S1 (sada)										S2 (sada)			
340 204 651 453 RA	25 mm		010	015	020	025	030	035	040								
340 654 653 453	31 mm	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
340 654 653 453	31 mm			S1 (sada)													

speciální nekorodující pérová ocel
kalibrační proužky 18 mm, 19 mm, 20 mm a 22 mm od špičky nástroje
výrobce: Komet

kontinuální pohyb

PG03 PathGlider „NiTi“ speciálně pro kalcifikované a silně zakřivené kanálky



výrobce: Komet Torque: 0,5 Ncm 500 min⁻¹
STERILE R 300 min⁻¹

PathGlider

PathGlider je určen pro mechanické vytvoření kluzné dráhy. Pathglider je vyroben z vysoce ohybné slitiny niklu a titanu a je vybaven neřezací nástrojovou kanylou a dokonale sleduje tvar kanálku, čímž nejen snižuje riziko nežádoucí perforace kanálku, ale také spoří vzácný čas. Díky svému konusu .03 nástroj čistí cestu pro následně použité mechanické kořenové nástroje.

Výhody vůči výlučně manuálnímu vytvoření kluzné dráhy

- ☑ snížené riziko neúmyslné perforace kanálku
- ☑ úspora času
- ☑ konicita .03 pro postupný přechod do následně použitých mechanických kořenových nástrojů
- ☑ kalibrační proužky: 18 mm, 19 mm, 20 a 22 mm od špičky nástroje

F360 F360 strojové opracování pomocí jen dvou nástrojů




doporučené otáčky 300 - 350 ot./min., torque 1,8 Ncm, konicita .04
speciální NiTi nástroj k opracování kořenového kanálku
kalibrační proužky 18 mm, 19 mm, 20 mm a 22 mm od špičky nástroje
výrobce: Komet

F360

- Řiditelná sekvence kořenových nástrojů pro anatomii většiny kanálků. Je zapotřebí jen 2 kořenových nástrojů.
- Všechny kořenové nástroje se používají s identickým kroutícím momentem 1,8 Ncm.
- Průřez ve tvaru dvojitého S přináší zvýšenou flexibilitu, velké prostory pro vypláchnutí všech zbytků.
- Díky malé konicitě .04 jsou optimální téměř pro všechny anatomie kanálku.
- Sterilní balení.

F06 F6 Sky Taper jednokrokový systém




doporučené otáčky 300 ot./min., torque 2,2 Ncm a 2,8 Ncm, konicita .06
speciální NiTi nástroj k opracování kořenového kanálku
kalibrační proužky 18 mm, 19 mm, 20 mm a 22 mm od špičky nástroje
Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

F6 SkyTaper

- Rotační preparace po celé pracovní délce s jediným nástrojem o konicitě .06.
- Neomezená možnost obturační metody.
- Jednonástrojový systém nástrojů z nikl-titanové slitiny, která poskytuje vysokou flexibilitu
- Průřez ve tvaru dvojitého S pro důkladné čištění kanálků.
- Sterilní balení.

PRQ06 Procodile Q.

reciprokační pohyb




bal. 6 6 6 6 6 6 6
Ø 1/100 [mm] 020 025 030 035 040 045 050

490 204 PRQ06 21	21 mm	020	025	030				
490 204 PRQ05 21	21 mm				035	040		
490 204 PRQ04 21	21 mm						045	050
490 204 PRQ06 25	25 mm	020	025	030				
490 204 PRQ05 25	25 mm				035	040		
490 204 PRQ04 25	25 mm						045	050
490 204 PRQ06 31	31 mm	020	025	030				
490 204 PRQ05 31	31 mm				035	040		
490 204 PRQ04 31	31 mm						045	050

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

PR6 Procodile

reciprokační pohyb




bal. 6 6 6 6 6 6 6
Ø 1/100 [mm] 020 025 030 035 040 045 050

490 204 PR06 21	21 mm	020	025	030				
490 204 PR05 21	21 mm				035	040		
490 204 PR04 21	21 mm						045	050
490 204 PR06 25	25 mm	020	025	030				
490 204 PR05 25	25 mm				035	040		
490 204 PR04 25	25 mm						045	050
490 204 PR06 31	31 mm	020	025	030				
490 204 PR05 31	31 mm				035	040		
490 204 PR04 31	31 mm						045	050

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

ProcodileQ.

- Variabilně zúžené jádro nástroje
- Rychlejší a efektivnější ošetření
- Zvýšená bezpečnost pro uživatele i pacienta
- Odolnost proti cyklickému opotřebování
- Tepelně zpracován, aby mohl ještě lépe přispět k úspěšnému endodontickému ošetření
- Odolnost proti cyklickému opotřebování je až o 300 % vyšší než u jiných nástrojů s reciprokačním pohybem - to vede k výrazně nižšímu riziku zalomení nástroje
- Prostor mezi břity nástroje Procodile Q je zvětšen variabilně zúženým jádrem nástroje - infikovaná tkáň je z kanálku odstraněna ještě efektivněji a je dosaženo optimální doby preparace



Procodile

Pr6 Procodile

- Inovativně řešený vysoce flexibilní reciprokační nástroj k ošetření zakřivených kořenových kanálků.
- Rychlé řezání, dokonale ohybný průřez ve tvaru dvojitého S.
- Díky zvětšenému prostoru mezi jednotlivými biřty procodile dosahuje většího odběru infikované substance. Dokonale se přizpůsobuje zakřivení kořenového kanálku.
- Řeže doleva, proto se hodí k použití ve všech zavedených motorech s reciprokačním pohybem.
- Sterilní balení.
- Konicita nástrojů: 020, 025, 030 - .06
035, 040 - .05
045, 050 - .04

RE Endo ReStart, „Opener” RE Endo ReStart, „pilník”



výrobce: Komet

STERILE R



výrobce: Komet

STERILE R

Endo Restart




(1) Odstranění výplně kořenového kanálku v koronální třetině pomocí **Endo ReStart Openeru**



(2) Odstranění výplně kořenového kanálku v ve zbylé části pomocí **Endo ReStart pilníku**


Endo ReStart - set



Endo ReStart

- Je to systém nástrojů, které byly vyvinuty pro revizní ošetření kořenových kanálků (reendodoncii).
- „safety aktivita” špička - optimalizovaná geometrie pro bezproblémové „zakousnutí” do výplňového materiálu.

672,673 Spirálový plnič „Lentulo”



speciální nekorodující pérová ocel
výrobce: Komet

001 kulička – nástroj na odříznutí GPR gutaperčových čepů



na odříznutí gutaperčových čepů a obturatorových nosičů
Použití : červené kolénko bez chlazení
výrobce: Komet

300.000 min⁻¹

Nástroj na odstranění gutaperčových čepů



výrobce: Komet

030 Obturační pícka F360 Fill



F360 Fill

- Je výplňový systém obsahující nosič pro termoplastické, trojrozměrné výplně kořenových kanálků.
- Pomocí pícky R360 dojde k zahřátí obturátoru, aby bylo zaručeno těsné uspání kořenového kanálku.
- F360 je univerzální systém čepů obsahující nosič, který ideálně doplňuje systémy R360, F6 Skytape a R6 ReziFlow.

042 F360 Fill – obturátor



bal.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050	055	060

042 000 ...

6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234

042 F360 Fill –verifikátor



bal.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050	055	060

042 verifier ...

6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243

Obturátory výplně F360 Fill

- Obturátor obsahující plastové jádro pokryté termoplastickou gutaperčou, který je potřeba ohřát v peci F360 Fill pro dosažení těsné, trojrozměrné výplně.
- Pomocí pícky R360 dojde k zahřátí obturátoru, aby bylo zaručeno těsné ucpání kořenového kanálku.
- F360 je univerzální systém čepů obsahující nosič, který ideálně doplňuje systémy R360, F6 Skytape a R6 ReziFlow.



041 Papírové čepy

		
	bal.	200 200 200 200 200 200
	Ø [mm]	015 020 025 030 035 040 045 050 055
	041 (28 mm) konicita .02	4495 4496 4497 4498 4499 4500
	041 (28 mm) konicita .02	sada (015-040) 4501
	bal.	100 100 100 100 100 100 100 100
	041 (28 mm) konicita .04	4504 4505 4506 4507 4508 4509
	bal.	60 60 60 60 60 60
	041 (28 mm) konicita .06	6835 6836 6837 6838 6839

041 Papírové čepy systém F06 SkyTaper

						
bal.		100	100	100	100	100
Ø [mm]		020	025	030	035	040
041 (28 mm) konicita .06	7855	7856	7857	7858	7859	
bal.		(20x020, 20x025, 20x030)				60 kusů
041 F06 322 006 S1 .06	sada (020-030) 7860					
sterilní provedení baleno po 5 kusech		bal.		(60x020, 80x025, 60x030)		200 kusů
041 SF06 322 006 S1 .06	sada (020-030) 7878					



041 SPR06 322 006 S1 (7880)

041 Papírové čepy systém F360

		
bal.		100 100 100 100
Ø [mm]		025 035 045 055
041 (28 mm) konicita .04	7850	7851 7852 7853
bal.		(20x025, 20x035, 10x045, 10x055) 60 kusů
041 F360 322 004 S1 .04	sada (025-055) 7854	
sterilní provedení baleno po 5 kusech	bal.	(60x025, 60x035, 40x045, 40x055) 200 kusů
041 SF360 322 004 S1 .04	sada (025-055) 7877	



041 Papírové čepy systém Procodile + Procodile Q

		
bal.		100 100 100 100 100 100 100
Ø [mm]		020 025 030 035 040 045 050
041 (28 mm) konicita .06	7868 7869 7870	
041 (28 mm) konicita .05		7871 7872
041 (28 mm) konicita .04		7873 7874
bal.		(30x025, 10x030, 10x035, 10x040) 60 kusů
041 PR06 322 006 S1 .06	sada (025-040) 7875	
sterilni provedeni baleno po 5 kusech	bal.	(120x025, 20x030, 20x035, 520x040) 200 kusů
041 SPR06 322 006 S1 .06	sada (020-030) 7880	

042 Gutaperčové čepy



							
bal.	100	100	100	100	100	100	100
Ø [mm]	015	020	025	030	035	040	045
042 (28 mm) konicita .02	4514	4515	4516	4517	4518	4519	
042 (28 mm) konicita .02	sada (015-040) 7817						
042 (28 mm) konicita .04	7818	4523	4524	4525	4526	4527	
042 (28 mm) konicita .05		7830	7831	7832	7833	7834	
042 (28 mm) konicita .06		4534	4535	4536	4537	4538	4539

042 Gutaperčové čepy systém F360



				
bal.	100	100	100	100
Ø [mm]	025	035	045	055
042 (28 mm) konicita .04	7819	7820	7821	7822
bal. (20x025, 20x035, 10x045, 10x055)	60 kusů			
042 F360 421 004 S1 .04	sada (025-055) 7823			

042 Gutaperčové čepy systém F06 SkyTaper



					
bal.	100	100	100	100	100
Ø [mm]	020	025	030	035	040
042 (28 mm) konicita .06	7824	7825	7826	7827	7828
bal. (20x020, 20x025, 20x030)	60 kusů				
042 F06 421 006 S1 .06	sada (020-030) 7829				



042 Gutaperčové čepy systém Procodile + ProcodileQ



							
bal.	100	100	100	100	100	100	100
Ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050
042 (28 mm) konicita .06	7842	7843	7844				
042 (28 mm) konicita .05				7845	7846		
042 (28 mm) konicita .04						7847	7848
bal. (30x025, 10x030, 10x035, 10x040)	60 kusů						
042 PR06 421 006 S1 .06	sada (025-040) 7849						

595 Endodontický stojánek s pěnovou vložkou **9866** Pěnová vložka do end. stojánu **9848** Akrylátový zkušební bloček vložkou



bal.1 (+5ks pěnová vložka)

700

595

výrobce: Komet



bal. 25 ks

700

9866

výrobce: Komet



bal. 3 ks

700

9848

výrobce: Komet

216 Endodontické nůžky 90



bal. 1 ks

700

216

výrobce: Komet

215 Endodontické nůžky 45



bal. 1 ks

700

215

výrobce: Komet

419F Měrka délky endo_nástrojů



bal. 1 ks

700

419F

výrobce: Komet

9978 Easy Seal

- permanentní výplňový materiál na bázi epoxydového polymeru
- součástí balení je 20 mix_špiček a 20 endo_špiček



bal. 1 ks (9 g)

700

9978

výrobce: Komet

5110 Endo box na 30 nástrojů



bal. 1 ks

030 900

5110

výrobce: Komet

5120 Endo-grip



bal. 1 ks

700 000

5120

výrobce: Komet

Apexlokátor Woodpex III



- Základním parametrem pro úspěšné endodontické ošetření je správné a přesné stanovení pracovní délky, které Vám zaručí apexlokátor MEDIN Woodpex III.
- Nový apexlokátor MEDIN Woodpex III zajišťuje přesnost nalezení foramen apicale fysiologicum a stanovení délky kořenového kanálku s přesností 98 %.
- Nabízíme třetí generaci měřicího přístroje. Vysoká kvalita nám umožňuje garanci na 36 měsíců.
- Funkčnost apexlokátoru je ověřena a garantována předními špičkovými endodontisty.

Vlastnosti:

Přesnost 98 %
Kalibrace a kontrola správné funkce přístroje
Funkce DEMO
4,5" barevný displej
Zvuková signalizace
Uživatelsky přívětivý design

Parametry:

Napájení: 3,7 V / 750 mAh
Baterie: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
Vlnová délka: 420 - 480 nm
Váha: 336 g
Rozměry: 84 x 88 x 112 mm

Výhody:

Součástí balení jsou náhradní díly umožňující nepřetržité používání přístroje.
Použití přístroje je možné i při sterilizaci kontaktních dílů.
Prodloužená záruka na 3 roky od zakoupení přístroje.

Endomotor a apexlokátor Endo a Class

ENDO a CLASS
Reciproční LED

Variabilní poloha koncovky
pro nastavení nejvhodnější
police ovládacích tlačítek

Velký display
pro výbornou čitelnost
zobrazovaných informací

LED světlo
prodloužené pro dokonalý
přehled v pracovním poli

MOŽNOST NASTAVENÍ
RECIPROČNÍHO I ROTAČNÍHO
POHYBU

Bezdrátový
pro snadné použití a efektivní
manipulaci při zákroku

komplet
REF: 700 ENDOCLASS
(6262)

- * světelný LED endomotor
- * bezdrátové provedení
- * kontinuální a reciprokační pohyb
- * lehce nastavitelné programy
- * auto torque reverse
- * funkce star/stop

Vstup	Počet programů	Typ baterie	Rozsah otáček	Rozsah torze	Výdrž / nabíjení
AC 100–240 V; 50/60 Hz	9	Li-Ion 3,7 V / 800 mAh (vyměnitelná)	200–600 ot/min	0,5–3,0 Ncm	90 / 180 min
Mikromotor včetně koncovky	Rozměry	Hmotnost	Nabíjecí stojánek	Rozměry	Hmotnost
	208 x 29 x 31 mm	160 g		100 x 100 x 51 mm	150 g

Endomotor a apexlokátor COXO

- * světelný LED endomotor s apexlokátorem
- * velký výběr přednastavených programů
- * 7 programů dle individuálního nastavení uživatele
- * tento přístroj lze použít jako:
 - apexlokátor
 - endomotor
 - apexlokátor + endomotor
- * auto torque reverse
- * funkce star/stop



EndoPilot

- * spojení apex lokátoru a endomotoru
- * široký výběr předvolených programů všech známých výrobců endo nástrojů
- * nový patentovaný reciproční program ReFlex od firmy Komet
- * jednoduché ovládání, dotyková obrazovka
- * bezdrátový nožní pedál





Rotadent
ROTATING INSTRUMENTS
www.rotadent.eu

f Rotadent spol. s r.o.

rotadent_czsk



info@rotadent.eu



+420 388 323 991

Rotadent spol. s r.o.

**Špidrova 104
385 01 Vimperk**