



Rotadent



ROTATING INSTRUMENTS

AKČNÍ NABÍDKA

2023 | ORDINACE

We bring good *shapes* to life.

www.rotadent.eu

 Rotadent spol. s r.o.  rotadent_czsk  info@rotadent.eu **Blue Line:**  +420 727 959 585
Rotadent spol. s r. o. Špidrova 104, 385 01 Vimperk

001 Kulička se zúženým krčkem „Gold Line”



REF:	a2431R	a2432R	a2433R	a2434R	a2435R	a2436R	a2437R
L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 204 001 SEM RA

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

a500 205 001 SEM RAL

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce

a2431RL a2432RL a2433RL a2434RL a2435RL a2436RL a2437RL

50 000 min⁻¹

- perfektní kulový tvar se zúženým krčkem
- pro lepší náhled do preparovaného místa
- křížový tvar
- lehká rozeznatelnost díky zlatému dřiku
- preparace bez vibrací

179 Kč/kus

balení = 5 ks

001 Kulička s normálním krčkem „Gold Line”



REF:	a4232r	a2412R	a2413R	a2414R	a2415R	a2416R	a2417R	a2418R
L [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 204 001 SE RA

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

a500 205 001 SE RAL

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce

a2412RL a2414rl a2416rl a2418rl

100 000 min⁻¹

169 Kč/kus

balení = 5 ks

001 Kulička se zúženým krčkem

- křížový břit

		REF: a6965	a6966	a6967	a6968
	L [mm]	1,0	1,4	1,8	2,3
	Ø [mm]	1,0	1,4	1,8	2,3
a506 204 001 298 RA	010	014	018	023	

50 000 min⁻¹

- perfektní kulový tvar se zúženým krčkem
- pro lepší náhled do preparovaného místa
- vysoká odolnost břitů proti opotřebení díky potažením TiN
- lehká rozeznatelnost mezi ostatními nástroji díky zabarvené pracovní části
- křížový břit pro preparaci bez vibrací

189 Kč/kus

balení = 5 ks

Tvrdokovové vrtáky

- opracování kovových nástaveb, titanových čepů a implantátů

		REF: a2792	a2793	a2794
	L [mm]	8,2	8,2	8,2
	Ø [mm]	1,6	1,8	2,0
a500 314 546 TG	016	018	020	

		REF: a2694	a2695	a2696
	L [mm]	8,2	8,2	8,2
	Ø [mm]	1,6	1,8	2,0
a500 314 198 TG	016	018	020	

		REF: a2746
	L [mm]	4,2
	Ø [mm]	2,3
a500 314 277 TG	023	

225 Kč/kus


balení = 5 ks



001 Kulička se zúženým krčkem

- zúžený krček umožňuje lepší náhled do preparovaného místa

Nová technologie od firmy Komet ve výrobě nástrojů z vysoce ušlechtilé keramiky, přináší do ošetření kariézního dentinu nový rozměr.



REF: a2932R a2933R a2934R a2935R a2936R a2937R a2938R a2939R a2940R

L [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
Ø [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7

a501 204 001 291 RA 008 010 012 014 016 018 021 023 027


22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

40 000 min⁻¹

495 Kč/kus

balení = 5 ks



REF: a2933RL a2934RL a2935RL a2936RL a2937RL a2938RL a2939RL

L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a501 205 001 291 RAL 010 012 014 016 018 021 023

26 mm

205 RA prodloužená (RAL)
- do kolénkového násadce

40 000 min⁻¹

589 Kč/kus

balení = 5 ks

SET - keramické kuličky

501 205 001 291 SET (2941RL)

Set obsahuje:

501 204 001 291 SET (2941R)

Set obsahuje:

2x 501 204 001 291 010

2x 501 204 001 291 014

2x 501 204 001 291 018

2x 501 204 001 291 023

1x nesterilizovatelný stojánek

2x 501 205 001 291 010

2x 501 205 001 291 014


2x 501 205 001 291 018

2x 501 205 001 291 023

1x nesteril. stojánek

5 314 Kč

4 379 Kč



(2941R)

LQ-tvrdokovové finírky se speciálním břitem pro vytvarování a přípravu kompozitních a amalgámových výplní



REF: a2728 a5042 a6844 a2697 a2739 a2747 a2748

L [mm]	Ø [mm]
3,6	0,9
8,0	1,2
10,0	1,2
8,0	1,6
3,6	1,8
3,5	1,8
4,2	2,3

a500 314 243 LQ FG	009					
a500 314 249 LQ FG		012				
a500 314 250 LQ FG			012			
a500 314 198 LQ FG				016		
a500 314 274 LQ FG					018	
a500 314 277 LQ FG						018 023

300 000⁻¹

Přednosti:

- Úspora času a peněz díky rychlému a efektivnímu dokončovacímu postupu
- Lepší kvality povrchu lze dosáhnout již po jednom dokončovacím kroku, může za to příčné ozubení speciálně navržené pro práci na výplních
- Vytváří mnohem jemnější povrchy než finišery s červeným diamantem
- Nástroje H134Q, H135Q a H50AQ zajišťuje jemné zakončení bez poškození dásně



385 Kč/kus

balení = 5 ks




REF: a2640 a2642 a2603

L [mm]	Ø [mm]
6,0	1,4
9,0	1,4
6,0	1,0

a500 314 164 LQ FG	014	
a500 314 165 LQ FG		014
a500 314 110 LQ FG		010

300 000⁻¹



Barevné proužky, označení břitů tvrdokovových nástrojů

	dokončovací břit rovný, extra jemný	ISO „031“
	finírkový břit, pravotočivý, extra jemný	ISO „032“
	dokončovací břit rovný, jemný	ISO „041“
	finírkový břit, pravotočivý, jemný	ISO „042“
	finírkový břit, rovný, střední	ISO „071“
	finírkový břit, pravotočivý, střední	ISO „072“
	finírkový břit, pravotočivý s jemnými příčnými zářezy	ISO „LQ“

Tvrdokovové dokončovací (finírky) - jsou určeny k vyhlazení a vytvarování všech druhů výplní vyrobených ze světlem tuhnoucích materiálů. Tyto výplně jsou připraveny pro další vyleštění pomocí leštících nástrojů.


Tvarování a opracování amalgámových výplní

U tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů. Nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních prostorech.


ISO 032 = 30 břitů
ISO 031 = 30 břitů

345 Kč/kus


balení = 5 ks



a500 314 195 031 FG		007	009					
a500 314 496 031 FG				009				
a500 314 277 032 FG					014		018	023
a500 314 274 032 FG					016	018		




450 000 min⁻¹



a500 314 699 031 FG		008			
a500 314 159 031 FG			010		
a500 314 164 031 FG				014	
a500 314 166 031 FG					014

450 000 min⁻¹

a500 204 277 032 RA							018	023
a500 204 274 032 RA					016			



100 000 min⁻¹



a500 314 249 032 FG 012

450 000 min⁻¹



Tvrdokovové dokončovací (finírky) - extra jemné, jsou určené k vyhlazení a vytvarování všech druhů výplní. Tyto výplně jsou připraveny pro další vyleštění pomocí leštících nástrojů.

Tvarování a opracování amalgámových výplní


U tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů.
Nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních prostorech.

ISO 041 = 16 břitů
ISO 042 = 20 břitů




298 Kč/kus

balení = 5 ks



a500 314 249 042 FG	012				
a500 314 274 042 FG				016	
a500 314 277 042 FG					023
a500 314 195 041 FG		007	009		

300 000 - 450 000 min⁻¹



a500 314 699 041 FG	008				
a500 314 159 041 FG		010			
a500 314 164 041 FG			014		
a500 314 166 041 FG				014	
a500 314 474 041 FG					010

300 000 - 450 000 min⁻¹



Tvrdokovové dokončovací (finírky) - jemné, jsou určeny na vyhlazení a vytvarování všech druhů výplní, příp. vyhlazení zubního pahýlu.

Tvarování a opracování amalgámových výplní


U tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů.
Nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních prostorech.

ISO 072 = 12 břitů
ISO 071 = 8 břitů


od 273 Kč/kus

*cena po slevě

balení = 5 ks




500 314 254 072 FG	012	014	018						
500 314 277 072 FG				014	018	023			
500 314 274 072 FG							014	016	018
500 314 249 072 FG									



300 000 - 450 000 min⁻¹


- 30%

REF:					2745R	4934R	4935R	2344R	4837R
500 204 277 072 RA					014	018	023		
500 204 274 072 RA								016	018




REF:					2745XL				
500 316 277 072 FGXL					014				






500 314 297 072 FG		014	016					
500 314 298 072 FG				016	021			
500 314 299 072 FG						018		
500 314 546 072 FG							016	018 021




300 000 - 450 000 min⁻¹

REF:	2762R	2763R	2765R	2766R				
500 204 297 072 RA		014	016					
500 204 298 072 RA				016	021			




od 273 Kč/kus

*cena po slevě
balení = 5 ks





500 314 287 072 FG		009					
500 314 288 072 FG			010	012			
500 314 289 072 FG					010	012	014
500 314 290 072 FG							014




450 000 min⁻¹

REF:					2756R		
500 204 289 072 RA						012	




500 314 296 072 FG	012
--------------------	-----



500 314 496 071 FG		009	010	012		
500 314 496 072 FG						014
500 314 159 071 FG					010	

450 000 min⁻¹

- 30%



500 314 699 071 FG		008		
500 314 164 071 FG			014	
500 314 166 071 FG				014

450 000 min⁻¹

- 30%



REF:	2676	2677	2678	2679
L [mm]	3,2	3,2	3,4	3,4
Ø [mm]	0,7	0,9	1,0	1,2

500 314 195 071 FG

007 009 010 012

450 000 min⁻¹



REF:	2684	2685	2686	2687	2688	2689
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

500 314 198 072 FG

012 014 016 018 021 023



REF:	4940
L [mm]	6,0
Ø [mm]	1,0

500 314 474 071 FG

010



REF:	2724	2725
L [mm]	4,2	4,4
Ø [mm]	1,2	1,4

500 314 234 072 FG

012 014



REF:	2632
L [mm]	8,0
Ø [mm]	1,2

500 314 158 072 FG

012



REF:	2570	2571	2572	2573
L [mm]	1,4	1,8	2,3	2,7
Ø [mm]	1,4	1,8	2,3	2,7

500 314 001 071 FG

014 018 023 027

19 mm

314 FG
- do turbínkového násadce

450 000 min⁻¹



REF:	4936	4937
L [mm]	8,0	8,0
Ø [mm]	1,0	1,2

500 314 249 072 FG

010 012

19 mm

314 FG
- do turbínkového násadce

300 000 - 450 000 min⁻¹

REF:	2570R	2571R	2572R	2573R
L [mm]	22	22	22	22

500 204 001 071 RA

014 018 023 027

22 mm

204 RA
- do kolénkového násadce

50 000 min⁻¹

od 273 Kč/kus

*cena po slevě

balení = 5 ks

- opracování kavity a preparace na schůdek

141 Válec, zaoblený

REF:	a3411	a3415			
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
a806 314 141 504 FG		012	014		
	a3409	a3412	a3416	a3419	a3423
a806 314 141 514 FG	010	012	014	016	018
	a3410	a3413	a3417	a3420	
a806 314 141 524 FG	010	012	014	016	
	a3414	a3418	a3421	a3424	
a806 314 141 534 FG		012	014	016	018

111 Válec, ostré hrany

REF:	a3350	a3353	
L [mm]	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	1,2	1,4	1,6
a806 314 111 514 FG	012	014	
	a3351	a3354	a3357
a806 314 111 524 FG	012	014	016
	a3352	a3355	a3358
a806 314 111 534 FG	012	014	016
	a3356		
a806 314 111 544 FG		014	

165 Kč/kus

balení = 5 ks



198 Kónus, zaoblený

REF:	a3616	a3624			
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
α	1,7o	1,7o	2,0o	2,0o	2,0o
a806 314 198 504 FG	012		016		
	a3617	a3620	a3625	a3629	a3633
a806 314 198 514 FG	012	014	016	018	021
	a3618	a3621	a3626	a3630	
a806 314 198 524 FG	012	014	016	018	
	a3619	a3622	a3627	a3631	a3634
a806 314 198 534 FG	012	014	016	018	021
	a3623	a3628	a3632		
a806 314 198 544 FG		014	016	018	

199 Kónus, zaoblený


REF:	a3651	a3653	a3656	a3660	
L [mm]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,3
α	2,0o	2,0o	2,0o	2,0o	2,0o
a806 314 199 514 FG	012	014	016	018	
	a3652	a3654	a3657	a3661	a3663
a806 314 199 524 FG	012	014	016	018	023
	a3655	a3658	a3662	a3664	
a806 314 199 534 FG		014	016	018	023
	a3659				
a806 314 199 544 FG			016		

142 Kč/kus

balení = 5 ks

Leštění fotokompozitních výplní


168 Kč/kus



- s křemíkovou pastou



135 Kč/kus



Arkansasové kameny

- 25%

89 Kč/kus

*cena po slevě


001 Kulička




110 Válec



165 Špička



171 Kónus




257 Poupě




288 Torpédo



243 Plamen




030 Kalich



65 Kč/kus

Diamantem prostoupené lešticí nástroje

243 Plamen



030 Kalich



371 Kruh



- jednokrokový silikonový lešticí, prostoupený diamantovým zrnem
- velmi vysoký lesk
- používat se zapnutým chlazením

193 Kč/kus

243 Plamen



243 Plamen




243 Kalich




251 Kč/kus


243 Kruh



243 Lamelový kartáček



375 Kč/kus



[01]

Vytvoření anatomie okusálních ploch pomocí kalichu 803 204 030 507 070 a vytvarování okusálních hrbolků.



[02]

Vysoký lesk jemných fisur pomocí plamínku 803 204 243 506 030.

1 559 Kč/set

BÍLÉ - univerzální

a010 204 010 001 050



a010 204 010 002 060




a010 204 010 001 060



a010 204 131 001 050



a010 204 137 001 020




a010 204 010 000 060



23 Kč/kus

BAREVNÉ - univerzální


a010 204 010 300 050



a010 204 010 300 060



a010 204 131 300 060



a010 204 137 300 020



BAREVNÉ - střední

a010 204 010 500 050



a010 204 010 500 060



a010 204 131 500 060



a010 204 137 500 020



BAREVNÉ - tvrdé

a010 204 010 700 050




a010 204 010 700 060



a010 204 131 700 060



a010 204 137 700 020



Lešticí nástroje

extra jemný, žlutý, s obsahem křemíku



65 Kč/kus

střední, modrý, s obsahem diamantu



295 Kč/kus

jemný, růžový, s obsahem diamantu



295 Kč/kus

extra jemný, šedý, s obsahem diamantu




Lešticí kotoučky

Max-Flex Pop-on

balení 25 ks nebo 50 ks


a731 900 371



8,60 Kč/kus

783 Kč/100 kusů






kónus, spirálový břit s příčnými zářezy a špičkou ve formě rýče



kónus, křížový břit a špičkou ve formě rýče



kónus zaoblený, spirálový břit




kulička prodloužená




kónus plochý



GD „Miniflex“





**Kulička - spirálový břit
potaženo ZrN**



**kónus, křížový břit a špička ve formě rýče
potaženo ZrN**

**kónus, spirálový břit s příčnými zářezy
špička ve formě rýče**

kónus, křížový břit a špička ve formě rýče



659 Kč/kus

629 Kč/kus

Nástroje na vyjmutí implantátu „ex-plantaci”



kalibrace hloubky v 7,0, 10,0, 13,0 a 16,0 mm

798 Kč/kus

Nástroje na trepanaci sliznice



kalibrace hloubky v 7,0, 10,0, 13,0 a 16,0 mm


995 Kč/kus

FibreKleer 4X

Představují spojení vynikající pevnosti a estetiky včetně dokonalého přenosu polymeračního světla. Tyto vlastnosti zajišťují iniciaci tuhnutí duálních cementů. Jednosměrné uspořádání skleněných vláken redukuje riziko výskytu následných fraktur čepu i kořene zubu.

FibreKleer-sklokeramický estetický čep

- zubatý



172 Kč/kus

balení = 10 ks

VLASTNOSTI

- ideální kombinace estetiky a pevnosti
- rovnoměrná distribuce napětí
- šíření světla v celé délce čepu
- snadné odstranění
- retenční tvar hlavy

SADA OBSAHUJE

- 15 ks sklokeramických čepů (každý 5x)
- 3 ks kalibrovaných vrtáků



060 000 N83C
6563

ZUBATÝ

- zajišťuje maximální plochu retence

5 466 Kč/kus

balení = 1 set

FibreKleer-sklokeramický estetický čep

- paralelní



172 Kč/kus

balení = 10 ks



060 000 N83A
6564

PARALELNÍ


- s retenčním tvarem hlavy - ideální pro kompozitní dostavbu pahýlu korunky

5 466 Kč/kus

balení = 1 set

FibreKleer-sklokeramický estetický čep

- kónický



97 Kč/kus

balení = 10 ks



060 000 N83B
6565

KONICKÝ

- ideální pro potřeby záchovné stomatology

5 466 Kč/kus

balení = 1 set

Rotadent



ROTATING INSTRUMENTS

We bring good *shapes* to life.

www.rotadent.eu

Rotadent spol. s r.o. @ rotadent_czsk info@rotadent.eu Blue Line: +420 727 959 585

Rotadent spol. s r. o. Špidrova 104, 385 01 Vimperk

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce

Nabídka platí do 31.12. 2023, tiskové chyby vyhrazeny

