

AKČNÍ

Rotadent

ROTARY INSTRUMENTS



NABÍDKA

LABORATOŘ 2023

We bring good *shapes* to life.




Tvrdokovové vrtáky

Univerzální tvrdokovové nástroje pro běžné opracování všech materiálů. Jedná se o tvrdokovové nástroje vyrobené z vysoce kvalitní slitiny a precizně vybroušenými břity od firmy Komet.

115,-/kus

001 Kulička, spirálový břit střední



REF: a2045 a2046 a2047 a2048 a2049 a2050 a2051 a2052 a2053 a2054 a2055 a2056 a2057 a2058


L [mm]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3

a500 104 001 175

003 004 005 006 007 008 009 010 012 014 016 018 021 023

50.000 min⁻¹

010 Obrácený kužel, spirálový břit střední



REF: a2071 a2072 a2073 a2074 a2075 a2076 a2077


L [mm]	0,5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
Ø [mm]	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6

a500 104 010 175

006 008 009 010 012 014 016

50.000 min⁻¹

107 Válec s příčnými zářezy



REF: a2088 a2089 a2090 a2091 a2092 a2093 a2094


L [mm]	3,4	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4	4,6
Ø [mm]	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8

a500 104 107 007

008 009 010 012 014 016 018

50.000 min⁻¹

168 Kónus s příčnými zářezy



REF: a2125 a2126 a2127 a2128 a2129


L [mm]	4,2	4,2	4,2	4,4	4,8
Ø [mm]	0,9	1,0	1,2	1,6	2,1

a500 104 168 007

009 010 012 016 021

50.000 min⁻¹

171 Kónus dlouhý s příčnými zářezy



REF: a2226 a2227 a2228 a2229 a247

L [mm]	5,2	6,0	6,0	6,0	7,5
Ø [mm]	0,9	1,0	1,2	1,6	2,1

a500 104 171 007

009 010 012 016 021

50.000 min⁻¹

Tvrdokovové vrtáky

468 Kónus zašpičatěný

Speciální fréza na vyřezávání
a odřezávání měkkých fólií



470,-/kus

468 Kónus zašpičatěný

Speciální fréza na vyřezávání
a odřezávání měkkých fólií



470,-/kus

547 Pin fréza

Speciální tvrdokovová
fréza na obnažení čepů



790,-/kus

201 Válec ozubený

Fréza na opravy



650,-/kus

Tvrdokovové frézy

175 Spirálový břit, středný – broušení pryskyřice



			
545 Kč	545 Kč	545 Kč	545 Kč
a6546	a6131	a6130	a5995
aR500 104 110 175 060	aR500 104 194 175 040	aR500 104 237 175 060	aR500 104 274 175 060

190 Křížový břit, středný – broušení kovů a pryskyřice



					
545 Kč	385 Kč	385 Kč	385 Kč	545 Kč	545 Kč
a6421	a6416	a6415	a5035	a6471	a6464
aR500 104 194 190 040	aR500 104 198 190 023	aR500 104 199 190 023	aR500 104 201 190 023	aR500 104 201 190 060	aR500 104 277 190 060
					
a7897	385 Kč	545 Kč	545 Kč	545 Kč	385 Kč
aR500 104 194 190 050	a6418	a6419	a6420	a6422	a6423
	aR500 104 225 190 023	aR500 104 237 190 060	aR500 104 257 190 060	aR500 104 274 190 040	aR500 104 274 190 060
					aR500 104 289 190 023

CSQ Rovný břit s příčnými zářezy, hrubý, rychlé broušení pryskyřic a kovů




565 Kč
a6526
aR500 104 274 CSQ 060

177

Rovný lamelový břit s příčnými zářezy,
hrubý – broušení měkkých pryskyřic, plasty



565 Kč

a6510

aR500 104 277 177 060



525 Kč

a7923

aR500 104 198 177 023



NEX Spirálový břit, středný – rychlé broušení kovů



395 Kč

a2119

a500 104 141 NEX 023

395 Kč

a2138

a500 104 194 NEX 023



585 Kč

a2132

a500 104 194 NEX 040



395 Kč

a2134

a500 104 198 NEX 023



395 Kč

a2131

a500 104 237 NEX 023



365 Kč

a2133

a500 104 264 NEX 040



585 Kč

a2137

a500 104 274 NEX 060



395 Kč

a2130

a500 104 277 NEX 014



585 Kč

a2136

a500 104 278 NEX 040



395 Kč

a2135

a500 104 289 NEX 023



ACR Křížový břit, střední – broušení pryskyřice

EQ Křížový břit, střední – broušení pryskyřice

Duální tvrdokovová fréza se dvěma břitzy na pracovní části
tělo frézy: hrubý
špička frézy: jemný



585 Kč

a2276

a500 104 194 ACR 040



585 Kč

a2308

a500 104 237 ACR 060



585 Kč

a2359

a500 104 274 ACR 060



585 Kč

a2360

a500 104 274 EQ 060



223, 220 Křížový břit, extra hrubý – broušení sádry



585 Kč

a2271

a500 104 194 223 050



585 Kč

a2272

a500 104 194 223 070



525 Kč

a6407

aR500 104 137 220 060



525 Kč

a6408

a500 104 194 220 040



565 Kč

a9500

aR500 104 274 220 060

224

Křížový břit, extra hrubý,
broušení sádry a pryskyřice



585 Kč

a6465

a500 104 137 224 060



585 Kč

a2274

a500 104 194 225 070



585 Kč

a2357

a500 104 274 225 060



GTI

Křížový břit, hrubý – broušení neušl. kovu a titanu



395 Kč

a2118

a500 104 141 GTI 023



395 Kč

a2234

a500 104 184 GTI 016



585 Kč

a4821

a500 104 194 GTI 040



395 Kč

a2297

a500 104 198 GTI 023



585 Kč

a2336

a500 104 264 GTI 040



585 Kč

a2361

a500 104 274 GTI 060



395 Kč

a2394

a500 104 289 GTI 023



PK

PEEK frézy

Spojení křížového břitu s příčnými zářezy umožňuje jemnou precizní práci bez zanášení břitu. Tímto jsou **PK frézy** ideálním spojením hrubého ACR břitu a jemného EF břitu pro opracování PEEK materiálu, všech kovů a tvrdých protézových pryskyřic.

585 Kč

a6588

a500 104 194 PK 040



525 Kč

a6587

a500 104 194 PK 023



395 Kč

a6583

a500 104 198 PK 023



395 Kč

a6584

a500 104 237 PK 023



395 Kč

a6585

a500 104 277 PK 014



395 Kč

a6586

a500 104 289 PK 023



190 Křížový břit, střední – broušení kovů

			
395 Kč	585 Kč	395 Kč	585 Kč
a2110	a2111	a2117	a2258
a500 104 137 190 023	a500 104 137 190 060	a500 104 141 190 023	a500 104 194 190 031

				
585 Kč	585 Kč	585 Kč	395 Kč	395 Kč
a2259	a2260	a2261	a2293	a2294
a500 104 194 190 040	a500 104 194 190 050	a500 104 194 190 060	a500 104 198 190 014	a500 104 198 190 023

				
585 Kč	395 Kč	395 Kč	585 Kč	585 Kč
a2304	a2306	a2307	a2318	a2319
a500 104 201 190 060	a500 104 225 190 016	a500 104 225 190 023	a500 104 237 190 040	a500 104 237 190 060

					
585 Kč	585 Kč	585 Kč	585 Kč	585 Kč	585 Kč
a2330	a4261	a4262	a2340	a2349	a2350
a500 104 263 190 040	a500 104 263 190 060	a500 104 263 190 070	a500 104 264 190 040	a500 104 274 190 040	a500 104 274 190 060

SHAX

Spirálový břit s příčnými zářezy –
broušení kovů



420 Kč

a8208

a500 104 141 SHAX 023



420 Kč

a8209

a500 104 194 SHAX 023



420 Kč

a8211

a500 104 198 SHAX 023



420 Kč

a8212

a500 104 237 SHAX 023



420 Kč

a8217

a500 104 289 SHAX 023



420 Kč

a8215

a500 104 2277 SHAX 014



630 Kč

a8210

a500 104 194 SHAX 040



630 Kč

a8213

a500 104 264 SHAX 040



630 Kč

a8214

a500 104 274 SHAX 060



630 Kč

a8216

a500 104 278 SHAX 040





Nový SHAX bří přináší revoluci v úpravách NEM:

Hnací silou je patent **KOMET** -
patentovaná řezná geometrie =
větší efektivita, delší životnost.

Tajemství nových **SHAX fréz**
je jejich inovativní a patentovaná
řezná geometrie. Každý zub má
jedinečný tvar, žádný zub není stejný
jako druhý, liší se výška zubu a hloubka.
Výsledkem je extrémně silné odstranění
materiálu a velmi hladký povrch.

V rukách zubního technika se frézy
SHAX stávají nejvýkonnější
a nejinovativnější frézou.
Výsledkem je lepší každodenní laboratorní
život - znatelně vyšší odstranění
materiálu a zároveň hladký povrch.

Frézy SHAX jsou výkonné, chamtivé
a přesně kontrolovatelné



SHAX SET SHAX




4.660,-

a8251
a500 104 SET SHAX

SHAX startovní set obsahuje:

- 2x 500 104 277 SHAX 014**
- 2x 500 104 141 SHAX 023**
- 2x 500 104 289 SHAX 023**
- 2x 500 104 198 SHAX 023**
- 2x 500 104 194 SHAX 040**



190 Tvrđokovové frézy RotaCut



Set obsahuje:

1x R540 104 201 190 023

1x R540 104 194 190 040

1x R540 104 257 190 060

1x R540 104 274 190 060

1x plastový stojánek (nesterilizovatelný)

R540 104 SET (7781)

2.100,-

**účinná ochrana před
opotřebením**

190 Tvrđokovové frézy DiaCoat

Tvrđokovové frézy se speciální povrchovou úpravou DiaCoat, pro ještě delší životnost.

Firma Rotadent zavádí na trh nové frézy s černým zbarvením, které zaručují klidný chod bez vibrací, plynulý odběr broušeného materiálu.



Set obsahuje:

1x R530 104 201 190 023

1x R530 104 194 190 040

1x R530 104 257 190 060

1x R530 104 274 190 060

1x plastový stojánek (nesterilizovatelný)

R530 104 SET (7782)

2.100,-

**JEŠTĚ
VÝHODNĚJŠÍ!**

Opracování keramiky

Tvrdokovové frézy

křížový břit - ultra jemný

Použití :

- › broušení keramiky a presované keramiky
- › broušení přechodů mezi keramikou a kovem
- › není vhodné k opracování ZrO keramiky



585 Kč



395 Kč



395 Kč



395 Kč



395 Kč

a2281	a2397	a2302	a2301	a2123
a500 104 194 UK 040	a500 104 289 UK 023	a500 104 198 UK 023	a500 104 198 UK 016	a500 104 141 UK 023

Opracování kovů pod keramiku

křížový břit – extra jemný



395 Kč



395 Kč



395 Kč



395 Kč



395 Kč



395 Kč

a2244	a2113	a2230	a2290	a2387	a2398
a500 104 194 110 023	a500 104 141 110 023	a500 104 184 110 016	a500 104 198 110 023	a500 104 289 110 023	a500 104 292 110 023

585Kč



585 Kč




a2245	a2345
a500 104 194 110 040	a500 104 274 110 060

Galvanické diamanty

001 Kulička

78,-/kus



199 Kónus zaoblený, spirál. obložený

398,-/kus



140 Válec zaoblený

78,-/kus



199 Kónus zaoblený

78,-/kus



250 Plamen

78,-/kus




166 Kónus špičatý

78,-/kus




Galvanické diamanty - opracování a separace keramiky

405 Separační disk, perforovaný



560,-/kus

400 Separační disk, perforovaný



355 Separační disk, extra flexibilní

extra flexibilní

jen 0,15 mm




350 Separační disk, perforovaný



445,-/kus

Sintrovaný diamant

393 Separační disk



990,-/kus

327, 328 Separační disk




1390,-/kus

Galvanický diamant

355 Separační disk, opracování keramiky, ZrO




465,-/kus



680,-/kus

Galvanické diamanty - opracování a separace keramiky a kompozit

355 Separační disk,
extra jemný, flex



355 Separační disk,
jemný, flex




365,-/kus

355 Separační disk,
střední, flex



355 Separační disk,
extra jemný, superflex



355 Separační disk,
jemý, superflex



355 Separační disk,
střední, superflex



GD - separační disky - rozřezávání sádrových modelů

365 Separační disk, na sádrové modely



REF: a6823

a6580

L [mm] 0,35

0,35



Ø [mm] 30,0

45,0

a806 104 365 524

300


450

950,-/kus

10.000 min⁻¹

1.150,-/kus

333 Separační disk, na sádrové modely



REF: a4963

a4964

L [mm] 0,36

0,36



Ø [mm] 40,0

48,0

a806 104 333 524

400

480

965,-/kus

15.000 min⁻¹

1.360,-/kus

376 Separační disk, na sádrové modely



a7929

L [mm] 0,32

0,32



Ø [mm] 45,0

45,0


a806 104 376 514

450

15.000 min⁻¹

1.650,-/kus

378 Separační disk, na sádrové modely



REF: a6824

a6824

L [mm] 0,40

0,40



Ø [mm] 45,0

45,0


a806 104 378 524

450

10.000 min⁻¹

1.150,-/kus

990 Separační disk, na sádrové modely



REF: a7465

a7465

L [mm] 0,37

0,37



Ø [mm] 40,0

40,0

a804 104 990 524

400

15.000 min⁻¹

965,-/kus

Sintrované diamanty - opracování kovů a keramiky

střední zrnitost



595,-/kus



890,-/kus

Sintrované diamanty - opracování kovů

hrubá zrnitost




595,-/kus



890,-/kus

extra hrubá zrnitost



595,-/kus




890,-/kus

extra jemná zrnitost

		REF:	F438	F442	F441	F440	F467	F439
	L [mm]		1,8	1,0	1,0	2,4	1,0	2,0
	1	Ø [mm]	5,5	13,0	15,0	17,0	15,0	26,0
803 104 P243 504		055						
803 104 P371 504			130	150				260
803 104 P372 504					170			
803 104 P373 504						150		
cena po slevě			276,-	656,-	656,-	656,-	656,-	1032,-

střední zrnitost

		REF:	F443	F447	F446	F445	F466	F444
	L [mm]		1,8	1,0	1,0	2,4	1,0	2,0
	1	Ø [mm]	5,5	13,0	15,0	17,0	15,0	26,0
803 104 P243 524		055						
803 104 P371 524			130	150				260
803 104 P372 524					170			
803 104 P373 524						150		
cena po slevě			276,-	656,-	656,-	656,-	656,-	1032,-



panther - 20%

hrubá zrnitost



REF:	F490	F450
L [mm]	1,0	2,0
Ø [mm]	15,0	26,0

803 104 P371 534 150 260

cena po slevě 656,- 1032,-



GREEN opracování surového zirkonu



REF:	F704	F705	F706
L [mm]	12,0	0,3	1,2
Ø [mm]	4,5	15,0	17,0

658 104 P243 523 045 150 170

658 104 P371 523 150 170

cena po slevě 127,20 127,20 127,20



panther - 20%

Rotadent
ROTARY INSTRUMENTS

Panther stones



REF:	F522	F520	F519	F695	F523	F517
L [mm]	3,0	3,5	2,4	3,5	22,0	13,0
1 $\varnothing$ [mm]	22,0	15,0	12,0	6,0	22,0	5,0
855 104 372 504	220	150	120	060		
855 104 371 504					220	
855 104 107 504						050
cena po slevě	1 432,-	960,-	960,-	612,-	1 432,-	612,-


Panther Shape

REF:	F697	F518	F525	F696	F524	F521
L [mm]	4,0	11,0	10,0	10,8	7,0	3,5
1 $\varnothing$ [mm]	4,0	4,0	3,5	3,5	2,5	5,0
855 104 001 504	040					
855 104 174 504		040				
855 104 141 504			035			
855 104 161 504				035		
855 104 288 504					025	
855 104 014 504						050
cena po slevě	612,-	612,-	612,-	612,-	612,-	612,-

REF:	F703
L [mm]	2,0
1 $\varnothing$ [mm]	26,0
803 104 P303 534	260
cena po slevě	1032,-

Silikonové leštiče s o sahem diamantu - leštění keramiky

plamen



a2142 a2143 a4841


a803 104 243 524 045
střední

a803 104 243 514 045
jemná

a803 104 243 504 045
extra jemná

890,-/kus

čočka



a2139 a2140 a2141

a803 104 303 504 250
extra jemná

a803 104 303 514 250
jemná


a803 104 303 524 250
střední

320,-/kus

od 10 kusů dodatečná sleva 5%

Silikonové leštiče s o sahem diamantu - leštění ZrO keramiky

kruh
jemná zrnitost **kruh**
střední zrnitost




a4296 a4297

a803 104 Z372 522 110

a803 104 Z372 524 110

plamen
jemná zrnitost **plamen**
střední zrnitost




a4299 a4300

a803 104 Z243 522 055

a803 104 Z243 524 055

1250,-/kus



a4294 a4295

a803 104 Z303 522 260

a803 104 Z303 524 260

635,-/kus



a4558 a4298


a803 104 Z372 522 170

a803 104 Z372 524 170

395,-/kus


Silikonové leštiče s o sahem diamantu - leštění keramiky

kruh




790,-/kus

kruh




1.100,-/kus

kruh



395,-/kus



850,-/kus

Silikonové leštiče s o sahem křemíku - leštění keramiky

střední zrnitost

a4911 a4909

a658 900 303 525 220 a658 900 372 525 220

čočka kruh

35,- kus

jemná zrnitost

a4908 a4906

a658 900 303 515 220 a658 900 372 515 220

čočka kruh

Silikonové leštiče s o sahem křemíku - univerzální leštění

střední zrnitost

a3072 a5122 a3074

a658 900 303 522 220 a658 900 371 522 220 a658 900 372 522 220

čočka kruh kruh

13,- kus

Silikonové leštiče s o sahem křemíku - leštění kovů

extra jemná zrnitost

a5024 a5012 a4317

a658 900 371 503 220 a658 900 372 503 220 a658 900 114 503 060

1 mm 3 mm

jemná zrnitost

a5027 a5014 a4319

a658 900 371 513 220 a658 900 372 513 220 a658 900 114 513 060

1 mm 3 mm

16,- kus

hrubá zrnitost

a4314 a4313

a658 900 372 534 220 a658 900 114 534 070

střední zrnitost

a5019 a5020 a5018

a658 900 371 524 220 a658 900 372 524 220 a658 900 114 524 070

1 mm 3 mm

Silikonové leštiče s o sahem křemíku - leštění pryskyřic

jemná
 střední
 hrubá
 extra hrubá



59,-/kus

Houbovité kartáčky na opracování pryskyřic

oranžový,
ex. jemný



bílý,
jemný



šedý,
jemný



červený,
střední



černý,
střední



hnědý,
hrubý



59,-/kus

Leštící artáčky

Kozí chlup, bílý, jemný



Štětina ý, černý, tvrdý



Robinson, šedý, jemný



Kozí chlup, tvrdý, žíhaný



Kartáček - štětina ý, kruh, bílý



39,-/kus

Leštící lamel vé kartáčky

Leštění flexibilní pryskyřice, např. deflex

240,-/kus

-20%



*uvedená cena je po odečtení slevy, včetně DPH za jeden kus

Kartáče na leštič u

372 MIRA plátěný leštící kartáč, jemný



REF: aK3

C [ks]	50
B [mm]	100
A [mm]	15,0

a019 900 372 271

100

2.800 min⁻¹

92,-/kus

*CENA PO SLEVĚ

372 MIRA flanelový leštící kartáč, hrubý



REF: aK4

C [ks]	50
B [mm]	100
A [mm]	13,0

a019 900 372 273


100

2.800 min⁻¹

107,-/kus

*CENA PO SLEVĚ

372 Leštící kartáč COSIMA



REF: a42

C [ks]	14
B [mm]	100
A [mm]	10,0

a019 900 372 0869

100

a45

C [ks]	8
B [mm]	48
A [mm]	48,0

510

2.800 min⁻¹

254,-/kus

*CENA PO SLEVĚ

95,-/kus

*CENA PO SLEVĚ

372 Leštící kartáč, látkový



REF: a41

C [ks]	50
B [mm]	100
A [mm]	15,0

a019 900 372 0279

100

15 000 min⁻¹

231,-/kus

*CENA PO SLEVĚ

Štětinový kartáč
s 2 plátěnými proložkami
„CALIBRIS“

135,-/kus



a019 900 372 243 800
a1

Leštící kartáč
s pěnovou proložkou

175,-/kus



a019 900 543 2V1 800
a16



a019 900 543 2V1 550
a15

150,-/kus

Opracování pryskyřic a kovů

95,-/kus

Štětinový kartáč
s plátěnou proložkou



019 900 372 243 500

a7

Štětinový kartáč



019 900 372 514 500

a6

Kartáč, kozí chlup, jemný



019 900 372 510 500

a8

Štětinový kartáč



019 900 372 325 700

a2

Řezací disky



653 900 1411 002 220
4870

- síla **0,2** mm
- průměr 22 mm



653 900 1411 003 220
4871

- síla **0,3** mm
- průměr 22 mm



653 900 1411 005 220
4872

- síla **0,5** mm
- průměr 22 mm



653 900 1414 001 250
4876

- síla **1,0** mm
- průměr 25 mm

Doporučené otáčky:

- max. 50.000 min⁻¹

**AKCE
10+5**

od 55,-/kus



653 900 1413 004 400
4874

- síla **0,4** mm
- průměr 40 mm



653 900 1413 005 400
4875

- síla **0,5** mm
- průměr 40 mm



653 900 1413 001 380
4873

- síla **1,0** mm
- průměr 38 mm

Doporučené otáčky:

- max. 38.000 min

**AKCE
10+5**

od 84,-/kus

Řezací disky s obsahem diamantu



804 900 1411 0032 200
7474

- síla **0,3** mm
- průměr 20 mm
- max. 50.000 min⁻¹



804 900 1411 002+ 200
4877

- síla **0,25** mm
- průměr 20 mm
- max. 50.000 min⁻¹



804 900 1411 015+ 200
6830

- síla **0,15** mm
- průměr 20 mm
- max. 50.000 min⁻¹

**AKCE
10+5**


od 137,-/kus

Diamantové nástroje - opracování zirkonové keramiky **-20%**

001 Kulička




001 Kulička s prodl. krčkem



010 Kónus, obrácený



141 Válec, zaoblený



198 Kónus, zaoblený



199 Kónus, dlouhý



225 Kužel, obrácený



234 Hruška




249 Plamen






250 Plamen



274 Granát



277 Vajíčko



-20%
balení = 5 kusů

Lithium silikátová keramika

Transparentes Lithiumsilicat · Transparent Lithium Silicate

LiSi PURE

Transparentní lithiumsilikátová keramika ve spreji pro plně anatomické práce ze zirkonové keramiky. K nanesení není potřeba žádná povrchová úprava a žádné zvláštní přípravky. Je určen pro všechny Zirkonoxidové keramiky a presované keramiky.

V naší kolekci nahrazuje CeraFusion od firmy Komet. Rychle ostříkat a v peci nechat difundovat. Dlouhodobě chrání všechny monolitické ZrO povrchy.

3.100,-



- Ideální pro všechny monolitické náhrady z ZrO₂
- Neuvěřitelně pevná vazba s ZrO
- Homogenní a bezporézní plošky
- Časově nenáročný nanášení
- Ekonomicky výhodné a vysoce kvalitní



a700 LiSi pure a8058

LiSi CONDITIONER

Difúzní keramika mění strukturu mezní vrstvy oxidu zirkoničitého během vypalování keramiky. Po pískování jemným korundem zůstává stejnoměrná mikrotrubnost ideálním předpokladem pro přímou vazbu oxidu zirkoničitého. Přizpůsobení a vůle se neztratí. Použití kyseliny fluorovodíkové není nutné.

**Nová kvalita
adhezivní cementace
oxidu zirkončitého.**

3.100,-



700 LiSi conditioner 8059

LiSi LOW FUSE

Nejlepší glazura na dentálním trhu!

Nová kvalita povrchu pro lisovanou keramiku a plně anatomický lithium disilikát.

LiSi **LOW FUSE** je perfektní glazura pro minimálně invazivní monolitické náhrady vyrobené z nízkotavitelné dentální keramiky, jako je lithium disilikátová, presovaná a leucitová keramika.

Výrazně snižuje riziko odštípnutí obkladů.

Budete překvapeni čistým, hladkým a nedrolícím se povrchem bez jakéhokoli leštění.

**ZAVÁDĚCÍ
CENA**

3 186,-



REF: 700 LiSi LOW FUSE (F920)

Přístrojová technika NSK



ULTIMATE XL

Bezuhlíkový laboratorní mikromotor

Můžete si zvolit mezi 2 typy mikromotorů (Torque a Compact)
a 4 typy ovládání: stolní, kolenní, nožní

- točivý moment 6 a 8,7 Ncm (modely Compact a Torque)
- otáčky 1 000 až 50 000 to./min.
- velmi lehký, ergonomický design, minimální hlučnost a vibrace
- patentovaný protiprachový mechanismus
- automatické sledování rychlosti, zpětná vazba a kontrola motoru
- autodiagnostika

model Copact :

35.900,-

model Torque :

39.900,-

- 6494 ■ ovládání stolní
6492 ■ ovládání kolenní
6493 ■ ovládání nožní

- 6497 ■ ovládání stolní
6495 ■ ovládání kolenní
6496 ■ ovládání nožní



PRESTO AQUA LUX LED



REF: 8222
PRESTO II

20.900
Kč

REF: 8224

~~64.772,-~~

49.900 Kč

REF: 8223
PRESTO AQUA II



~~49.090,-~~

39.900 Kč

PRESTO AQUA LUX

**Vzduchová turbína s vodním chlazením
a světlem LED:**

- Nevyžaduje žádné mazání • 320.000 ot/min.
- Otočný násadec o 360° • Nehlučná a bez vibrací • Jedinečný protiprachový mechanismus • Integrované světlo LED



TM

Rotadent



ROTATING INSTRUMENTS

www.rotadent.eu

Rotadent spol. s r.o. Instagram: [rotadent_czsk](#) Email: info@rotadent.eu Blue Line: [+420 727 959 585](tel:+420727959585)

Rotadent spol. s r. o. Špidrova 104, 385 01 Vimperk

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce

Nabídka platí do 31.12. 2023, tiskové chyby vyhrazeny



We bring good *shapes* to life.