

AKČNÍ NABÍDKA



ENDODONCIE

OBJEDNEJTE
ON-LINE




Projít celou >>
nabídku



Openery

OBJEDNEJ
ON-LINE



e-shop >>

40 %
sleva

OP Rozšiřovač, „Opener“



bal.	6	6
ø [mm]	2,5	3,0

490 204 OP08 19	.08	19 mm	025	6528
-----------------	-----	-------	-----	------

490 204 OP10 19	.010	19 mm	030	6182
-----------------	------	-------	-----	------

490 204 OP10 15	.010	15 mm	030	6787
-----------------	------	-------	-----	------

Točivý moment: 2,8 Ncm
výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

STERILE R

293,-/ks
1 757,-/bal.

FQ08 FQ, „Opener“

• tepelně opracovaná NiTi slitina



bal.	6
ø [mm]	2,0

490 204 FQ08 18	.08	18 mm	020	F707
-----------------	-----	-------	-----	------

Točivý moment: 2,4 Ncm
výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

STERILE R

NOVINKA

237,-/ks
1 422,-/bal.

Opener (kontinuální rotace)

- vyvinut speciálně pro rozšíření vstupu do kořenového kanálku
- flexibilní - přizpůsobí se anatomii kanálku
- spolehlivě odstraňuje bakterie

Opener FQ (kontinuální rotace)

- tepelně opracovaný = flexibilní až ke špičce
- přizpůsobivý každé anatomii kořenového kanálku
- tvaruje vstup do kanálku tak, aby vytvořil ideální a zároveň rovný přístup

Díky tepelnému opracování umožňuje opracování i obtížné přístupných kořenových kanálků.

OPR Rozšiřovač, „Opener - reciprokační“



bal.	6	6
ø [mm]	2,5	3,0

490 204 OPR08 19	.08	19 mm	025	7483
------------------	-----	-------	-----	------

490 204 OPR10 19	.010	19 mm	030	7484
------------------	------	-------	-----	------

výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

STERILE R

BESTSELLER

293,-/ks
1 757,-/bal.

Opener (reciprokační rotace)

- vyvinut pro velkorysý a rychlé rozšíření vstupu do kořenového kanálku
- konstrukce břitů openeru zajišťuje rychlé a důkladné odstranění infikované tkáně

Poskytuje lepší výhled do pracovního místa, zejména v kombinaci s lupou nebo mikroskopem.

Tato přípravná práce ulehčuje ošetření následným pilníkem.


i Nezáleží na tom, zda dáváte přednost práci recipročně nebo rotačně: obě verze openeru lze použít univerzálně a lze je kombinovat s jakýmkoli systémem nebo technikou ošetření.

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.

Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

Tvrdokovové, ocelové nástroje

697 Endodontický vrták, kulička „EndoTracer”




bal.	5	5	5	5	5	5
ø [mm]	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4

500 205 697 291 RAL 004 006 008 010 012 014

celková délka 31 mm
výrobce: Komet
opt. 20 000 min⁻¹

176,-/ks
882,-/bal.

697 Endodontický vrták, kulička „EndoTracer”



bal.	5	5	5	5	5	5
ø [mm]	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4

500 206 697 291 RAXL 004 006 008 010 012 014

celková délka 34 mm
výrobce: Komet
opt. 20 000 min⁻¹


181,-/ks
906,-/bal.

FQ glider, PathGlider

STROJOVÁ ENDODONCIE

FQ08 FQ glider

• tepelně opracovaný pilník



237,-/ks
1 422,-/bal.

NOVINKA



bal.	6
ø [mm]	015

490 204 FQ03 25 .03 25 mm F708 015

Točivý moment: 0,8 Ncm
výrobce: Komet
opt. 300 min⁻¹

40 %
sleva

FQ glider

- kontinuální pohyb
- efektivní a optimální vytvoření cestičky pro tvarovací pilníky
- vytváří funkční cestu
- oproti čistě ručnímu vytváření klouzavých drah uživatele


PathGlider

PathGlider je určen pro mechanické vytvoření kluzné dráhy. Pathglider je vyroben z vysoce ohybné slitiny niklu a titanu a je vybaven neřezací nástrojovou kanylou a dokonale sleduje tvar kanálku, čímž nejen snižuje riziko nežádoucí perforace kanálku, ale také spoří vzácný čas. Díky svému konusu .03 nástroj čistí cestu pro následně použité mechanické kořenové nástroje.

Výhody vůči výlučně manuálnímu vytvoření kluzné dráhy:

- kontinuální pohyb
- snížené riziko neúmyslné perforace kanálku
- úspora času
- konicita .03 pro postupný přechod do následně použitých mechanických kořenových nástrojů
- kalibrační proužek: 18 mm, 19mm, 20 a 22 mm od špičky nástroje

PG03 PathGlider



293,-/ks
1 757,-/bal.



bal.	6	6
ø [mm]	015	020

490 204 PG03 21 .03 21 mm 6183 6184 015 020

490 204 PG03 25 .03 25 mm 6185 6186 015 020

490 204 PG03 31 .03 15 mm 6529 6530 015 020

Točivý moment: 0,5 Ncm
výrobce: Komet
opt. 300 min⁻¹

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.
Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

FQ

STROJOVÁ ENDODONCIE

- kontinuální pohyb
- tepelně zpracovaný nikl-titan
- jednodušší, účinnější a bezpečnější léčba
- efektivní a minimálně invazivní ošetření obtížných
- kořenových kanálků
- jádro pilníku má průřez double-S a nabízí
- maximální flexibilitu a řezný výkon

OBJEDNEJ
ON-LINE



e-shop >>

**40 %
sleva**

**237,-/ks
1 422,-/bal.**

FQ04 FQ



bal.	6	6	6	6
	ø [mm]	020	025	030

490 204 FQ04 21	.04	21 mm	F709	F712	F715	F718
			020	025	030	035

490 204 FQ04 25	.04	25 mm	F710	F713	F716	F719
			020	025	030	035

490 204 FQ04 31	.04	31 mm	F711	F714	F717	F720
			020	025	030	035

Točivý moment: 1,8 Ncm
výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

FQ06 FQ



bal.	6	6	6
	ø [mm]	020	025

490 204 FQ06 21	.06	21 mm	F727	F730	F733
			020	025	030

490 204 FQ06 25	.06	25 mm	F728	F731	F734
			020	025	030

490 204 FQ06 31	.06	31 mm	F729	F732	F735
			020	025	030

Točivý moment: 2,4 Ncm
výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

041 Papírové čepy systém FQ



bal.	100	100	100	100	100	100
	ø [mm]	020	025	030	035	045

041 FQ 322 004	.04	28 mm	G33	G34	G35	G36	G37	G38
			020	025	030	035	045	055

041 FQ 322 006	.06	28 mm	G39	G40	G41			
			020	025	030			

výrobce: Komet

FQ04 FQ



NOVINKA

bal.	6	6
	ø [mm]	045

490 204 FQ04 21	.04	21 mm	F721	F724
			045	055

490 204 FQ04 25	.04	25 mm	F722	F725
			045	055

490 204 FQ04 31	.04	31 mm	F723	F726
			045	055

Točivý moment: 2,4 Ncm
výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

FQ sada nástrojů

Sada 6 kusů

Sada obsahuje:

- 1x 490 204 FQ08 18 020
- 1x 490 204 FQ03 25 015
- 1x 490 204 FQ04 25 020
- 1x 490 204 FQ04 25 025
- 1x 490 204 FQ04 25 030
- 1x 490 204 FQ04 25 035

490 204 FQ04 25 .04

F736 AS1

opt. 300 min⁻¹

042 Gutaperčové čepy systém FQ



bal.	100	100	100	100	100	100
	ø [mm]	020	025	030	035	045

042 FQ 421 004	.04	28 mm	G24	G25	G26	G27	G28	G29
			020	025	030	035	045	055

042 FQ 421 006	.06	28 mm	G30	G31	G32			
			020	025	030			


výrobce: Komet

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.
Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

F360

STROJOVÁ ENDODONCIE

OBJEDNEJ
ON-LINE



e-shop >>

245,-/ks
1 469,-/bal.

40 %
sleva

F360

F360 F360

• strojové opracování pomocí jen dvou nástrojů



STERILE



bal.	025	035	045	055
6	6	6	6	6
ø [mm]	025	035	045	055

490 204 F360 21	.04	21 mm	5727	5728	5729	5730
			025	035	045	055

490 204 F360 25	.04	25 mm	5731	5688	5689	5690
			025	035	045	055

490 204 F360 31	.03	31 mm	5691	5692	5693	5694
			025	035	045	055

kalibrační proužky 18 mm, 19 mm,
20 mm a 22 mm od špičky nástroje

Točivý moment: 1,8 Ncm

výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹

- kontinuální pohyb
- říditelná sekvence kořenových nástrojů pro anatomii většiny kanálků
- je zapotřebí jen 2 kořenových nástrojů
- všechny kořenové nástroje se používají s identickým kroutícím momentem 1,8 Ncm
- průřez ve tvaru dvojitého S přináší zvýšenou flexibilitu, velké prostory pro vypláchnutí všech zbytků
- díky malé konicitě .04 jsou optimální téměř pro všechny anatomie kanálku
- sterilní balení

041 Papírové čepy systém F360



225,-
za balení



STERILE



bal.	025	035	045	055
100	100	100	100	100
ø [mm]	025	035	045	055

041 F360 322 004	.04	28 mm	7850	7851	7852	7853
			025	035	045	055

041 F360 322 004	.04	28 mm	7854			
			S1 (025-055)			

výrobce: Komet

bal. (20x025, 20x035, 10x045, 10x055) 60 kusů

sterilní provedení baleno po 5 kusech

042 Gutaperčové čepy systém F360



263,-
za balení



STERILE



bal.	025	035	045	055
100	100	100	100	100
ø [mm]	025	035	045	055

042 F360 421 004	.04	28 mm	7819	7820	7821	7822
			025	035	045	055

042 F360 421 004	.04	28 mm	7823			
			S1 (025-055)			

výrobce: Komet

bal. (20x025, 20x035, 10x045, 10x055) 60 kusů

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.

Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

F6 SkyTaper

STROJOVÁ ENDODONCIE

245,-/ks
1 469,-/bal.

F06 F06 SkyTaper
• jednokrokový systém



STERILE

bal.	6	6	6	6	6
ø [mm]	020	025	030	035	040

490 204 F06 21	.06	21 mm	020	6187	6188	6189	6190	6191
			025					
			030					
			035					
			040					

490 204 F06 25	.06	25 mm	020	6192	6193	6194	6195	6196
			025					
			030					
			035					
			040					

490 204 F06 31	.06	31 mm	020	6197	6198	6199	6200	6201
			025					
			030					
			035					
			040					

kalibrační proužky 18 mm, 19 mm,
20 mm a 22 mm od špičky nástroje
Točivý moment: 2,2 Ncm a 2,8 Ncm
Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

opt. 300 min⁻¹



OBJEDNEJ
ON-LINE

e-shop >>



F6 SkyTaper

- kontinuální pohyb
- rotační preparace po celé pracovní délce s jediným nástrojem o konicitě .06
- neomezená možnost obturační metody
- jednonástrojový systém nástrojů z niki-titanové slitiny, která poskytuje vysokou flexibilitu
- průřez ve tvaru dvojitého S pro důkladné čištění kanálků
- sterilní balení

041 Papirové čepy systém F06 SkyTaper



224,-
za balení



STERILE

bal.	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040

041 F06 322 006	.06	28 mm		7860				
				S1 (020-030)				

výrobce: Komet

bal. (20x020, 20x025, 20x030) 60 kusů

042 Gutaperčové čepy systém F06 SkyTaper



263,-
za balení



STERILE

bal.	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040

042 F06 421 006	.06	28 mm	020	7824	7825	7826	7827	7828
			025					
			030					
			035					
			040					

042 F06 421 006	.06	28 mm		7829				
				S1 (020-030)				

výrobce: Komet

bal. (20x020, 20x025, 20x030) 60 kusů

041 Papirové čepy systém F06 SkyTaper



243,-
za balení



STERILE

bal.	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040

041 F06 322 006	.06	28 mm	020	7855	7856	7857	7858	7859
			025					
			030					
			035					
			040					

041 SF06 322 006	.06	28 mm		7850				
				S1 (020-030)				

výrobce: Komet

bal. (60x020, 80x025, 60x030) 200 kusů

sterilní provedení baleno po 5 kusech

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.

Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

Procodile

STROJOVÁ ENDODONCIE

366,-/ks
2 196,-/bal.

40 %
sleva

- reciprokační pohyb
- inovativně řešený vysoce flexibilní reciprokační nástroj k ošetření zakřivených kořenových kanálků.
- rychlé řezání, dokonale ohybný průřez ve tvaru *dvojitého S*
- díky zvětšenému prostoru mezi jednotlivými břity procodile dosahuje většího odběru infikované substance

PR06 Procodile



bal.	6	6	6
ø [mm]	020	025	030
490 204 PR06 21	.06	21 mm	7491 7492 7493 020 025 030
490 204 PR06 25	.06	25 mm	7494 7495 7496 020 025 030
490 204 PR06 31	.06	31 mm	7497 7498 7499 020 025 030

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

PR05 Procodile



bal.	6	6	
ø [mm]	035	040	
490 204 PR05 21	.05	21 mm	7500 7501 035 040
490 204 PR05 25	.05	25 mm	7502 7503 035 040
490 204 PR05 31	.05	31 mm	7504 7505 035 040

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

PR04 Procodile



bal.	6	6	
ø [mm]	045	050	
490 204 PR04 21	.04	21 mm	7506 7507 045 050
490 204 PR04 25	.04	25 mm	7508 7509 045 050
490 204 PR04 31	.04	31 mm	7510 7511 045 050

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

042 Gutaperčové čepy systém Procodile



297,-
za balení



bal.	100	100	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050
042 PR06 421 006	.06	28 mm	7842 7843 7844 020 025 030				
042 PR06 421 005	.05	28 mm			7845 7846 035 040		
042 PR06 421 004	.04	28 mm				7847 7848 045 050	
042 PR06 421 006	.06	28 mm			7849 S1 (025-040)		

výrobce: Komet

bal. (30x025, 10x030, 10x035, 10x040) 60 kusů



225,-
za balení

041 Papirové čepy systém Procodile



bal.	100	100	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050
041 PR06 322 006	.06	28 mm	7868 7869 7870 020 025 030				
041 PR06 322 005	.05	28 mm			7871 7872 035 040		
041 PR06 322 004	.04	28 mm				7873 7874 045 050	
041 PR06 322 006	.06	28 mm			7875 S1 (025-040)		
041 SPR06 322 006	.06	28 mm			7880 S1 (022-030)		

výrobce: Komet

bal. (120x025, 20x030, 20x035, 40x040) 20 kusů
sterilní provedení baleno po 5 kusech

320,-
za balení

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.

Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

Procodile Q.


STROJOVÁ ENDODONCIE

- reciprokační pohyb
- variabilně zúžené jádro nástroje
- rychlejší a efektivnější ošetření
- zvýšená bezpečnost pro uživatele i pacienta
- tepelně zpracován, aby mohl ještě lépe přispět k úspěšnému endodontickému ošetření
- odolnost proti cyklickému opotřebování je až o 300 % vyšší než u jiných nástrojů
- s reciprokačním pohybem

366,-/ks
2 196,-/bal.

40 %
sleva

PRQ06 ProcodileQ.




STERILE

bal.	6	6	6
ø [mm]	020	025	030

490 204 PRQ06 21 .06	21 mm	F22 020	F23 025	F24 030
490 204 PRQ06 25 .06	25 mm	F29 020	F30 025	F31 030
490 204 PRQ06 31 .06	31 mm	F36 020	F37 025	F38 030

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

PRQ05 ProcodileQ.




STERILE

bal.	6	6
ø [mm]	035	040

490 204 PRQ05 21 .05	21 mm	F25 035	F26 040
490 204 PRQ05 25 .05	25 mm	F32 035	F33 040
490 204 PRQ05 31 .05	31 mm	F39 035	F40 040

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

PRQ04 ProcodileQ.



STERILE

bal.	6	6
ø [mm]	045	050

490 204 PRQ04 21 .04	21 mm	F27 045	F28 050
490 204 PRQ04 25 .04	25 mm	F34 045	F35 050
490 204 PRQ04 31 .04	31 mm	F41 045	F42 050

Pravidlo: jednu ISO velikost přeskočit
výrobce: Komet

042 Gutaperčové čepy systém ProcodileQ.



297,-
za balení



STERILE

bal.	100	100	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050

042 PR06 421 006 .06	28 mm	7842 020	7843 025	7844 030			
042 PR06 421 005 .05	28 mm				7845 035	7846 040	
042 PR06 421 004 .04	28 mm						7847 045 7848 050
042 PR06 421 006 .06	28 mm	S1 (025-040) 7849					

výrobce: Komet

bal. (30x025, 10x030, 10x035, 10x040) 60 kusů



041 Papirové čepy systém ProcodileQ.



225,-
za balení



STERILE

bal.	100	100	100	100	100	100	100
ø [mm]	020	025	030	035	040	045	050

041 PR06 322 006 .06	28 mm	7868 020	7869 025	7870 030			
041 PR06 322 005 .05	28 mm				7871 035	7872 040	
041 PR06 322 004 .04	28 mm						7873 045 7874 050
041 PR06 322 006 .06	28 mm	S1 (025-040) 7875					
041 SPR06 322 006 .06	28 mm	S1 (022-030) 7880					

výrobce: Komet

bal. (120x025, 20x030, 20x035, 40x040) 200
sterilní provedení baleno po 5 kusech

320,-
za balení

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.


Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.



459,-/ks
2 752,-/bal.

34 %
sleva

V04 RECIPROC



bal.	6	6	6
Ø [mm]	025	040	050

701 V04 0212 021	21 mm	6620 025	6621 040	6622 050
701 V04 0212 025	25 mm	6624 025	6625 040	6626 050
701 V04 0212 031	31 mm	6628 025	6629 040	6630 050

výrobce: VDW

- systém navržený speciálně pro **reciproční preparaci** kořenových kanálků
- preparace kořenového kanálku pouze jedním nástrojem
- pohodlí na jedno použití; sterilní nástroje, jednotlivě balené
- tři velikosti nástrojů pro úzké, střední a široké kanálky

- průřez ve tvaru písmene **S** postupuje hladce a efektivně řeže díky speciální konstrukci
- nástroj se pohybuje bez tlaku, takže namáhání dentinu je minimalizováno
- zkracuje se doba přípravy kořenového kanálku
- pilníky jsou vyrobeny pro použití pouze na jedno ošetření pro konstantní účinnost řezání

2 752,-
za balení

 RECIPROC
Sada 6 kusů

Sada obsahuje:

- 3x 701 V04 0212 021 040
- 3x 701 V04 0212 021 050


 6635
SET

701 BV04 0212 021 21 mm

2 752,-
za balení

 RECIPROC
Sada 6 kusů

Sada obsahuje:

- 3x 701 V04 0212 025 040
- 3x 701 V04 0212 025 050


 6639
SET

701 BV04 0212 025 25 mm



2 752,-
za balení

 RECIPROC
Sada 6 kusů

Sada obsahuje:

- 3x 701 V04 0212 031 040
- 3x 701 V04 0212 031 050


 6643
SET

701 BV04 0212 031 31 mm

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.


Při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

RECIPROC® blue

Nová generace modrých pilníků RECIPROC® kombinuje snadnost původního endo RECIPROC® s jedním souborem koncepcí se zvýšenou bezpečností při přípravě kořenových kanálků pro pacienty. Díky inovativnímu tepelnému zpracování je RECIPROC® modrý a zvláště flexibilní pro zajištění hladšího a bezpečnějšího postupu v kanálku a navíc mu dodává jeho charakteristickou barvu.

**34 %
sleva**

BV04 RECIPROC BLUE



459,-/ks
2 752,-/bal.



		bal.	6	6	6
		Ø [mm]	025	040	050
701 BV04 0212 021	21 mm		6632	6633	6634
701 BV04 0212 025	25 mm		6636	6637	6638
701 BV04 0212 031	31 mm		6640	6641	6642

výrobce: VDW

- systém navržený speciálně pro **reciproční preparaci** kořenových kanálků
- preparace kořenového kanálku pouze jedním nástrojem
- pohodlí na jedno použití; sterilní nástroje, jednotlivě balené
- tři velikosti nástrojů pro úzké, střední a široké kanálky

RECIPROC BLUE

Sada 6 kusů, 21 mm

Sada obsahuje:

3x 701 BV04 0212 021 040

3x 701 BV04 0212 021 050



701 BV04 0212 021 21 mm SET **6635**

RECIPROC BLUE

Sada 6 kusů, 25 mm

Sada obsahuje:

3x 701 BV04 0212 025 040

3x 701 BV04 0212 025 050



701 BV04 0212 025 25 mm SET **6639**

Komet BioSeal

- biokeramický přípravek na utěsnění kořenových kanálků
- připraven k použití ihned po vybalení, není zapotřebí žádného míchání
- zaplnění 30-40 kanálků

**4+1
zdarma**

3 196,-/ks
při využití akce

BESTSELLER



ECS1 Komet BioSeal 8036

- zaplnění 30 - 40 kanálků
- doba tuhnutí cca. 5,5 h

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH. Při odběru 5 a více balení endo, rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %.

Endo ReStart

REENDODONCIE

- systém nástrojů, které byly vyvinuty pro revizní ošetření kořenových kanálků (reendodoncii)
- „safety activity” špička - optimalizovaná geometrie pro bezproblémové „zakousnutí” do výplňového materiálu

RE Endo ReStart, „Opener”



bal.	6
ø [mm]	3,0

490 204 RE10L 15 RA	.10	7107	030
---------------------	-----	------	-----

výrobce: Komet

271,-/ks
1 626,-/bal.

RE Endo ReStart, „pilník”



bal.	6	6
ø [mm]	2,5	2,5

490 204 RE05L 21 RA	.05	7108	025	
490 204 RE05L 25 RA	.05		7109	025

výrobce: Komet

293,-/ks
1 757,-/bal.

Endo ReStart

Sada 6 kusů

Sada obsahuje:

2x 490 204 RE10L 10 030

4x 490 204 RE05L 25 025



1 390,-/ks
za sadu

40 %
sleva

490 204 SET

4680 7110

výrobce: Komet



672,673 Spirálový plnič „Lentulo”

• bez pojistné spirály



bal.	4	4	4	4
------	---	---	---	---

340 204 672 458 RA	21 mm	1988	1989	1990	1991
		025	030	035	040

340 204 672 458 RA	21 mm	AS1- každý 1x			1992
--------------------	-------	---------------	--	--	------

340 204 673 458 RA	25 mm	1993	1994	1995	1996
		025	030	035	040

340 204 673 458 RA	25 mm	AS1 - každý 1x			1997
--------------------	-------	----------------	--	--	------

Speciální nekorodující pérová ocel
výrobce: Edenta



675,676 Spirálový plnič „Lentulo”

• s pojistnou spirálou



bal.	4	4	4	4
------	---	---	---	---

340 204 675 458 RA	21 mm	F494	F495	F496	F497
		025	030	035	040

340 204 675 458 RA	21 mm	AS1- každý 1x			F498
--------------------	-------	---------------	--	--	------

340 204 676 458 RA	25 mm	F499	F500	F501	F502
		025	030	035	040

340 204 676 458 RA	25 mm	AS1 - každý 1x			F503
--------------------	-------	----------------	--	--	------

Speciální nekorodující pérová ocel
výrobce: Edenta

Uvedené ceny jsou po slevě a včetně DPH.
při odběru 5 a více balení endo. rotačních nástrojů ze stejného systému dodatečná sleva 10 %

JSME ZÁSTUPCE
KOMET DENTAL
JEDNIČKY NA TRHU
ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ

BLUE LINE  +420 727 959 585



Pro více informací kontaktujte
obchodního zástupce


Kompletní servis v dodávce rotačních nástrojů
pro stomatologii a laboratoře

www.rotadent.eu

Rotadent spol. s r.o.
Špidrova 104, 385 01 Vimperk

KONTAKT

Mobil: +420 727 959 585
E-Mail: info@rotadent.eu

 [rotadent_czsk](https://www.instagram.com/rotadent_czsk)

 Rotadent spol. s r.o.

