

AKČNÍ NABÍDKA

PŘÍSTROJE

NSK

W&H



MK-DENT

Nové akční
ceny

ORDINACE

OBJEDNEJTE
ON-LINE



Projít celou >>
nabídku



PROTETIKA & ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE



5146
Synea Fusion
Kolénko 1:1
700 WG-56 LT

13 980 Kč

včetně DPH



5145
Synea Fusion
Kolénko 1:5
700 WG-99 LT

19 450 Kč

včetně DPH



G102
Synea Power Ed.
Kolénko 1:4
700 WG-900 LT

19 900 Kč

včetně DPH

Novinka!



5257
700 WG-56 LT
700 WG-99 LT

30 522 Kč

včetně DPH



G439
700 WG-99 LT
700 WG-900 LT

36 935 Kč

včetně DPH



G441
700 WK-56 LT
700 WK-99 LT

39 900 Kč

včetně DPH



G443
700 TE-95
700 WE-56

11 404 Kč

včetně DPH



G440
700 WG-56 LT
700 WG-99 LT
700 HG-43 A

39 567 Kč

včetně DPH



31 309 Kč

včetně DPH

F415
700 TG-98 L
700 RQ-24
700 WG-56 LT



43 500 Kč

včetně DPH

G442
700 TK-98 L
700 RQ-24
700 WK-56 LT

Balíček chirurgie 02

Implantmed Plus + 1 násadec + Piezomed Plus

- › Světelný motor Implantmed SI-1023
- › Světelný násadec dle výběru
- › Piezomed Plus Module SA-435
- › Koncovky Set Bone + B6

265 898 Kč

včetně DPH

Balíček chirurgie 03

Implantmed Plus + 1 násadec + Osstell Beacon

- › Světelný motor Implantmed SI-1023
- › Světelný násadec dle výběru
- › Osstell Beacon

184 525 Kč

včetně DPH

Balíček chirurgie 04

Implantmed Plus + 2 násadce

- › Světelný motor Implantmed SI-1023
- › Dva světelné násadce dle výběru

145 200 Kč

včetně DPH

Balíček chirurgie 05

Implantmed Plus + 1 násadec

- › Světelný motor Implantmed SI-1023
- › Světelný násadec dle výběru

131 739 Kč

včetně DPH

Implantmed Classic SI-923

- › Řídicí jednotka Implantmed SI-923
- › Nesvětelný motor EM-19
- › Kabelový nožní ovladač S-N2

5256 Ref: 700 SET3

Balíček chirurgie 06

Implantmed Classic + 1 násadec

- › Nesvětelný motor Implantmed Classic 923
- › Nesvětelný násadec WI-75 E/KM

78 650 Kč

včetně DPH

Balíček chirurgie 07

Implantmed Classic + 2 násadce

- › Nesvětelný motor Implantmed Classic 923
- › 2x nesvětelný násadec WI-75 E/KM

87 725 Kč

včetně DPH

Balíček chirurgie 08

Implantmed Classic + 1 násadec + Osstell Beacon

- › Nesvětelný motor Implantmed Classic 923
- › Nesvětelný násadec WI-75 E/KM
- › Osstell Beacon

128 411 Kč

včetně DPH



700 WI-75 E/KM (5202)



F463

Ref: 700 One

Assistina One Vyčištěno & namazáno za pouhých 18 sekund!

- › Adaptéry ISO pro kolénka a RM pro rychlospojky a turbíny
- › Náplně na ošetření 2 800 násadců
- › HEPA filtr

37 813 Kč

včetně DPH



PARNÍ STERILIZÁTOR LISA MINI

- objem komory 5 litrů
- Super rychlá: Už za 8 min a 45 vteřin můžete mít sterilní várku nebalených kovových nástrojů nebo kolének a násadců.
- Malá: šířka 44 cm x výška 20 cm x hloubka 67 cm
- Plně vybavená: ovládání přes dotykový displej, menu kompletně v českém jazyce
- Efektivní: až 22 násadců na jednu várku

700 Autokláv Lisa MINI

G444

ZAVÁDĚCÍ
NABÍDKA



NOVINKA

90 448 Kč

včetně DPH



OŠETŘOVÁNÍ A STERILIZACE



3 773 Kč
včetně DPH

Ref: 700 KIT06

G216

- Dezinfekce na nástroje
- > 2x Disinfektant I lahev 2 litry
- > Hygienický box na nástroje



966 Kč
včetně DPH



BePro je plně virucidní!



Ref: 700 KIT07

G215

- Dezinfekce na rotační nástroje
- > 2x Disinfektant R lahev 1 litr
- > Hygienický box Mini na vrtáčky

Ref: 700 Wipes doza

8245

Disinfektant
Wipes Tube

- > vlhčené ubrousky
- > vhodné pro 250 materiálů
- > 120 ubrousků v boxu



273 Kč
včetně DPH

Ref: 700 Wipes

8246

Disinfektant
Wipes Refill

- > vlhčené ubrousky
- > vhodné pro 250 materiálů
- > 120 ubrousků (náhradní náplň)



210 Kč
včetně DPH



1 694 Kč
včetně DPH

Ref: 700 19500300

G217

Hygienický box pro dekontaminaci nástrojů

Účinnost, kompatibilita a spolehlivost

3 parametry, které je třeba mít na paměti, když si vybíráte dezinfekční prostředky do své ordinace

Produkt je účinný, když:

je zcela mykocidní, bakteriocidní a virucidní. Znamená to, že uživatel dezinfekce vždy jistě odstraní nebo inaktivuje všechny přítomné patogeny na povrchu, a to v co nejkratší době. Všechny produkty BePro jsou testovány na více než 100 patogenů.

Produkt je kompatibilní, pokud:

je efektivní, ale přitom není agresivní a neničí povrchy zařízení ordinace. Například BePro produkty na dezinfekci povrchů jsou testovány na více než 275 materiálů, a můžete je tak použít i na extra citlivé povrchy, např. syntetickou kůži polstrů, plastové materiály, plexisklo, hliník atd...

Produkt je spolehlivý, když:

splňuje nej přísnější evropské normy. Jenom tak může být považován za bezpečný pro obsluhu, pacienta a prostředí. BePro má veškeré certifikáty Evropské Unie.



KOLÉNKA A TURBÍNKY NSK



NSK



KOLÉNKA A NÁRADY NSK

Ti-Max Z série nano

Extremně malá hlavička a tenké tělo • Titanový plášť DURAGRIP® (odolný proti poškrábání, nárazům a opakovanému autoklávování) • Celulární optika • Integrovaný mikrofiltr • Převodové ústrojí potaženo povlakem DLC (karbon – diamant) • Clean-Head-System • Tlačítkové upínání • 4-bodový sprej (kolénka 1:5)

Nejmenší. Nejlehčí. Dokonalá rovnováha.

REF: 700 Z95L
(8230)

REF: a700 Z95LS
(9897)

REF: a700 Z25L
(9898)

REF: a700 Z25LS
(9899)

REF: a700 Z15L
(9900)

REF: a700 Z15LS
(9901)

REF: a700 Z45L
(9902)

REF: a700 Z65LS
(9903)



24 990 Kč
včetně DPH



28 990 Kč
včetně DPH



17 990 Kč
včetně DPH



18 990 Kč
včetně DPH



19 990 Kč
včetně DPH



21 990 Kč
včetně DPH



27 990 Kč
včetně DPH



19 990 Kč
včetně DPH

Kolénko Z95L nano95LS

- světelné
- převod 1:5

Kolénko Z25L nano25LS

- světelné
- převod 1:1

Kolénko Z15L nano15LS

- světelné
- převod 4:1

Kolénko Z45L nano45LS

- světelné
- převod 1:4,2
- dvě sprejové funkce

Kolénko Z65LS nano65LS

- světelné
- převod 1:1

Ti-Max X

Titanový plášť DURACOAT (odolný proti poškrábání, nárazům a opakovanému autoklávování) • Systém keramických ložisek X-gear (spolehlivá, nehučná) • Clean Head System - systém proti kontaminaci hlavičky • 4-bodový sprej (kolénka 1:5) • 1-bodový sprej (redukce a 1:1) • Celulární optika

REF: 700 X95L
(7112)

21 990 Kč
včetně DPH



Kolénko X95L

- světelné
- převod 1:5

REF: 700 X25L
(7113)

16 490 Kč
včetně DPH



Kolénko X25L

- světelné
- převod 1:1

REF: 700 X15L
(7114)

18 990 Kč
včetně DPH



Kolénko X15L

- světelné
- převod 4:1

REF: 700 X65L
(7115)

19 990 Kč
včetně DPH



Rovný násadec X65L

- světelný
- převod 1:1

S-Max M

Plášť z nerezové oceli • Celulární optika • Keramická ložiska • Clean-Head systém • Tlačítkové upínání • 4-bodový sprej (kolénka 1:5) • 1-bodový sprej (redukce a 1:1)

REF: a700 M95L
(6572)

19 990 Kč
včetně DPH



Kolénko M95L

- Světelné
- převod 1:5

REF: a700 M25L
(6573)

14 490 Kč
včetně DPH



Kolénko M25L

- Světelné
- převod 1:1

REF: a700 M15L
(6818)

17 490 Kč
včetně DPH



Kolénko M15L

- Světelné
- převod 4:1

REF: a700 M65
(6817)

10 990 Kč
včetně DPH



Rovný násadec M65

- Nesvětelný
- převod 1:1

36 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

24 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

24 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

TURBÍNY A RYCHLOSPOJKY NSK

Ti·Max Z

Titanové tělo s povrchem DURAGRIP® (odolný proti poškrábání, nárazům a opakovanému autoklávování) • Výkon 26 W (řada 900) • Celulární optika • Keramická ložiska • Clean-Head-System • 4-bodový sprej • Integrovaný mikrofiltr

REF: 700 Z900L
(9904)

21 990 Kč
včetně DPH

Připojení na
NSK spojku:

Z900L standardní hlava



REF: 700 Z800L
(9905)

21 990 Kč
včetně DPH

Z800L minihlava



23 000 Kč
včetně DPH

standardní hlava

Přímé připojení
na spojky:

KaVo®, Sirona®, W&H®
a Bien-Air®



23 000 Kč
včetně DPH

minihlava

24 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

S·Max M

Ocelové tělo • Celulární optika • Keramická ložiska • Clean-Head-System • 4-bodový sprej

Připojení na NSK spojku:

M800L minihlava REF: 700 M800L (9907)

M900L standardní hlava REF: 700 M900L (9906)

14 990 Kč
včetně DPH

Přímé připojení na spojky:

KaVo®, Sirona®, W&H®
a Bien-Air® za stejnou cenu

15 750 Kč
včetně DPH



SPECIÁLNÍ NABÍDKA

M900L standardní hlava
a PTL-CL-LED

REF: 700 M900L SET
(9908)

20 990 Kč
včetně DPH



LED LED-spojka model PTL-CL-LED

pro připojení NSK-PTL
bez regulace vody

REF: 700 PTL CL LED (9909)



6 490 Kč
včetně DPH

LED LED-spojka model PTL-CL-LEDIII

pro připojení NSK-PTL
s regulací vody

REF: 700 PTL CL LEDIII (9910)




7 490 Kč
včetně DPH

LED LED-spojka model SCL-LED

pro připojení Sirona®
s regulací vody

REF: 700 SCL LED (9911)



8 990 Kč
včetně DPH

LED LED-spojka model KCL-LED

pro připojení MULTiflex®
KaVo®s regulací vody

REF: 700 KCL LED (9912)



8 990 Kč
včetně DPH

iCare

iCare přináší nové standardy v péči o rotační nástroje. Kompaktní, elegantní s jednoduchou obsluhou. Kompletně vyčistí a namaže až čtyři nástroje. Novinkou je funkce pro čištění kleštiny. Rotační systém mazání garantuje důkladné pročištění a namazání všech turbín, kolének a násadců. Rovněž jsou pročištěny kanálky pro chladicí vzduch a chladicí vodu.

MODEL iCare C2

Dvě rotační pozice pro
kolénka a násadce + dvě
standardní pozice M4

51 875 Kč
včetně DPH

MODEL iCare C3

Tři rotační pozice
pro kolénka a násadce +
jedna standardní pozice M4

51 875 Kč
včetně DPH



Funkce
čištění
kleštiny

KOLÉNKA A TURBÍNKY MK-DENT

Koncovky, které vyjadřují podstatu sofistikované stomatologie. Navrženo tak, aby vám pomohlo jako nikdy předtím. Posouváme limity aerodynamiky ještě dále a ovládli jsme proudění vzduchu přes čepel AeroAcoustic.

Více výkonu, lepší zvuk, velkolepé ovládání. Vytvořeno pro profesionálního uživatele který požaduje nejlepší ve své třídě.



MK-DENT



KOLÉNKA - plášť z chromu



Eco Line HE21KL

742 HE21KL
G55

Standartní hlavička: 12,5 x 14,3 mm
Výkon: 24 W; 4bodový sprej; hlučnost 62 dB;
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 63 g;
záruční doba: 18 měsíců

Připojení*

- KaVo
- Sirona
- NSK
- W&H

13 000 Kč

včetně DPH



Eco Line HE22KL

742 HE22KL
G56

Mini hlavička: 10,8 x 12,5 mm
Výkon: 16 W; 3bodový sprej; hlučnost 62 dB;
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 63 g;
záruční doba: 18 měsíců

Připojení*

- KaVo
- NSK
- W&H

13 000 Kč

včetně DPH

*druh připojení, nutno uvést do poznámky



Eco Line LE11L

742 LE11L
G57

Kolénko s převodem 1:1; 1bodový sprej; celulární optika; váha 80 g; povrchový materiál: chrom; záruční doba: 24 měsíců

13 000 Kč

včetně DPH



Eco Line LE15L

742 LE15L
G46

Kolénko s převodem 1:5; 3bodový sprej; celulární optika; váha 80 g; povrchový materiál: chrom; záruční doba: 24 měsíců

17 000 Kč

včetně DPH



Eco Line LE54L

742 LE54L
G58

Kolénko s převodem 5,4:1; 1bodový sprej; celulární optika; váha 81 g; povrchový materiál: chrom; záruční doba: 24 měsíců

15 000 Kč

včetně DPH



Eco Line LE01L světelná varianta

Kolénko s převodem 1:1; 1bodový sprej; celulární optika; váha 100 g; povrchový materiál: chrom; záruční doba: 24 měsíců

Nesvětelná varianta: 8 590,-

742 LE01L
G59

12 000 Kč

včetně DPH

KOLÉNKA - plášť z titanu



Prime Line HP21KL

743 HP21KL
G60

Standartní hlavička: 12,5 x 14,3 mm
Výkon: 25 W; 4bodový sprej; hlučnost 55 dB;
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 69 g;
záruční doba: 24 měsíců

Připojení*

- KaVo
- Sirona
- NSK
- W&H

17 995 Kč

včetně DPH



Prime Line HP22KL

743 HP22KL
G61

Výkon: 18 W; 3bodový sprej; hlučnost 60 dB;
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 67 g;
záruční doba: 24 měsíců

Připojení*

- KaVo
- NSK
- W&H

17 995 Kč

včetně DPH

*druh připojení, nutno uvést do poznámky



Prime Line LP11L

743 LP11L
G62

Kolénko s převodem 1:1; 1bodový sprej; celulární optika; váha 78 g; povrchový materiál: titan; záruční doba: 24 měsíců

17 995 Kč

včetně DPH



Prime Line LP15L

Kolénko s převodem 1:5; 3bodový sprej; celulární optika; váha 80 g; povrchový materiál: titan; záruční doba: 24 měsíců

743 LP15L
G47

19 990 Kč

včetně DPH



Prime Line LP54L

743 LP54L
G63

Kolénko s převodem 5,4:1; 1bodový sprej; celulární optika; váha 78 g; povrchový materiál: titan; záruční doba: 24 měsíců

17 995 Kč

včetně DPH



Prime Line LP01L světelná varianta

743 LP01L
G64

Kolénko s převodem 1:1; 1bodový sprej; celulární optika; váha 92 g; povrchový materiál: titan; záruční doba: 24 měsíců

14 485 Kč

včetně DPH

JSME ZÁSTUPCE
KOMET DENTAL
JEDNIČKY NA TRHU
ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ

BLUE LINE  +420 727 959 585



Pro více informací kontaktujte
obchodního zástupce

Kompletní servis v dodávce rotačních nástrojů
pro stomatologii a laboratoře.

www.rotadent.eu

Rotadent spol. s r.o.
Špidrova 104, 3851 01 Vimperk

KONTAKT

Mobil: +420 727 959 585
E-Mail: info@rotadent.eu



AKČNÍ NABÍDKA PŘÍSTROJE A-O-24-10

